

**ANTON
HIPP**

Instruments &
Implants

HF - Chirurgie Koagulation



HF - Surgery Coagulation

Bipolar Pinzetten

Bipolar Forceps

Unsere Bipolar Pinzetten werden getreu unserem Leitbild „Highest Quality and Precision...out of Passion“ für höchste Anforderungen produziert und werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Eigenschaften:

- **All unsere Bipolar Pinzetten sind mit einem Führungsstift ausgestattet, welcher die Spitzen exakt zusammenführt und so eine genau Präparation gewährleistet**
- **Die Griffe sind ergonomisch geformt. Somit sorgen sie für ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Die Bipolar Pinzetten sind mit einem Standard-Anschluss, passend für alle gängigen Geräte, ausgestattet**
- **Alle Instrumente sind bei 134° C autoklavierbar**

Our Bipolar forceps are produced according to our slogan „Highest Quality and Precision...out of Passion“. Because of this fulfill our instruments highest claims.

Issues:

- **All our forceps have got a guiding pin, which brings the two tips exactly together**
- **The handles are ergonomical shaped. Because of this a precisely and effortless working is possible**
- **Our forceps have got a standard connection that fits to all popular generator types**
- **All Instruments are autoclavable at 134° C**

Bipolar Pinzetten Bipolar Forceps



ADSON

12 cm **57.708.12**



UHRMACHER gerade
JEWELER straight

11 cm

spitz
sharp



57.700.11

Spitze 0,5 mm
Tip 0,5 mm



57.702.11



spitz
sharp



57.711.11

Spitze 0,5 mm
Tip 0,5 mm



57.713.11

UHRMACHER gebogen
JEWELER angled





11 cm







Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten Bipolar Forceps



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
16 cm	57.700.16	57.702.16	57.704.16	57.706.16
18 cm	57.700.18	57.702.18	57.704.18	57.706.18
19,5 cm	57.700.19	57.702.19	57.704.19	57.706.19
22 cm	57.700.22	57.702.22	57.704.22	57.706.22
24 cm	57.700.24	57.702.24	57.704.24	57.706.24

BIPOLEARE PINZETTE gerade
BIPOLAR FORCEPS straight

	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
16 cm	57.711.16	57.713.16	57.715.16	57.717.16
18 cm	57.711.18	57.713.18	57.715.18	57.717.18
19,5 cm	57.711.19	57.713.19	57.715.19	57.717.19
22 cm	57.711.22	57.713.22	57.715.22	57.717.22
24 cm	57.711.24	57.713.24	57.715.24	57.717.24





BIPOLEARE PINZETTE gebogen
BIPOLAR FORCEPS curved



Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection





Bipolar Pinzetten Bipolar Forceps



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
16 cm	57.720.16	57.722.16	57.724.16	57.726.16
19,5 cm	57.720.19	57.722.19	57.724.19	57.726.19
22 cm	57.720.22	57.722.22	57.724.22	57.726.22
24 cm	57.720.24	57.722.24	57.724.24	57.726.24

BIPOLEARE PINZETTE bajonett
BIPOLAR FORCEPS bayonet



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
16 cm	57.731.16	57.733.16	57.735.16	57.737.16
19,5 cm	57.731.19	57.733.19	57.735.19	57.737.19
22 cm	57.731.22	57.733.22	57.735.22	57.737.22
24 cm	57.731.24	57.733.24	57.735.24	57.737.24



16 cm	57.741.16	57.743.16	57.745.16	57.747.16
19,5 cm	57.741.19	57.743.19	57.745.19	57.747.19
22 cm	57.741.22	57.743.22	57.745.22	57.747.22
24 cm	57.741.24	57.743.24	57.745.24	57.747.24



BIPOLEARE PINZETTE
bajonett, auf- und abwärts
gewinkelt

BIPOLAR FORCEPS
bayonet, angled up and down







Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection





Bipolar Pinzetten Bipolar Forceps



Breiter Griff - langes Arbeitsteil
wide handle - more working length

	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
20 cm	57.750.20	57.752.20	57.754.20	57.756.20
23 cm	57.750.23	57.752.23	57.754.23	57.756.23
25 cm	57.750.25	57.752.25	57.754.25	57.756.25

BIPOLARE PINZETTE bajonett
BIPOLAR FORCEPS bayonet

	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
20 cm	57.761.20	57.763.20	57.765.20	57.767.20
23 cm	57.761.23	57.763.23	57.765.23	57.767.23
25 cm	57.761.25	57.763.25	57.765.25	57.767.25

20 cm	57.771.20	57.773.20	57.775.20	57.777.20
23 cm	57.771.23	57.773.23	57.775.23	57.777.23
25 cm	57.771.25	57.773.25	57.775.25	57.777.25



BIPOLARE PINZETTE
bajonett, auf- und abwärts
gewinkelt

BIPOLAR FORCEPS
bayonet, angled up and down



Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten
Bipolar Forceps



spitz
sharp



16,5 cm

57.780.16

BIPOLARE PINZETTE
kniegebogen

BIPOLAR FORCEPS
angled



Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten

Anti-Haft

Bipolar Forceps

Non-Stick

Bipolar Pinzetten Anti-Haft
Bipolar Forceps Non-Stick



ADSON
12 cm **57.808.12**



UHRMACHER gerade
JEWELER straight
11 cm

spitz
sharp



57.800.11

Spitze 0,5 mm
Tip 0,5 mm



57.802.11



UHRMACHER gebogen
JEWELER angled
11 cm

spitz
sharp



57.811.11

Spitze 0,5 mm
Tip 0,5 mm







57.813.11







Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten Anti-Haft Bipolar Forceps Non-Stick



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
16 cm				
16 cm	57.800.16	57.802.16	57.804.16	57.806.16
18 cm	57.800.18	57.802.18	57.804.18	57.806.18
19,5 cm	57.800.19	57.802.19	57.804.19	57.806.19
22 cm	57.800.22	57.802.22	57.804.22	57.806.22
24 cm	57.800.24	57.802.24	57.804.24	57.806.24

BIPOLEARE PINZETTE gerade
BIPOLEAR FORCEPS straight

	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
16 cm				
16 cm	57.811.16	57.813.16	57.815.16	57.817.16
18 cm	57.811.18	57.813.18	57.815.18	57.817.18
19,5 cm	57.811.19	57.813.19	57.815.19	57.817.19
22 cm	57.811.22	57.813.22	57.815.22	57.817.22
24 cm	57.811.24	57.813.24	57.815.24	57.817.24







BIPOLEARE PINZETTE gebogen
BIPOLEAR FORCEPS curved







Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten Anti-Haft Bipolar Forceps Non-Stick



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
16 cm	57.820.16	57.822.16	57.824.16	57.826.16
19,5 cm	57.820.19	57.822.19	57.824.19	57.826.19
22 cm	57.820.22	57.822.22	57.824.22	57.826.22
24 cm	57.820.24	57.822.24	57.824.24	57.826.24

BIPOLEARE PINZETTE bajonett
BIPOLAR FORCEPS bayonet


	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
16 cm	57.831.16	57.833.16	57.835.16	57.837.16
19,5 cm	57.831.19	57.833.19	57.835.19	57.837.19
22 cm	57.831.22	57.833.22	57.835.22	57.837.22
24 cm	57.831.24	57.833.24	57.835.24	57.837.24

16 cm	57.841.16	57.843.16	57.845.16	57.847.16
19,5 cm	57.841.19	57.843.19	57.845.19	57.847.19
22 cm	57.841.22	57.843.22	57.845.22	57.847.22
24 cm	57.841.24	57.843.24	57.845.24	57.847.24



BIPOLEARE PINZETTE
bajonett, auf- und abwärts
gewinkelt





BIPOLAR FORCEPS
bayonet, angled up and down

 Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten Anti-Haft Bipolar Forceps Non-Stick





Breiter Griff - langes Arbeitsteil
wide handle - more working length



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
20 cm	57.850.20	57.852.20	57.854.20	57.856.20
23 cm	57.850.23	57.852.23	57.854.23	57.856.23
25 cm	57.850.25	57.852.25	57.854.25	57.856.25

BIPOLEARE PINZETTE bajonett
BIPOLAR FORCEPS bayonet



	spitz sharp	Spitze 0,5 mm Tip 0,5 mm	Spitze 1,0 mm Tip 1,0 mm	Spitze 2,0 mm Tip 2,0 mm
				
20 cm	57.861.20	57.863.20	57.865.20	57.867.20
23 cm	57.861.23	57.863.23	57.865.23	57.867.23
25 cm	57.861.25	57.863.25	57.865.25	57.867.25



20 cm	57.871.20	57.873.20	57.875.20	57.877.20
23 cm	57.871.23	57.873.23	57.875.23	57.877.23
25 cm	57.871.25	57.873.25	57.875.25	57.877.25



BIPOLEARE PINZETTE
bajonett, auf- und abwärts
gewinkelt

BIPOLAR FORCEPS
bayonet, angled up and down



Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Bipolar Pinzetten Anti-Haft
Bipolar Forceps Non-Stickspitz
sharp



16,5 cm

57.880.16**BIPOLARE PINZETTE**
kniegebogen**BIPOLAR FORCEPS**
angledAlle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Monopolar Pinzetten

Monopolar Forceps

Monopolar Pinzetten Monopolar Forceps



MONOPOLAR anatom.
isoliert, ohne Buchse

MONOPOLAR anatom.
isoliert, mit Buchse

MONOPOLAR chir.
isoliert, ohne Buchse

MONOPOLAR chir.
isoliert, mit Buchse

14 cm	57.920.14
18 cm	57.920.18
21 cm	57.920.21
25 cm	57.920.25
30 cm	57.920.30

57.922.14
57.922.18
57.922.21
57.922.25
57.922.30


57.926.14
57.926.18
57.926.21
57.926.25
57.926.30

57.928.14
57.928.18
57.928.21
57.928.25
57.928.30



Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Monopolar Pinzetten Monopolar Forceps



MONOPOLAR
isoliert, ohne Buchse

MONOPOLAR
isoliert, mit Buchse


LUCAE	14,5 cm	57.931.14	57.933.14
JANSEN	16 cm	57.931.16	57.933.16
GRUENWALD	19 cm	57.931.19	57.933.19



Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

Monopolar Pinzetten
Monopolar Forceps**MONOPOLAR TC**

23 cm

57.940.23**MONOPOLAR DE BAKEY**

20 cm

57.944.20**Alle weiteren Ausführungen auf Anfrage****All other kinds on inquiry**Alle Pinzetten sind auch mit 2-Pin Anschluss erhältlich
All forceps are also available with 2-pin connection

ANTON HIPPI GMBH MEDICAL

Instrumente und Implantate

Annastrasse 25/1
D-78567 Fridingen
Germany

Postfach 80
D-78565 Fridingen
Germany

Tel: +49-(0)7463-99303-0
Fax: +49-(0)7463-99303-50

Mail: info@anton-hipp.de
www.anton-hipp.de