



FLEXIBLE BIOPSIEZANGEN
FLEXIBLE BIOPSY FORCEPS



RUNDE LÖFFELGREIFZANGEN | FORCEPS ROUND CUP




BZ-60000	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60005	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60010	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	1,8 mm 2300 mm



BZ-60015	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	2,2 mm 1200 mm
BZ-60020	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	2,2 mm 1600 mm
BZ-60025	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	2,2 mm 1800 mm
BZ-60030	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	2,2 mm 2300 mm



BZ-60035	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60040	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60045	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 2300 mm



BZ-60050	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,2 mm 1200 mm
BZ-60055	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,2 mm 1600 mm
BZ-60060	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,2 mm 1800 mm
BZ-60065	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,2 mm 2300 mm

OVALE LÖFFELGREIFZANGEN | FORCEPS OVAL CUP



BZ-60070	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60075	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60080	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	1,8 mm 2300 mm



BZ-60085	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60090	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-60095	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-60100	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,3 mm 2300 mm




BZ-60105	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,5 mm 1200 mm
BZ-60110	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,5 mm 1400 mm
BZ-60115	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,5 mm 1600 mm
BZ-60120	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,5 mm 2300 mm



BZ-60125	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60130	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60135	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 2300 mm



BZ-60140	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60145	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-60150	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-60155	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 2300 mm




OVALE, RUNDE LÖFFELGREIFZANGEN | FORCEPS OVAL, ROUND CUP



BZ-60340	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, verringerter Durchmesser, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, reduced diameter, with needle</i>	2,5 mm 1200 mm
BZ-60345	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, verringerter Durchmesser, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, reduced diameter, with needle</i>	2,5 mm 1600 mm
BZ-60350	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, verringerter Durchmesser, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, reduced diameter, with needle</i>	2,5 mm 1800 mm
BZ-60355	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, verringerter Durchmesser, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, reduced diameter, with needle</i>	2,5 mm 2300 mm




BZ-60360	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	3,4 mm 1200 mm
BZ-60365	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	3,4 mm 1600 mm
BZ-60370	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated</i>	3,4 mm 2300 mm



BZ-60375	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	3,4 mm 1200 mm
BZ-60380	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	3,4 mm 1600 mm
BZ-60385	Biopsie Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	3,4 mm 2300 mm



BZ-60390	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,6 mm 1200 mm
BZ-60395	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,6 mm 1600 mm
BZ-60400	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,6 mm 2300 mm




BZ-60405	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	3,0 mm 1200 mm
BZ-60410	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	3,0 mm 1600 mm
BZ-60415	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated</i>	3,0 mm 1800 mm

OVALE LÖFFELGREIFZANGEN | FORCEPS OVAL CUP




BZ-60420	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,6 mm 1200 mm
BZ-60425	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,6 mm 1600 mm
BZ-60430	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,6 mm 2300 mm



BZ-60435	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	3,0 mm 1200 mm
BZ-60440	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	3,0 mm 1600 mm
BZ-60445	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	3,0 mm 1800 mm


HOT BIOPSY | HOT BIOPSY




BZ-60450	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60455	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	1,8 mm 1400 mm
BZ-60460	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	1,8 mm 1600 mm



BZ-60465	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60470	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-60475	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,3 mm 2300 mm



BZ-60480	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,5 mm 1200 mm
BZ-60485	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,5 mm 1600 mm
BZ-60490	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,5 mm 1800 mm



OVALE LÖFFELGREIFZANGEN | FORCEPS OVAL CUP



BZ-60495	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,6 mm 1200 mm
-----------------	--	-------------------


BZ-60500	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,6 mm 1600 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60505	Biopsie Löffelgreifzange, oval, gefenstert, Teflon <i>Biopsy forceps, oval cup, fenestrated, teflon</i>	2,6 mm 2300 mm
-----------------	--	-------------------



BZ-60510	Griff für Biopsie Löffelgreifzange, kurzer Griff <i>Handle for biopsy forceps, short handle</i>	
-----------------	---	--


BZ-60515	Griff für Biopsie Löffelgreifzange, langer Griff <i>Handle for biopsy forceps, long handle</i>	
-----------------	--	--



BZ-60520	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	3,4 mm 1200 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60525	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	3,4 mm 1600 mm
-----------------	--	-------------------


BZ-60530	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	3,4 mm 2300 mm
-----------------	--	-------------------



BZ-60535	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	3,4 mm 1200 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60540	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	3,4 mm 1600 mm
-----------------	--	-------------------


BZ-60545	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	3,4 mm 2300 mm
-----------------	--	-------------------



BZ-60550	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,6 mm 1200 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60555	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,6 mm 1600 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60560	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated</i>	2,6 mm 2300 mm
-----------------	---	-------------------



BZ-60565	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated</i>	3,0 mm 1200 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60570	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated</i>	3,0 mm 1600 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60575	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated</i>	3,0 mm 2300 mm
-----------------	---	-------------------

LUER LOCK LÖFFELGREIFZANGEN | LUER LOCK FORCEPS



BZ-60580	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,6 mm 1200 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60585	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,6 mm 1600 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60590	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	2,6 mm 2300 mm
-----------------	---	-------------------



BZ-60595	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	3,0 mm 1200 mm
-----------------	---	-------------------

BZ-60600	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	3,0 mm 1600 mm
-----------------	---	-------------------


BZ-60605	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, oval, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, oval cup, fenestrated, with needle</i>	3,0 mm 2300 mm
-----------------	---	-------------------



BZ-60610	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	1,8 mm 1200 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60615	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	1,8 mm 1600 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60620	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	1,8 mm 2300 mm
-----------------	--	-------------------



BZ-60625	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	2,3 mm 1200 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60630	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	2,3 mm 1600 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60635	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	2,3 mm 1800 mm
-----------------	--	-------------------


BZ-60640	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated</i>	2,3 mm 2300 mm
-----------------	--	-------------------




BZ-60645	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 1200 mm
-----------------	--	-------------------

BZ-60650	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 1600 mm
-----------------	--	-------------------


BZ-60655	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenstert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	1,8 mm 2300 mm
-----------------	--	-------------------




FLEXIBLE BIOPSIEZANGEN | FLEXIBLE BIOPSY FORCEPS




BZ-60660	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenestert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60665	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenestert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-60670	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenestert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-60675	Luer Lock Teflon Löffelgreifzange, rund, gefenestert, mit Nadel <i>Luer Lock teflon forceps, round cup, fenestrated, with needle</i>	2,3 mm 2300 mm



BZ-60790	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60795	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60800	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	1,8 mm 2300 mm



BZ-60805	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60810	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-60810	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,3 mm 1800 mm




BZ-60820	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,3 mm 2300 mm
BZ-60825	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,5 mm 1200 mm
BZ-60830	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,5 mm 1600 mm




BZ-60835	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,5 mm 1800 mm
BZ-60840	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	2,5 mm 2300 mm
BZ-60845	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	3,0 mm 1200 mm
BZ-60850	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	3,0 mm 1600 mm
BZ-60855	Biopsie Löffelgreifzange, ovaler und gezahnter Löffel <i>Biopsy forceps, oval and toothed cup</i>	3,0 mm 2300 mm


FREMDKÖRPER-GREIFZANGEN | FOREIGN BODY FORCEPS



BZ-60900	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60905	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60910	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	1,8 mm 2300 mm




BZ-60915	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60920	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	2,3 mm 1600 mm




BZ-60925	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-60930	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	2,3 mm 2300 mm




BZ-60935	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	3,0 mm 1200 mm
BZ-60940	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	3,0 mm 1600 mm
BZ-60945	Fremdkörper-Löffelgreifzange <i>Foreign body forceps</i>	3,0 mm 2300 mm




BZ-60950	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-60955	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-60960	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	1,8 mm 2300 mm
BZ-60965	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-60970	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-60975	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-60980	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,3 mm 2300 mm




FREMDKÖRPER-GREIFZANGEN | FOREIGN BODY FORCEPS



BZ-60985	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,5 mm 1200 mm
BZ-60990	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,5 mm 1600 mm
BZ-60995	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,5 mm 1800 mm
BZ-61000	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	2,5 mm 2300 mm




BZ-61005	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	3,0 mm 1200 mm
BZ-61010	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	3,0 mm 1600 mm
BZ-61015	Fremdkörper Alligator Greifzange <i>Foreign body alligator forceps</i>	3,0 mm 2300 mm



BZ-61020	Fremdkörper Alligator Greifzange, langes Maul <i>Foreign body alligator forceps, very long</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-61025	Fremdkörper Alligator Greifzange, langes Maul <i>Foreign body alligator forceps, very long</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-61030	Fremdkörper Alligator Greifzange, langes Maul <i>Foreign body alligator forceps, very long</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-61035	Fremdkörper Alligator Greifzange, langes Maul <i>Foreign body alligator forceps, very long</i>	2,3 mm 2300 mm




BZ-61040	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-61045	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	1,8 mm 1600 mm




BZ-61050	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	1,8 mm 2300 mm
BZ-61055	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-61060	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-61065	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-61070	Fremdkörper Greifzange, drei scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp three hooks</i>	2,3 mm 2300 mm

FREMDKÖRPER-GREIFZANGEN | FOREIGN BODY FORCEPS




BZ-61075	Fremdkörper Greifzange, vier scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp four hooks</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-61080	Fremdkörper Greifzange, vier scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp four hooks</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-61085	Fremdkörper Greifzange, vier scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp four hooks</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-61090	Fremdkörper Greifzange, vier scharfe Häkchen <i>Foreign body forceps, sharp four hooks</i>	2,3 mm 2300 mm




BZ-61095	Fremdkörper Greifzange, runde Spitze <i>Foreign body forceps, round tips</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-61100	Fremdkörper Greifzange, runde Spitze <i>Foreign body forceps, round tips</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-61105	Fremdkörper Greifzange, runde Spitze <i>Foreign body forceps, round tips</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-61110	Fremdkörper Greifzange, runde Spitze <i>Foreign body forceps, round tips</i>	2,3 mm 2300 mm




BZ-61115	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-61120	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	1,8 mm 1600 mm




BZ-61125	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	1,8 mm 2300 mm
-----------------	---	-------------------



BZ-61130	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	2,3 mm 1200 mm
BZ-61135	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	2,3 mm 1600 mm
BZ-61140	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	2,3 mm 1800 mm
BZ-61145	Fremdkörper Greifzange, 1 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 1 x 2 teeth</i>	2,3 mm 2300 mm
BZ-61150	Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 2 x 2 teeth</i>	1,8 mm 1200 mm
BZ-61155	Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 2 x 2 teeth</i>	1,8 mm 1600 mm
BZ-61160	Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne <i>Foreign body forceps, 2 x 2 teeth</i>	1,8 mm 2300 mm



FREMDKÖRPER-GREIFZANGEN | FOREIGN BODY FORCEPS



BZ-61165 Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne
Foreign body forceps, 2 x 2 teeth 2,3 mm
1200 mm

BZ-61170 Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne
Foreign body forceps, 2 x 2 teeth 2,3 mm
1600 mm

BZ-61175 Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne
Foreign body forceps, 2 x 2 teeth 2,3 mm
1800 mm


BZ-61180 Fremdkörper Greifzange, 2 x 2 Zähne
Foreign body forceps, 2 x 2 teeth 2,3 mm
2300 mm



BZ-61185 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 1,8 mm
1200 mm

BZ-61190 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 1,8 mm
1600 mm

BZ-61195 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 1,8 mm
2300 mm



BZ-61200 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 2,3 mm
1200 mm

BZ-61205 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 2,3 mm
1600 mm

BZ-61210 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 2,3 mm
1800 mm

BZ-61215 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt
Foreign body forceps, flat tips, serrated 2,3 mm
2300 mm



BZ-61220 Fremdkörper Naht-Greifzange
Foreign body suture forceps 2,3 mm
1200 mm

BZ-61225 Fremdkörper Naht-Greifzange
Foreign body suture forceps 2,3 mm
1600 mm

BZ-61230 Fremdkörper Naht-Greifzange
Foreign body suture forceps 2,3 mm
2300 mm

STEINFÄNGER, BÜRSTEN | BASKETS, BRUSHES

BIOPSIE STEINFÄNGER | BIOPSY BASKETS



BZ-61235 Biopsie Steinfänger 50 mm, Standard
Biopsy baskets 50 mm, standard 1,8 mm
2150 mm

BZ-61240 Biopsie Steinfänger 50 mm, Nitinol
Biopsy baskets 50 mm, nitinol 1,8 mm
2150 mm

BZ-61245 Biopsie Steinfänger 50 mm, Standard
Biopsy baskets 50 mm, standard 2,3 mm
2100 mm

BZ-61250 Biopsie Steinfänger 50 mm, Nitinol
Biopsy baskets 50 mm, nitinol 2,3 mm
2300 mm



BZ-61255 Biopsie Steinfänger 70 mm, Standard
Biopsy baskets 70 mm, standard 1,8 mm
2150 mm

BZ-61260 Biopsie Steinfänger 70 mm, Nitinol
Biopsy baskets 70 mm, nitinol 1,8 mm
2350 mm

BZ-61265 Biopsie Steinfänger 70 mm, Standard
Biopsy baskets 70 mm, standard 2,3 mm
2150 mm

BZ-61270 Biopsie Steinfänger 70 mm, Nitinol
Biopsy baskets 70 mm, nitinol 2,3 mm
2350 mm

BIOPSIE BÜRSTEN | BIOPSY BRUSHES



BZ-61275 Biopsie Bürste 3 mm für 2 mm Kanal,
Biopsy brush 3 mm for 2 mm channel 1,8 mm
1200 mm

BZ-61280 Biopsie Bürste 3 mm für 2 mm Kanal,
Biopsy brush 3 mm for 2 mm channel 1,8 mm
1600 mm



BZ-61285 Biopsie Bürste 5 mm für 2,2 mm Kanal,
Biopsy brush 5 mm for 2,2 mm channel 2,3 mm
1200 mm

BZ-61290 Biopsie Bürste 5 mm für 2,2 mm Kanal,
Biopsy brush 5 mm for 2,2 mm channel 2,3 mm
1600 mm

BZ-61295 Biopsie Bürste 5 mm für 2,2 mm Kanal,
Biopsy brush 5 mm for 2,2 mm channel 2,3 mm
2300 mm




BZ-61300 Biopsie Bürste 7 mm für 3,7 mm Kanal,
Biopsy brush 7 mm for 3,7 mm channel 1,8 mm
1200 mm


BZ-61305 Biopsie Bürste 7 mm für 3,7 mm Kanal,
Biopsy brush 7 mm for 3,7 mm channel 1,8 mm
1600 mm

HANDGRIFFE, SCHNEIDSCHLINGEN | HANDLES, DIATHERMY LOOPS




HANDGRIFFE | HANDLES

	BZ-61310 Handgriff mit LL-Verbindung Handle with LL connection	
--	--	--

OVALE SCHNEIDSCHLINGEN | DIATHERMY LOOPS, OVAL


	BZ-61360 Schneidschlinge, oval 25 mm, LL Verbindung, isoliert Diathermy loops, oval 25 mm, LL connection, insulated	1,8 mm 1600 mm
	BZ-61365 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt Foreign body forceps, flat tips, serrated	2,3 mm 1600 mm
	BZ-61370 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt Foreign body forceps, flat tips, serrated	2,3 mm 2300 mm
	BZ-61375 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt Foreign body forceps, flat tips, serrated	2,3 mm 1600 mm
	BZ-61380 Fremdkörper Greifzange, flache Spitzen gezahnt Foreign body forceps, flat tips, serrated	2,3 mm 2300 mm

OVALE SCHNEIDSCHLINGEN | DIATHERMY LOOPS, OVAL

	BZ-61385 Schneidschlinge, hexagonal 25 mm, LL Verbindung, isoliert Diathermy loops, hexagonal 25 mm, LL connection, insulated	1,8 mm 1600 mm
	BZ-61390 Schneidschlinge, hexagonal 25 mm, LL Verbindung, isoliert Diathermy loops, hexagonal 25 mm, LL connection, insulated	2,3 mm 1600 mm
	BZ-61395 Schneidschlinge, hexagonal 25 mm, LL Verbindung, isoliert Diathermy loops, hexagonal 25 mm, LL connection, insulated	2,3 mm 2300 mm

NADELN | NEEDLES

TEFLON


	BZ-61410 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,6 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,6 x 6 mm	1,8 mm 1800 mm
	BZ-61415 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,6 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,6 x 6 mm	1,8 mm 2300 mm
	BZ-61420 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,7 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,7 x 6 mm	1,8 mm 1600 mm
	BZ-61425 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,7 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,7 x 6 mm	1,8 mm 1800 mm
	BZ-61430 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,7 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,7 x 6 mm	1,8 mm 2300 mm
	BZ-61435 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,9 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,9 x 6 mm	1,8 mm 1600 mm
	BZ-61440 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,9 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,9 x 6 mm	1,8 mm 1800 mm
	BZ-61445 Nadel, Teflon, LL Verbindung, 0,9 x 6 mm Needles, teflon, LL connection, 0,9 x 6 mm	1,8 mm 2300 mm

METALL | METAL


	BZ-61450 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,6 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,6 x 6 mm	1,8 mm 1600 mm
	BZ-61455 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,6 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,6 x 6 mm	1,8 mm 2300 mm
	BZ-61460 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,7 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,7 x 6 mm	2,3 mm 1600 mm
	BZ-61465 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,7 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,7 x 6 mm	2,3 mm 1800 mm
	BZ-61470 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,7 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,7 x 6 mm	2,3 mm 2300 mm
	BZ-61475 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,9 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,9 x 6 mm	2,3 mm 1600 mm
	BZ-61480 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,9 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,9 x 6 mm	2,3 mm 1800 mm
	BZ-61485 Nadel, Metall, LL Verbindung, 0,9 x 6 mm Needles, metal, LL connection, 0,9 x 6 mm	2,3 mm 2300 mm

PAPILLOTOME | PAPILOTOMES


NOTIZEN | NOTES




BZ-61490 Papillotom mit LL Verbindung, Standard 40 mm
Papillotomes with LL connection, standard 40 mm 1,8 mm
2300 mm




BZ-61495 Papillotom mit LL Verbindung und Feder, 30 mm
Papillotomes with LL connection and spring, 30 mm 1,8 mm
2300 mm




BZ-61500 Papillotom mit LL Verbindung und Feder, 40 mm
Papillotomes with LL connection and spring, 40 mm 1,8 mm
2300 mm




BZ-61505 Papillotom mit LL Verbindung, Frontschneide, 30 mm
Papillotomes with LL connection, precut, 30 mm 1,8 mm
2300 mm




BZ-61510 Papillotom mit LL Verbindung, Frontschneide, 40 mm
Papillotomes with LL connection, precut, 40 mm 1,8 mm
2300 mm



BZ-61515 Papillotom mit LL Verbindung, Frontschneide und Feder, 30 mm
Papillotomes with LL connection, precut and spring, 30 mm 1,8 mm
2300 mm



BZ-61520 Papillotom mit LL Verbindung, Frontschneide und Feder, 40 mm
Papillotomes with LL connection, precut and spring, 40 mm 1,8 mm
2300 mm



BZ-61525 Papillotom mit LL Verbindung, filiform, 30 mm
Papillotomes with LL connection, filiform, 30 mm 1,8 mm
2300 mm



BZ-61530 Papillotom mit LL Verbindung, filiform, 40 mm
Papillotomes with LL connection, filiform, 40 mm 1,8 mm
2300 mm

BZ-61535 Papillotom mit LL Verbindung, filiform, Feder, 30 mm
Papillotomes with LL connection, filiform, spring, 30 mm 1,8 mm
2300 mm

BZ-61540 Papillotom mit LL Verbindung, filiform, Feder, 40 mm
Papillotomes with LL connection, filiform, spring, 40 mm 1,8 mm
2300 mm

BZ-61545 Papillotom für Papilla Minor,
Papillotomes for Papilla Minor 1,8 mm
2300 mm

BZ-61550 Nadel-Papillotom, 10 mm
Needle papillotomes, 10 mm 1,8 mm
2300 mm

BZ-61555 Nadel-Vorschneide-Papillotom, 30 mm
Needle precut papillotomes, 30 mm 1,8 mm
2300 mm

BZ

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Phone: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-0
Fax: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de