



SPINAL ENDOSKOPIE
SPINAL ENDOSCOPY



SPINAL ENDOSKOPE | SPINAL ENDOSCOPES

MADE BY ACKERMANN® INSTRUMENTE, GERMANY



58-6750 Ackermann Plus Teleskop, 25° Blickrichtung für Bandscheiben MIS Chirurgie
Ackermann Plus telescope, 25° direction of view for MIS spinal surgery

58-6750G Ackermann Plus Teleskop, 25° Blickrichtung für Bandscheiben MIS Chirurgie, **Gold Version**
Ackermann Plus telescope, 25° direction of view for MIS spinal surgery, gold version

| Technische Daten Specification | 58-6750 58-6750G |
|--|--|
| Arbeitslänge Working length | 207,5 mm |
| Gesamtlänge Complete length | 275,5 mm |
| Durchmesser Diameter | 6,15 mm |
| Blickrichtung Direction of view | 24° |
| Blickfeld Field of view | 85° ± 5° |
| Instrumentenkanal Instrument channel | 3,4 mm |
| Sterilisation Sterilization | Autoklavierbar Autoclavable 134° C; 2,2 bar; 5 min |

DILATOREN | DILATORS



58-6840 Dilator mit Griffmulde, 160 mm
Dilator with finger grip, 160 mm Ø 6,0 mm / Ø 5,2 mm



58-6841 Dilator mit Griffmulde, 170 mm
Dilator with finger grip, 170 mm Ø 5,0 mm / Ø 4,2 mm



58-6842 Dilator mit Griffmulde, 185 mm
Dilator with finger grip, 185 mm Ø 4,0 mm / Ø 2,8 mm



58-6843 Dilator mit Griffmulde, 230 mm
Dilator with finger grip, 230 mm Ø 2,5 mm / Ø 1,0 mm



58-6845 Dilator, doppelläufig
Dilator, double barrelled Ø 6,5 mm

TREPHINEN | TREPHINES




58-6790 Trepine Knochenbohrer, 350 mm für T-Griff
Trepine bone drill, 350 mm for T-handle Ø 3,5 mm

58-6795 Trepine Knochenbohrer, 225 mm für T-Griff
Trepine bone drill, 225 mm for T-handle Ø 5,0 mm

58-6791 Trepine Knochenbohrer, 225 mm für T-Griff
Trepine bone drill, 225 mm for T-handle Ø 6,5 mm

58-6792 Trepine Knochenbohrer, 225 mm für T-Griff
Trepine bone drill, 225 mm for T-handle Ø 7,5 mm



58-6789 T-Handgriff für Trepine
T-handle for Trephine

HAKEN | HOOKS



58-6828 Haken mit Vierkantgriff, Elevator, 325 mm
Hook with square handle, elevator, 325 mm

58-6829 Haken mit Vierkantgriff, kleiner Haken, 325 mm
Hook with square handle, small hook, 325 mm

FÜHRUNGSDRAHT | GUIDE WIRE



58-6765 Führungsdraht, 400 mm
Guide wire, 400 mm Ø 0,8 mm

HAMMER | HAMMER



58-6788 Hammer, 230g, Teflon-Kappen, Silikongriff blau
Hammer, 230g Teflon caps, silicon handle blue Ø 30 mm x 240 mm

SAUGSTANZE | SUCTION PUNCH




58-6787 Saugstanze für Diskoskop, 330 mm
Suction punch for Diskoscope, 330 mm Ø 3,5 mm

KÜRETTE | CURETTE



58-6879 Kürette, Löffel abwinkelbar, LL-Anschluss, 330 mm
Curette, spoon angled, luer lock connection, 330 mm Ø 3,5 mm



BIOPSIE ZANGEN | BIOPSY FORCEPS



- 58-6875** Biopsielöffel, einfachbeweglich, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 330 mm
Biopsy spoon, single action, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 2,5 mm
- 58-6877** Biopsielöffel, einfachbeweglich, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 330 mm
Biopsy spoon, single action, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 3,5 mm
- 58-6870** Biopsielöffel, einfachbeweglich, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 260 mm
Biopsy spoon, single action, overload protection, luer lock connection, 260 mm Ø 2,5 mm

HAND INSTRUMENTE | HAND INSTRUMENTS

- 58-6869** Alligator Fasszange, kurzes Maul, Überlastungsschutz, LL-Anschluss 330 mm
Alligator forceps, short jaw, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 2 mm
- 58-6871** Alligator Fasszange, kurzes Maul, Überlastungsschutz, LL-Anschluss 330 mm
Alligator forceps, short jaw, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 3,5 mm
- 58-6873** Hakenschere, gerade, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 330 mm
Hook scissors, straight, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 2,5 mm
- 58-6872** Fasszange mit Stufen-Kehle, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 330 mm
Forceps with step throat, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 3 mm
- 58-6878** Cupped Fasszange, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 330 mm
Cupped forceps, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 3,5 mm
- 58-6874** Nucleus Fasszange, Überlastungsschutz, LL-Anschluss, 330 mm
Nucleus forceps, overload protection, luer lock connection, 330 mm Ø 3,5 mm
- 58-6833** Fasszange, flexibel, doppelbeweglich, LL-Anschluss, 330 mm
Forceps, flexible, double action, luer lock connection, 330 mm Ø 2,1 mm

KERRISON STANZE | KERRISON PUNCH



- 70-7075** Kerrison Stanze, 90° aufwärts, drehbar, 330 mm
Kerrison punch, 90° upwards, rotatable, 330 mm
- 70-7076** Kerrison Stanze, 40° aufwärts, drehbar, 330 mm
Kerrison punch, 40° upwards, rotatable, 330 mm

ARBEITSSCHÄFTE | WORKING SLEEVES



- 58-6770** Arbeitsschaft, Doppelfenster, 178 mm
Working sleeve, double window, 178 mm Ø 7,2 mm
- 58-6771** Arbeitsschaft, seitliches Fenster, 178 mm
Working sleeve, lateral window, 178 mm Ø 7,2 mm
- 58-6772** Arbeitsschaft, schräges Fenster, 178 mm
Working sleeve, oblique window, 178 mm Ø 7,2 mm
- 58-6773** Arbeitsschaft, Elevationslippe, 178 mm
Working sleeve, elevation lip, 178 mm Ø 7,2 mm

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Phone: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-0
Fax: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de