

Innehållsförteckning Förbrukning

B	Borstar	3
	Burkar, plast, glas	4-5
	Byretter	6
	Bägare, glas, plast	7-8
D	Diamantpenna	8
E	Embryoskålar	41
F	Filtrerpapper	9-15
	Flaskor, plast, glas	16-17
	Fryslådor	18-19
	Färgkyvetter	19
	Förkläden- Se Skyddsutrustning	39
	Förslutning till rör- Se Rör	34
	Förvaringsbox	34
G	Gasmätsprutor- Se Sprutor	45
	Gastvättflaskor	17
	Glasfiberfilter- Se Filter	15
H	Handskar- Se Skyddsutrustning	36-38
	HPLC sprutor- Se Sprutor	45
	Hållare, råtta, mus, marsvin	19-20
	Hårskydd- Se Skyddsutrustning	39
	Hällring- Se Flaskor	17
I	Injektionshållare	20
K	Kapillärrör	20
	Kolvar	20-22
	Kolvsänke	22
	Kristallisationsskålar	41
	Kryo Boxar	23-25
L	Lock till burkar- Se Burkar	5
	Lock till flaskor- Se Flaskor	17
	Luppar	26
M	Magnetloppor	26
	Magnetupptagare	26
	Munskydd- Se Skyddsutrustning	40
	Märkpennor	27
	Mätcylindrar	27-28
	Mätpipetter- Se Pipetter	30-31
O	Objektglas	28
	Objektglaslåda	29

P	Pappersservetter	29
	Parafilm	29
	Petriskålar	41
	Pincetter, plast	30
	Pipetter, glas	30-32
	Pipetter, plast	32
	Pipettfyllare	32
	Pipettspetsar	32
	Plastinös	33
	Preparatnålar	33
R	Rack	25
	Rackel	33
	Rockar- Se Skyddsutrustning	39
	Rör	34-35
S	Skedar	44
	Skoskydd- Se Skyddsutrustning	39
	Skyddsglasögon- Se Skyddsutrustning	40
	Skyddsutrustning	36-40
	Skålar	41
	Slangar	41-42
	Sonder	43
	Spatlar	43-44
	Spritlampor	44
	Sprutflaskeuppsats- Se Flaskor	16
	Sprutor	45-46
	Stativ	45
	Stativstav	45
	Stativklämmare	45
	Ställ	47-48
	Stövelskydd- Se Skyddsutrustning	39
T	Termometrar	48-49
	Timer	50-51
	Trattar	52
	Täckglas	52
V	Veckfilter- Se Filterpapper	14
	Vialer- Se Burkar	5
	Vågskepp	53
Ä	Ärmskydd- Se Skyddsutrustning	39

Borstar

Art nr

Kapillärborste med tvinnat trådskaft och naturborst.

	Borst diam.	Längd
11200	3 mm	100/480 mm
11201	7 mm	100/480 mm



Provrörborste med tvinnat trådskaft och naturborst - m. ylletofs.

	Borst diam.	Längd
11205	10 mm	60/190 mm
11202	15 mm	70/190 mm
11206	18 mm	80/220 mm
11207	26 mm	105/230 mm



Byrettborste med tvinnat trådskaft och naturborst.

	Borst diam.	Längd
11214	30 mm	150/1000 mm



Bägarborste med träskafte och naturborst.

	Borst diam.	Längd
11210	30 mm	95/200 mm



Flaskborste med tvinnat trådskaft och naturborst.

	Borst diam.	Längd
11211	55 mm	100/420 mm
11212	63 mm	120/470 mm
11213	80 mm	180/550 mm



Burkar

Burk av naturfärgad propenplast eller klar styrenplast.
Lock av vit etenplast.

Art nr	Art nr	D x H	Volym
Natur	Klar		
84993		64x 22 mm	60 ml
84994		65x 32 mm	90 ml
84996	84103	65x 70 mm	170 ml
84997		100x 30 mm	215 ml
84998	84100	65x 95 mm	250 ml
84200		85x111 mm	500 ml
84992		116x110mm	850 ml
84991		116x121mm	1000 ml
84990		132x141mm	1500 ml
	84104	65 x 38 mm	100 ml
	84102	65 x 84 mm	250 ml



4-kants flaska av vit HDPE. Lock av PP

	Volym	Öppning	D x B x H	Gradering
11715	25 ml	18 mm	32x34x52	5 ml
11716	50 ml	24 mm	38x38x70	10 ml
11717	100 ml	35 mm	42x48x90	20 ml
11718	250 ml	35 mm	57x60x110	25 ml
11719	500 ml	45 mm	70x80x138	50 ml
11720	1000 ml	58 mm	80x103x176	100 ml
11721	2000 ml	58 mm	100x134x210	100 ml



Burk "Kautex", rund med gängad hals. Tillverkad av kraftig LD-polyeten.
(Inkl PE-lock)

	Volym	Gänga	D x H	Förp
11699	50 ml	G32	39x75mm	600 st
11700	100 ml	G32	48x 94 mm	380 st
11701	200 ml	G40	59x116 mm	338 st
11702	250 ml	G40	64x122 mm	279 st
11703	500 ml	G50	77x156 mm	141 st
11704	1000 ml	G65	95x207 mm	64 st
11705	2000 ml	G65	120x250mm	33 st



Artnr*Lock till burk "Kautex"*

	Gänga	Inner diam
11710	G32	24 mm
11711	G40	31 mm
11712	G50	39 mm
11713	G65	50 mm

*Burk PEH rektangulär med handtag och lock*

	Volym	Mått	Höjd
11706	5 liter	190x141 mm	273 mm
11707	10 liter	230x172 mm	343 mm



*Burk i klarglas med gängad hals.
Levereras med svart lock och packning i polyeten.*

	Volym	Gänga	D x H	Förp
11680	30 ml	DIN 28/21	35x 55 mm	120 st
11681	50 ml	DIN 32/25	43x 75 mm	56 st
11682	100 ml	DIN 40/30	48x 93 mm	63 st
11683	250 ml	DIN 55/45	70x115 mm	48 st
11684	500 ml	DIN 55/45	84x155 mm	20 st
11685	1000 ml	DIN 68/45	104x180mm	18 st

*Burk "Vial" i klarglas med snäpplock i polyeten.*

	Volym	D x H	Förp
11696	2 ml	11,5x 36 mm	690 st
11690	5 ml	24x 24 mm	154 st
11691	8 ml	34x 24 mm	154 st
11692	10 ml	41x 24 mm	154 st
11693	15 ml	48x 25 mm	130 st
11694	20 ml	60x 26 mm	130 st
11695	30 ml	72x 28 mm	108 st



Art nr

Byrett klass B med inbränd gradering i brun diffusionsfärg. Facettslipad spets. Rak kran, teflonkik med säkring.

	Volym / Indelning	Tolerans
11800	10/ 0,05 ml	0,030 ml
11801	25/ 0,10 ml	0,045 ml
11802	50/ 0,10 ml	0,075 ml

Byrett klass A-H (GLP) med blå/vit skalkontrast och gradering i brun diffusionsfärg med ringmärke vid huvudpunkterna. Varje byrett toleransangivelse och fabriksgarantistämpel (spårbar). försedd med

	Volym / Indelning	Flaska
11810	25/ 0,05 ml	0,03 ml
11811	50/ 0,10 ml	0,05 ml



klass B

klass A-H

Byrett, titrerapparat enl. Dr. Schilling med automatisk 0-punkts-inställning och blå-vit skalkontrast. Levereras med finregleringsventil, Förråds flaska och fotplatta.

	Volym / Indelning	Flaska
11820	25/ 0,10 ml	1000 ml
11821	50/ 0,10 ml	1000 ml

11822	Reservbyrett 25 ml
11823	Reservbyrett 50 ml
11824	Slang
11825	Byrettspets



Art nr

Bägare i Borosilikatglas,
LÄG modell med pip och är graderad.

	Volym	D x H
11529	10 ml	26x 36 mm
11530	25 ml	34x 48 mm
11531	50 ml	42x 59 mm
11532	100 ml	51x 71 mm
11533	150 ml	58x 81 mm
11534	250 ml	69x 95 mm
11535	400 ml	80x110 mm
11536	600 ml	90x126 mm
11537	800 ml	98x135 mm
11538	1000 ml	106x148 mm
11539	2000 ml	132x185 mm



Bägare i Borosilikatglas,
HÖG modell med pip och är graderad.

	Volym	D x H
11540	25 ml	26x60 mm
11541	50 ml	38x 66 mm
11542	100 ml	47x 80 mm
11543	150 ml	53x 96 mm
11544	250 ml	62x120 mm
11545	400 ml	72x130 mm
11546	600 ml	82x143 mm
11547	800 ml	89x171 mm
11548	1000 ml	95x185 mm
11549	2000 ml	118x236 mm



Bägare i Borosilikatglas Duran ,
HÖG modell med pip och är graderad

	Volym	D x H
11565	50 ml	38x 66 mm
11566	100 ml	47x 80 mm
11567	150 ml	53x 96 mm
11568	250 ml	60x120 mm
11569	400 ml	70x130 mm
11570	600 ml	82x143 mm
11571	800 ml	89x171 mm
11572	1000 ml	95x185 mm
11573	2000 ml	118x236 mm



Art nr

Bägare i Borosilikatglas Duran.
LÅG modell med pip och är graderad

	Volym	D x H
11550	5 ml	22x 30 mm
11551	10 ml	26x 35 mm
11552	25 ml	32x 48 mm
11553	50 ml	42x 60 mm
11554	100 ml	51x 71 mm
11555	150 ml	55x 81 mm
11556	250 ml	69x 95 mm
11557	400 ml	82x100 mm
11558	600 ml	90x125 mm
11559	800 ml	98x136 mm
11560	1000 ml	106x145mm
11561	2000 ml	132x185mm
11562	3000 ml	152x210 mm
11563	5000 ml	170x270 mm



Bägare i polypropylenplast, autoklaverbar 121°C
och halvgenomskinlig. Max 135°C för
användning. LÅG modell med pip och
hjälpgradering. Säljes i hela förpackningar

	Volym	D x H	Förp
11582	50 ml	40x 60 mm	12 st
11583	100 ml	49x 70 mm	12 st
11584	150 ml	56x 80 mm	12 st
11585	250 ml	68x 94 mm	12 st
11586	400 ml	77x109 mm	6 st
11587	600 ml	91x125 mm	6 st
11588	1000 ml	102x149mm	6 st



Bägare i polypropylenplast, autoklaverbar 121°C
och halvgenomskinlig.
Lämplig för permanent bruk vid 100 ° C

11410	250 ml	75x115 mm	2 st
11411	500 ml	100x137 mm	2 st
11412	1000 ml	125x167 mm	2 st
11413	2000 ml	148x217 mm	1 st
11414	3000 ml	170x244 mm	1 st



Diamantpenna

18000 För skrift på glas och metall



Art nr

Syratvättade papper för kvantitativa analyser. Askhalt 0,0007%.

Kval. 00H, "Munketells", förp. om 100 st. Syratvättat.
Egenskaper: 80 - 1 - 40

Diameter

370005	55 mm
370007	70 mm
370009	90 mm
370011	110 mm
370012	125 mm
370015	150 mm
370018	185 mm
370024	240 mm



Kval. 00A, "Munketells förp. om 100 st. Syratvättat.
Egenskaper: 80 - 2 - 125

Diameter

370105	55 mm	
370107	70 mm	
370109	90 mm	
370111	110 mm	
370112	125 mm	
370115	150 mm	
370118	185 mm	
370124	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Anm: Kan även anskaffas i ark, 470x470 mm.

Kval. 00K, "Munketells förp. om 100 st. Syratvättat.
Egenskaper: 80 - 2 - 200

Diameter

370205	55 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370207	70 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370209	90 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370211	110 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370212	125 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370215	150 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370218	185 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370224	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Anm: Kan även anskaffas i ark, 470x470 mm.

Art nr

Kval. 00M, "Munktells", förp. om 100 st. Syretvättat.
Egenskaper: 90 - 3 - 450.

Diameter

370305	55 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370307	70 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370309	90 mm	
370311	110 mm	
370312	125 mm	
370315	150 mm	
370318	185 mm	
370324	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Kval. 00R, "Munktells", förp. om 100 st. Syretvättat.
Egenskaper: 90 - 3 - 700.

Diameter

370405	55 mm	
370407	70 mm	
370409	90 mm	
370411	110 mm	
370412	125 mm	
370415	150 mm	
370418	185 mm	
370424	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Kval. 005, "Munktells", förp. om 50 st. Syratvättat.
Egenskaper: 130 - 3 - 100

Diameter

370505	55 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370507	70 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370509	90 mm	
370511	110 mm	
370512	125 mm	
370515	150 mm	
370518	185 mm	
370524	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Art nr

Papper för kvalitativa analyser.
Ej syratvättade. Askhalt 0,06 %

Kval. 110. "Munktells", förp. om
100 st. Egenskaper: 80 - 2 - 200

Diameter

370605	55 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370607	70 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370609	90 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370611	110 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370612	125 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370615	150 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370618	185 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370624	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Kval. 1F. "Munktells", förp. om 100
st. Egenskaper: 80 - 2 - 125

Diameter

370705	55 mm	
370707	70 mm	
370709	90 mm	
370711	110 mm	
370712	125 mm	
370715	150 mm	
370718	185 mm	
370724	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370732	320 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370748	Ark, 480x480 mm, förp. 100 st.	Ansk. Vara MQ 5 FP



Kval. 3, "Munktells", förp. om 100
st. Egenskaper: 90 - 3 - 700.

Diameter

370805	55 mm	
370807	70 mm	
370809	90 mm	
370811	110 mm	
370812	125 mm	
370815	150 mm	
370818	185 mm	
370824	240 mm	
370832	320 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370848	Ark, 480x480 mm, förp. 100 st.	Ansk. Vara MQ 5 FP



Art nr

Kval. 5, "Munktells", förp. om 100 st. Egenskaper: 130 - 3 - 1000.

Diameter

370905	55 mm	
370907	7 mm	
370909	9 mm	
370911	11 mm	
370912	125 mm	
370915	15 mm	
370918	185 mm	
370924	24 mm	
370932	32 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
370948	Ark, 480x480 mm, förp. 100 st.	Ansk. Vara MQ 5 FP



Tekniska filtrerpapper. Askhalt 0,1%.

Kval. 1001, "Munktells", förp. om 100 st. Egenskaper: 90 - 1 - 50.

Diameter

371005	55 mm	
371007	70 mm	
371009	90 mm	
371011	110 mm	
371012	125 mm	
371015	150 mm	
371018	185 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Kval. 1002, "Munktells", förp. om 100 st. Egenskaper: 90 - 2 - 250.

Diameter

371105	55 mm	
371107	70 mm	
371109	90 mm	
371111	110 mm	
371112	125 mm	
371115	150 mm	
371118	185 mm	
371124	240 mm	
371132	320 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP



Anm: Kan även anskaffas i ark, 480x480 mm.

Art nr

Kval. 1003, "Munktells", förp. om 100 st. Våtstarkt. Egenskaper: 90 - 3 - 750.

Diameter

371205	55 mm	
371209	90 mm	
371211	110 mm	
371212	125 mm	
371215	150 mm	
371218	185 mm	
371224	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP

Anm: Kan även anskaffas i ark, 480x480 mm.


Munktells. Tekniska filter i storlek 430x430 mm.
Egenskaper: 1300/90 - 2 - 250, 1350/90 - -,
1360/135 - -, 1410/60 - 1 -30.

	Kval	Anm	Förp
371330	1300	Slät abs.yta.	500 st
371350	1350	Präglad yta.	250 st
371360	1360	d.o.	250 st
371314	1410	Ster.papper	500 st

Kval. 1600, "Munktells", laboratorieläsk, runda fyrkantiga.
Förp. om 200 st. Askhalt 0,03%. Egenskaper: 25 -1-175.

371417	170 mm	
371422	220 mm	
371475	175 x 175 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371421	210 x 297 mm	Ansk.vara (A-4)
371448	480 x 480 mm	

Anm: Andra storlekar kan anskaffas. Mått i mm



Art nr

Veckfilter

Munktell, förp om 100 st.

Egenskaper samma som för motsv. rundfilter.

Kval. 120H.

Diameter

371512	125 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371515	150 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371518	185 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP

Kval. V1F.

Diameter

371216	125 mm
371615	150 mm
371618	185 mm

Kval. V3.

Diameter

371712	125 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371715	150 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371718	185 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371724	240 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371732	320 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP

Anm: Andra storlekar och kval. kan anskaffas.

Kval. V110.

Diameter

371812	125 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371815	150 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP
371818	185 mm	Ansk. Vara MQ 5 FP

Kval. V150.

Diameter

371912	125 mm
371915	150 mm
371918	185 mm
371924	240 mm
371932	320 mm

Kval. 5.

Diameter

372012	125 mm
372015	150 mm
372018	185 mm
372024	240 mm
372032	320 mm



Art nr

Susp 70, tillverkad i finmaskig viraduk av polyamid,
grovlek 70 μm . För bestämning av grövre partiklar och
fibrer i avloppsvatten m.m. Förpackning om 100 rondeller.

Diameter

372147	47 mm
372150	50 mm
372155	55 mm



Glasfiberfilter

Kval. MGA, Munktells,
Standardfilter för bestämning av
suspenderade ämnen i
avloppsvatten. Ytvikt 55g/m,
tjocklek 0,22 mm. Förp. om
100 st.

Diameter

372224	24 mm
372247	47 mm
372255	55 mm
372270	70 mm
372290	90 mm
372294	110 mm



Anm: I ackrediteringssammanhang anses Munktells
glasfiberfilter vara ett fullgott alternativ till
Whatman GF/A.

Kval. MGC. Munktells, Standardfilter för
suspenderade ämnen i recipienter, ex.
sjövattnen. Ytvikt 48g/m, tjocklek 0,19 mm.

Diameter

372347	47 mm
372355	55 mm
372370	70 mm
372390	90 mm



Art nr

Flaska i polyeten, rund modell med gängad hals som passar till sprutflask uppsats. Levereras med skruvlock.

	Volym	D x H	GL
84214	10 ml	26x48 mm	14
84216	30 ml	36x64 mm	14
84217	50 ml	37x86 mm	18
84218	100 ml	47x106 mm	18
84220	250 ml	61x141 mm	25
84221	500 ml	75x178 mm	25
84222	1000 ml	98x225 mm	28
84223	2000 ml	120x265mm	28



Lock, sprutflask uppsats och spetslock till rund polyetenflaska

Flaska	Sprutflask uppsats	Spetslock	Lock
10 ml		84225	84236
30 ml		84225	84236
50 ml		84226	84237
100 ml	84229	84226	84237
250 ml	84230	84227	84238
500 ml	84231	84227	84238
1000 ml	84232	84228	84239
2000 ml	84232	84228	84239



Rund mediaflaska av genomskinligt borosilikatglas, graderade. ISO gängad hals med hållring. Levereras med lock i blå polypropylen.

	Volym	Gänga	
84261	100 ml	GL 45	10 st/fp
84262	250 ml	GL 45	10 st/fp
84263	500 ml	GL 45	10 st/fp
84264	1000 ml	GL 45	10 st/fp
84265	2000 ml	GL 45	10 st/fp
84266	5000 ml	GL 45	1 st/fp
84267	10000 ml	GL 45	1 st/fp



Artnr

Rund SCHOTT Duranflaska av genomskinligt borsilikatglas. Graderad. ISO gängad med hållring. Levereras med lock i blå polypropylen.

	Volym	Gänga	
84250	25 ml	GL 25	1 st/fp
84251	50 ml	GL 32	1 st/fp
84252	100 ml	GL 45	1 st/fp
84253	250 ml	GL 45	1 st/fp
84254	500 ml	GL 45	1 st/fp
84255	1000 ml	GL 45	1 st/fp
84256	2000 ml	GL 45	1 st/fp
84257	5000 ml	GL 45	1 st/fp
84258	10000 ml	GL 45	1 st/fp
84259	20000 ml	GL 45	1 st/fp



Artnr

Fyrkantig förrådsflaska av brunt sodaglas. ISO gängad hals. Levereras utan lock.

	Volym	Gänga
84201	250 ml	GL 32
84202	500 ml	GL 32
84203	1000 ml	GL 45



Lock och hållring av polyeten - till ovanst. sodaglasflaskor

Lock	Hållring	Gänga
84247	84248	GL 32
84245	84246	GL 45



Glas - för BOD-tester, Med snedslipad propp och onummerad

84243	Flaska AR glas 100 ml	okalibrerad	NS 19
84243-01	Propp till BOD flaska 100 ml		NS 19



66810-01	Gastvättflaska Drechsel med insats	NS29 /100 ml
66810	Gastvättflaska Drechsel med insats	NS29 /250 ml
66810-02	Gastvättflaska Drechsel med insats	NS29 /500 ml
66810-03	Gastvättflaska Drechsel med insats	NS29 /1000 ml
66850	Insats NS29 extra	
66811	Gastvättflaska Drechsel med filterdisk	NS29/100 ml
66811-01	Gastvättflaska Drechsel med filterdisk	NS29/250 ml
66811-02	Gastvättflaska Drechsel med filterdisk	NS29/500 ml
66811-03	Gastvättflaska Drechsel med filterdisk	NS29/1000 ml
66850-01	Filterdisk NS29 extra	



Artnr

Lådor och insatser av papp för lågtemperaturfrysar.

	Vita lådor	Höjd
81100	136 x 136 mm	32 mm
81101	136 x 136 mm	50 mm
81102	136 x 136 mm	75 mm
81103	136 x 136 mm	100 mm
81104	136 x 136 mm	130 mm

Vid beställning av hel förpackning kan ovanstående lådor även fås i gult, blått, grönt eller rött.

Insatser för lådor 136 x 136 mm

	Antal / diam	Höjd
81105	12x12/ 10,2 mm	25 mm
81106	10x10/ 12,5 mm	25 mm
81107	9x9 / 13,9 mm	25 mm
81108	8x8 / 15,7 mm	25 mm
81109	7x7 / 17,9 mm	25 mm
81110	6x6 / 21,0 mm	25 mm
81111	5x5 / 2,5 mm	25 mm
81112	4x4 / 32,0 mm	25 mm

	Antal / diam	Höjd
81113	12x12/ 10,2 mm	30 mm
81114	10x10/ 12,5 mm	30 mm
81115	9x9 / 13,9 mm	30 mm
81116	8x8 / 15,7 mm	30 mm
81117	7x7 / 17,9 mm	30 mm
81118	6x6 / 21,0 mm	30 mm
81119	5x5 / 25,5 mm	30 mm
81120	4x4 / 32,0 mm	30 mm

	Antal / diam	Höjd
81121	12x12/ 10,2 mm	40 mm
81122	10x10/ 12,5 mm	40 mm
81123	9x9 / 13,9 mm	40 mm
81124	8x8 / 15,7 mm	40 mm
81125	7x7 / 17,9 mm	40 mm
81126	6x6 / 21,0 mm	40 mm
81127	5x5 / 25,5 mm	40 mm
81128	4x4 / 32,0 mm	40 mm



Artnr	Antal / diam	Höjd
81129	12x12/ 10,2 mm	65 mm
81130	10x10/ 12,5 mm	65 mm
81131	9x9 / 13,9 mm	65 mm
81132	8x8 / 15,7 mm	65 mm
81133	7x7 / 17,9 mm	65 mm
81134	6x6 / 21,0 mm	65 mm
81135	5x5 / 25,5 mm	65 mm
81136	4x4 / 32,0 mm	65 mm

	Vita lådor	Höjd
81137	136 x 94 mm	50 mm
81138	136 x 94 mm	75 mm
81139	136 x 94 mm	100 mm
81142	136 x 94 mm	130 mm


Insatser för lådor 136 x 94 mm

	Antal / diam	Höjd
81170	10x6 / 12,5 mm	40 mm
81171	8x5 / 15,7 mm	40 mm
81172	7x4 / 17,9 mm	40 mm
81173	5x3 / 25,5 mm	40 mm

Finns även i höjderna: 15, 25, 30, 65 och 80 mm, för beställning.

Vita lådor 142 x 142 x 50 mm

81145 inkl. insats för 1,5ml's Eppendorfrör




Färgkvetter

12660 Färgkvytt enl. HELLEND AHL, med plats för 16 objektglas. Tillverkad i sodaglas. Överdelen är utvidgad och försedd med lock.



Hållare Råtta/Mus/Marsvin

459	551BSRR	Broome Style Restrainer	15-30 g
459	552BSRR	Broome Style Restrainer	30-125 g
459	553BSRR	Broome Style Restrainer	125-250 g
459	554BSRR	Broome Style Restrainer	250-500 g



Artnr

459 0535GPS	Guinea Pig Restrainer	small
459 0535GPM	Guinea Pig Restrainer	medium



Injektionshållare

459 0562IRC	Smådjur, med belysning
------------------------------	------------------------



Kapillärrör

Kalibrerade rör, Inkl. 1 st munstycke per fp

20280	1 µl	250 st/fp
20281	2 µl	250 st/fp
20282	3 µl	250 st/fp
20283	5 µl	250 st/fp
20284	10 µl	250 st/fp
20285	20 µl	250 st/fp
20286	25 µl	250 st/fp
20287	50 µl	250 st/fp
20288	100 µl	250 st/fp



Kolvar

KOLV, ERLLENMEYER av borosilikatglas Duran, med smal hals och hjälpgradering.

	Volym	Hals yD
13200	5 ml	15 mm
13201	10 ml	15 mm
13202	25 ml	22 mm
13203	50 ml	22 mm
13204	100 ml	22 mm
13205	250 ml	34 mm
13206	500 ml	34 mm
13207	1000 ml	42 mm
13208	2000 ml	50 mm



Art nr

KOLV, ERLLENMEYER av borosilikatglas Duran, med vid hals och hjälpgradering.

	Volym	Hals yD
13220	25 ml	31 mm
13221	50 ml	34 mm
13222	100 ml	34 mm
13223	250 ml	50 mm
13224	500 ml	50 mm
13225	1000 ml	50 mm
13226	2000 ml	72 mm



KOLV, ERLLENMEYER av borosilikatglas, Ilmabour med smal hals och hjälpgradering.

	Volym	Hals yD	Höjd
13210	25 ml	22 mm	70 mm
13211	50 ml	22 mm	85 mm
13212	100 ml	22 mm	100 mm
13213	250 ml	34 mm	140 mm
13214	500 ml	34 mm	175 mm
13215	1000 ml	42 mm	220 mm
13216	2000 ml	50 mm	280 mm



KOLV, ERLLENMEYER av borosilikatglas Ilmabour med vid hals och hjälpgradering.

	Volym	Hals yD	Höjd
13230	50 ml	34 mm	85 mm
13231	100 ml	34 mm	100 mm
13232	250 ml	50 mm	140 mm
13234	500 ml	50 mm	175 mm
13235	1000 ml	60 mm	220 mm
13236	2000 ml	70 mm	280 mm



Artnr

*MÄTKOLV, DURAN/
borosilikatglas med polyetenpropp
Certifikat i varje förpackning*

	Volym	Hals NS
13237	5 ml	10/19
13238	10 ml	10/19
13239	20 ml	10/19
13240	25 ml	10/19
13241	50 ml	14/23
13242	100 ml	14/23
13243	250 ml	14/23
13244	500 ml	19/26
13245	1000 ml	24/29
13246	2000 ml	29/32

*MÄTKOLV, DURAN/
borosilikatglas med polyetenpropp
Standard*

	Volym	
13258	5 ml	10 W
13259	10 ml	10 W
13260	25 ml	10
13261	50 ml	12
13262	100 ml	14
13263	250 ml	14
13264	500 ml	19
13265	1000 ml	24
13266	50 ml	14 W



Kolvsänke, vinyklädd, O-form

13268	125-500 ml kolv	inv. Ø48 mm	blå
13269	250-1000 ml kolv	inv. Ø51 mm	blå
13270	250-1000 ml kolv	inv. Ø56 mm	röd
13271	500-2000 ml kolv	inv. Ø57 mm	blå
13272	1000-4000 ml kolv	inv. Ø70 mm	blå



Kolvsänke, vinyklädd, C-form

13273	125-500 ml kolv	inv. Ø42 mm	blå
13274	250-1000 ml kolv	inv. Ø51 mm	blå
13275	500-2000 ml kolv	inv. Ø54 mm	blå
13276	1000-4000 ml kolv	inv. Ø66 mm	blå



Lågtemperaturbeständig polypropylen,
Färgkodad, Genomskinligt lock,
Supertålig ner till -196°C,
Autoklaverbar till +121°C,
Även specialstorlekar,
Även specialfärger,
Stort urval av lådsystem till alla
fabrikat av kyl- och frysboxar

Passar till rör Ø12,5 mm

EPPi 45 / 9x9

Art nr	Färg
82099	Transparent
82201	NEON-gul
82202	NEON-blå
82203	NEON-grön
82204	NEON-rosa
82205	NEON-orange
82100	Vit
82101	Gul
82102	Blå
82103	Grön
82104	Röd
82105	Lila
82106	Svart

EPPi 50 / 9x9

Art nr
82206
82207
82208
82209
82210
82211
82212
82213
82214
82215
82216
82217
82218



Med alfanumerisk ID kod
Passar till rör Ø12,5 mm

EPPi 45 / 9x9

Art nr	Färg
82364	Transparent
82365	NEON-gul
82366	NEON-blå
82367	NEON-grön
82368	NEON-rosa
82369	NEON-orange
82370	Vit
82371	Gul
82372	Blå
82373	Grön
82374	Röd
82375	Lila
82376	Svart

EPPi 50 / 9x9

Art nr
82432
82433
82434
82435
82436
82437
82438
82439
82440
82441
82442
82443
82444




Med alfanumerisk ID kod
Passar till Eppendorf rör 1,5 och 2,0 ml

EPPi 45 / 8x8

Art nr	Färg
82249	Transparent
82250	NEON-gul
82251	NEON-blå
82252	NEON-grön
82253	NEON-rosa
82254	NEON-orange
82261	Vit
82262	Gul
82263	Blå
82264	Grön
82265	Röd
82266	Lila
82267	Svart

EPPi 50 / 8x8

Art nr
82255
82256
82257
82258
82259
82260
82268
82269
82270
82271
82272
82273
82274




Passar till rör Ø12,5 mm

EPPi 45 / 7x7

Art nr	Färg
82219	Transparent
82220	NEON-gul
82221	NEON-blå
82222	NEON-grön
82223	NEON-rosa
82224	NEON-orange
82225	Vit
82226	Gul
82227	Blå
82228	Grön
82229	Röd
82230	Lila
82231	Svart

EPPi 50 / 7x7

Art nr
82242
82243
82244
82245
82246
82234
82235
82236
82237
82238
82239




EPPi 45 / 1x1

Art nr	Färg
82275	Transparent
82276	NEON-gul
82277	NEON-blå
82278	NEON-grön
82279	NEON-rosa
82280	NEON-orange
82287	Vit
82288	Gul
82289	Blå
82290	Grön
82291	Röd
82292	Lila
82293	Svart

EPPi 50 / 1x1

Art nr
82281
82282
82283
82284
82285
82286
82294
82295
82296
82297
82298
82299
82200



*Borttagningsbar avskiljare
Passar till rör Ø14 mm
67x67 mm*

EPPi 45 Junior/ 4x4

Art nr	Färg
82323	NEON-gul
82324	NEON-blå
82325	NEON-grön
82327	NEON-rosa
82326	NEON-orange
82328	Svart



För fler alternativ vg be om vår specialbroschyr

Rack*Horizontal**Vertikal*

Kontakta oss gärna så hjälper vi er att kombinera racken till era skåp och boxar

Luppar

Art nr

22687020	Mätlupp 7X	1
22687022	Lupp infällbar 15X3	2
22687023	Lupp trådräknare 6X	3



1

2



3



Magnetloppar

Teflonbelagda, cylindriska, utan söm

	Längd	Diameter
14283	5 mm	2 mm
14284	7 mm	2 mm
14275	8 mm	3 mm
14282	10 mm	6 mm
14267	12 mm	4,5 mm
14268	15 mm	4,5 mm
14277	20 mm	6 mm
14276	25 mm	6 mm
14270	30 mm	6 mm
14269	35 mm	6 mm
14278	40 mm	8 mm
14286	45 mm	8 mm
14271	50 mm	8 mm
14272	60 mm	8 mm
14287	80 mm	10 mm



Teflonbelagda, cylindriska, med pivot ring

	Längd	Diameter
14288	8 mm	3 mm
14289	12 mm	4,5 mm
14290	15 mm	4,5 mm
14279	20 mm	6 mm
14292	30 mm	6 mm
14273	35 mm	6 mm
14280	45 mm	8 mm
14274	60 mm	10 mm



MAGNETUPPTAGARE av
permanentmagnet innesluten i
PVC-hölje.

14281	300x 9,5 mm
-------	-------------



Märkpennor

Artnr

Sharpie

Typ

Färg

18001	fin	svart
18002	fin	röd
18003	fin	blå
18004	fin	grön
18005	Twin, x-fin	svart



Mätcylindrar

Mätcylinder i PP- plast.

LÄG modell med pip.

	Volym	D x H
11600	25 ml	110 x 22 mm
11601	50 ml	145 x 30 mm
11602	100 ml	180 x 35 mm
11603	250 ml	265 x 47 mm
11604	500 ml	310 x 56 mm
11605	1000 ml	335 x 71 mm



Mätcylinder i TPX plast.

HÖG modell med pip.

	Volym
11590	10 ml
11591	25 ml
11592	50 ml
11593	100 ml
11594	250 ml
11595	500 ml
11596	1000 ml
11597	2000 ml



Mätcylinder i PP- plast.

HÖG modell med pip.

	Volym	D x H
11606	10 ml	140 x 13 mm
11607	25 ml	195 x 19 mm
11608	50 ml	200 x 26 mm
11609	100 ml	250 x 31 mm
11610	250 ml	335 x 40 mm
11611	500 ml	360 x 56 mm
11612	1000 ml	438 x 66 mm
11613	2000 ml	530 x 80 mm



Art nr

Mätcylinder i Duranglas, klass B, blågradering.
HÖG modell med pip

	Volym / Indelning	Tolerans
11659	5 ml / 0,1	0,08 ml
11660	10 ml / 0,2	0,15 ml
11661	25 ml / 0,5	0,40 ml
11662	50 ml / 1,0	0,80 ml
11663	100 ml / 1,0	0,80 ml
11664	250 ml / 2,0	1,50 ml
11665	500 ml / 5,0	4,00 ml
11666	1000 ml / 10,0	8,00ml
11667	2000 ml / 20,0	15,00 ml



Mätcylinder i Duranglas, klass B.
LÅG modell med pip


	Volym	Tolerans
11650	5 ml / 1,0	0,10 ml
11651	10 ml / 1,0	0,15 ml
11652	25 ml / 1,0	0,40 ml
11653	50 ml / 2,0	0,80 ml
11654	100 ml / 2,0	0,80 ml
11655	250 ml / 5,0	1,50 ml
11656	500 ml / 10,0	4,00 ml
11657	1000 ml / 20,0	8,00 ml
11658	2000 ml / 50,0	15,00 ml



Objektglas / Objektglaslåda

I blåsfritt glas med planparallella ytor.
Vinkelrätt skurna. Storlek 76 x 26 mm. Dammfritt
förpackade.

	Typ	
14195	Skurna kanter	50 st/fp
14200	Skurna kanter med skriffält	50 st/fp
14210	Slipade kanter	50 st/fp
14212	1 fördjupning	50 st/fp
14213	2 fördjupningar	100 st/fp
14211	SuperfrostPlus	25x75x1 mm 72 st/fp



Artnr

Tät papp täckt med läderimitation . Fällbart lock med låsklämmor.

- 14214 50 glas 76x26 mm
 14215 100 glas 76x26 mm



Objektglaslåda i polypropylen
 Rymmer 100 st objektglas, stående.

- 14216 Vit 210x165x35 mm
 14217 Blå 210x165x35 mm
 14218 Röd 210x165x35 mm



Pappersservetter

Kleenex, pappersservetter

- 13105 100 st / ask, 33 askar / kartong Luddfri 21x20 cm
 13100 76 st / ask, 144 askar / kartong Luddfri 22x12 cm
 13106 100 st / ask, 36 askar / kartong extra soft 21x20 cm



Parafilm

Självförlutande film i termoplastiskt material.
 Tånjbart i alla riktningar. Tål temperaturer upp till c:a +650°C - men ej stark kyla. men lösningsmedel bör undvikas. Levereras i dispenserkartong. Kemikaliebeständig i måttliga koncentrationer

Längd x Bredd

- 14439 76 m x 5 cm
 14440 38 m x 10 cm



Pincetter

Plast, engångs

19106	Pincett, grön 35 st/tp	steril, oräfflad	13 cm
19015	Pincett, grön 50 st/tp	steril räfflad	13 cm
19103	Pincett, grön	osteril, räfflad	13 cm
19104	Pincett, svart	osteril, oräfflad	12 cm
19105	Pincett, vit 50 st/tp	osteril, räfflad	13 cm



Pipetter

Art nr

*Vollpipett av sodaglas med ringmärke inbränd i brun diffusionsfärg, facettspets och färgkod.
Precisionspipett klass AS.*

Volym

14785	0,5 ml
14786	1 ml
14787	2 ml
14788	3 ml
14789	4 ml
14790	5 ml
14791	10 ml
14792	15 ml
14793	20 ml
14794	25 ml
14795	30 ml
14796	40 ml
14797	50 ml
14798	100 ml



*Mätpipett av sodaglas med gradering i blå diffusionsfärg.
Precisionsutförande klass B med tolerans avvikelse angiven på varje pipett.*

Volym

Indelning

14750	0,1 ml	0,001 ml
14751	0,5 ml	0,01 ml
14752	1 ml	0,01 ml
14753	2 ml	0,02 ml
14754	5 ml	0,05 ml
14755	10 ml	0,1 ml
14756	25 ml	0,1 ml



Art nr*Precisionsutförande klass AS.*

14690	1 ml	0,01 ml
14770	2 ml	0,01 ml
14774	5 ml	0,05 ml
14777	10 ml	0,1 ml
14778	25 ml	0,1 ml

*Mätpipett i sodaglas med sugkolv*

14780	1 ml	0,01 ml
14781	2 ml	0,01 ml
14782	5 ml	0,05 ml
14783	10 ml	0,1 ml
14784	25 ml	0,1 ml



Mätpipetter för engångsbruk i
glasklar polystyren, gradering i
svart Gammasteriliserad,
färgkodad, bomullsproppad,
Nogrannhet +/- 1,5%

Steril

	Volym / grad.	Längd	Färgkod
14810	1 ml / 0,01	230 mm	Gul
14811	2 ml / 0,02	240 mm	Grön
14812	5 ml / 0,05	280 mm	Blå
14813	10 ml / 0,10	280 mm	Orange
14814	25 ml / 0,20	280 mm	Röd
14815	50 ml / 0,50	280 mm	Purpur

Osteril

	Volym / grad.	Längd	Färgkod
14910	1 ml / 0,01	230 mm	Gul
14911	2 ml / 0,02	240 mm	Grön
14912	5 ml / 0,05	280 mm	Blå
14913	10 ml / 0,10	280 mm	Orange

**Förpackning**

1 - 10 ml - 200 st

25 ml - 200 st

50 ml - 50 st

Art nr

Pasteurpipetter för engångsbruk,
Maskintillverkade i klarglas med förträngning.
Spetsarna är rakt avskurna och
flampolerade. Dammskyddad dispenserkartong
om 250 st. Ytterkartong om 1000 st.

	Längd	Spets Ø
20230	150 mm	1,4- 1,6 mm
20240	230 mm	1,3- 1,6 mm




Pasteurpipetter, engångs- av polyeten.
graderade, med blåsa eller bälg. Sterila är
styckförpackade.

	Volym		Längd	Förp
20250	3 ml	Blåsa/ Osteril	155 mm	500 st
20251	3 ml	Blåsa/ Steril	155 mm	1000 st
20252	1 ml	Blåsa/ Osteril	155 mm	500 st
20253	1 ml	Blåsa/ Steril	155 mm	1000 st
20254	1,5 ml	Bälg / Osteril	132 mm	100 st
20255	4 ml	Bälg / Osteril	194 mm	100 st



Pipettspetsar .Universalspetsar som passar bla.
följande pipetter: f, Eppendorf, Brand, Finn,
Volac, Socorex

	Volym	Färg	Förp
86378	0,5 - 10 µl	Natur	1000 st
86379	0,1 - 10 µl	Natur	1000 st
86380	5 - 200 µl	Gul	1000 st
86381	100- 1000 µl	Blå	1000 st
86382	1- 5 ml	Natur	250 st
86383	1- 5 ml , HTL	Natur	300 st
86384	1- 5 ml , Gilson	Blå	250 st
86385	1- 5 ml, Finn	Natur	250 st
86386	0,1- 10 µl	Natur	1000 st
39355901	5 ml	Natur	200 st

**Pipettfyllare**

Peleusboll i rött gummi med tre ventiler.

14285



Gummisifon för dropprör och pasteurpipetter.

	Material	Förp.
12950	Gul Latex	100 st
12951	Rött gummi	100 st



Plastinös

Art nr

19000	Plastinös	1 µl	20 st
19010	Plastinös	15 µl	20 st



Preparatnål

Spets

I rostfritt stål med svart plastskaft

14931 rak 14cm

14932 böjd 14 cm

14933 lancett 14 cm

I rostfritt stål med metallskaft

14936 rak 14 cm

14937 böjd 14 cm

14938 lancett 14 cm

Utan skaft i rostfritt stål (för preparathållare)

14950 rak

14951 lancett


14952 ögla Ø 1,5 mm

14953 ögla Ø 2,5 mm

14954 ögla Ø 4,0 mm

60250 Preparatnålhållare helmetall 13 cm

60251 med svart skaft 24 cm



Rackel

Spatula Drigalski, glas

30038 145 x 40,5 mm

Diameter

5 mm



Tg-Instrument

Sida 33

Art nr


Eppendorf i polypropylen med hattförslutning.
Storlek 44 x 10 mm, Volym 1,5 ml,
1000 st/ förp. Finns även i andra färger.

Färg

24020	Natur
24021	Gul
24022	Orange
24023	Rosa
24024	Blå
24025	Grön
24026	Natur UTAN LOCK
24027	Natur skrivfält, platt lock



24015 **Beckman** i polypropylen med hattförslutning.
Naturfärgad, volym 0,4 ml, förp. om 1000 st.

**Automatbox i Akryl**

Förvaringsbox till pipettspetsar och Eppendorfrör

605
9301540 160x140x365 mm 2 fack

605
9301541 160x210x215 mm 3 fack

605
9301542 160x290x215 mm 4 fack




Centrifugrör i polypropylen, graderade med blå skruvkork.

	Volym	L x D mm
24040	15 ml, osteril	120x 17
24040-01	15 ml, steril	121x 15
24045	50 ml, osteril	115x 29
24045-01	50 ml, steril	118x 15



Provrör Boro 3.3 med rund botten och utvikt kant. Medium vägg. Säljes i hela förpackningar

	Vägg tjocklek	L x D	Förp.
15080	0,9-1,0 mm	75x10 mm	100 st
15081	0,9-1,0 mm	75x12 mm	100 st
15082	0,9-1,0 mm	100x10 mm	100 st
15083	0,9-1,0 mm	100x12 mm	100 st
15084	1,1-1,2 mm	130x16 mm	100 st
15085	1,1-1,2 mm	150x20 mm	100 st
15086	1,1-1,2 mm	180x20 mm	100 st
15089	1,1-1,2 mm	200x30 mm	100 st



Artnr

Preparatör Boro 5.1 med rund botten och rak kant. Säljes i hela förpackningar

	Vägg tjocklek	L x D	Förp.
15060	0,5-0,6 mm	75x10 mm	1000 st
15061	0,5-0,6 mm	75x12 mm	1000 st
15062	0,5-0,6 mm	100x13 mm	1000 st
15063	0,6-0,7 mm	100x16 mm	1000 st
15064	0,6-0,7 mm	125x16 mm	1000 st
15065	0,6-0,7 mm	150x16 mm	1000 st
15066	0,8-0,9 mm	150x18 mm	1000 st
15067	0,8-0,9 mm	150x20 mm	1000 st
15088	1,1-1,2 mm	150x25 mm	1000 st

Sodaglas: 100X14, 150X16, 150X20, 75X10, 75X12

Rör med rund botten i polystyren med rak kant.

	Volym	L x D	Förp.
24050	4 ml	55x11 mm	1000 st
24055	5 ml	75x12 mm	1000 st
24060	8 ml	120x12 mm	1000 st
24065	20 ml	150x16 mm	1000 st



Förslutning till rör
Propp i plast till rör

	Diameter	Förp.
24071	Vit PE 10/3 mm	1000 st
24066	Natur PE 12/13 mm	100 st
24067	Natur PE 15/16 mm	100 st
24068	Blå PE 12/13 mm	100 st
24069	Blå PE 15/16 mm	100 st
24073	Gul PE 12/13 mm	100 st
24074	Gul PE 15/16 mm	100 st
24075	Röd PE 12/13 mm	100 st
24076	Röd PE 15/16 mm	100 st
24077	Grön PE 12/13 mm	100 st
24078	Grön PE 15/16 mm	100 st



Art nr

Handskar

Vinyl , puder & ftalatfri 24 cm

13004	X-small	100 st/fp
13005	Small	100 st/fp
13006	Medium	100 st/fp
13007	Large	100 st/fp
13008	X-large	100 st/fp



Latex , puderfri, texturerade fingertoppar

13009	X-small	100 st/fp
13010	Small	100 st/fp
13011	Medium	100 st/fp
13012	Large	100 st/fp
13013	X-large	100 st/fp



Nitril , puderfri, texturerade fingertoppar

13046	Small	200 st/ fp
13047	Medium	200 st/ fp
13048	Large	200 st/ fp
13049	X-large	200 st/ fp



Nitril Soft, latex & puderfri

13117-07	Small	100 st/fp
13117-08	Medium	100 st/fp
13117-09	Large	100 st/fp
13117-10	X-large	100 st/fp



13116-06	X-small	250 st/fp
13116-067	Small	250 st/fp
13116-08	Medium	
13116-09	Large	
13116-10	X-large	



Vävd bomullsvante

13071	Dam
13070	Herr



Trikåvante oblekt bomull

13072	Dam
13073	Herr

Säljes parvis



Art nr

Whizard

Defender av Spectra-fiber.
Överlägset skärskydd.
Kategori III.

Storlek

Längd

13089	Skärsyddshanske	XS	
13090	Skärsyddshanske	S	
13091	Skärsyddshanske	M	
13092	Skärsyddshanske	L	

Säljes styckvis



Swedhand Combex, av Vinyl
Flossad insida, greppsäker
innerhand

13030	Small	7	30 cm
13031	Medium	8	30 cm
13032	Large	9	30 cm
13033	X-large	10	30 cm

Säljes parvis



Kem Tegera vinyl ftalatfri

13080	Small	7	31 cm
13081	Medium	8	31 cm
13082	Large	9	31 cm
13084	X-large	10	31 cm

Säljes parvis



Extra 75, velouriserad Latex,
(Liknande Marigold)

13034	Small	6,5-7	32 cm
13035	Medium	7,5-8	32 cm
13036	Large	8,5-9	32 cm
13037	X-large	9,5-10	32 cm

Säljes parvis



Nitrilhandske

Premium Sol-Vex 37-900

13075		7	38 cm
13076		8	38 cm
13077		9	38 cm
13078		10	38 cm
13079		11	38 cm

Säljes parvis



Art nr**Neoprenhandske Neotop 29-500**

Bomullsflockad insida. Tjocklek
0,75 mm. För kemisk industri,
lantbruk och rengöring

13087-07	7/S	30 cm
13087-08	8/M	30 cm
13087-09	9/L	30 cm
13087-10	10/XL	30 cm
13087-11	11/XXL	30 cm

Säljes parvis

**4-H Skyddshandske**

Kemikalieresistent, silverfärgad,
av flerskiktmaterial

13040	6
13041	7
13042	8
13043	9
13044	10

Säljes styckvis

**Fryshandskar**

Ger skydd i extremt kalla temperaturområden upp till
-160 °C.

Autoklaverbara. Lämplig för hantering av torris (-79 °C), för
arbete i gasfas av frysmidier, såsom flytande kväve

13021-01	-86°C	300 mm
13021-02	-86°C	300 mm
13021-03	-86°C	300 mm
13022-01	-86°C	345 mm
13022-02	-86°C	345 mm
13022-03	-86°C	345 mm
13022-04	-86°C	345 mm

Säljes parvis



Art nr

13111 Stövelskydd, polyeten 10/ fp



13109 Skoskydd, polyeten M 100/ fp

13107 Skoskydd, polyeten L 100/ fp



13112 Ärmskydd, polyeten 42 cm 100/ fp



13113 Hårskydd M 100 st/ fp

13114 Hårskydd L 100 st/ fp



13110 Förkläden i vit polyeten
140x85 cm, 0,05 mm 50st/ fp

13110-01 Förkläden i vit polyeten
160x85 cm, 0,05 mm 50st/ fp

13110-2 Förkläden i blå polyeten
160x85 cm, 0,05 mm 50st/ fp

**Rockar**

100% bomull, vit. Sid- och bröstfickor. Pennfack,
mancettärm och sprund i ryggen.
Finns även med tryckknappar.

Art nr	Dam	Art nr	Herr
13053	36	13059	46
13054	38	13060	48
13055	40	13061	50
13056	42	13062	52
13057	44	13063	54
13058	46	13064	56



Art nr

Munskydd

100068 Mask filtrerande utan ventil 1-strap vit M/L 20 st/fp
Med komfortabel näsdyna.
Skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar i koncentrationer upp till 10 x det hygieniska gränsvärdet.
Moldex 2480, FFP2 NR D



Kirurgiska ansiktsmasker , Eco gummiband
- mjuka, elastiska band
- Tre skikt, filtermaterial
- Bakteriefiltreringseffektivitet 99%

605
9405162 Blå 50 st/fp

605
6264475 Vit 50 st/fp



605
6264631 Grön 50 st/fp

Skyddsglasögon

I formpressad polykarbonat med sidoskydd.
Kan bäras utanpå vanliga glasögon.
Transportfp 10 st

13052 Skyddsglasögon Klar Worksafe Tiger



Skyddsglasögon med integrerad skalm och båge.
God passform. Tillverkad i reptålig polykarbonat.
Transportfp 10 st

13051 Skyddsglasögon Cheetah Klara

13051-02 Skyddsglasögon Cheetah Gul



Heltäckande glasöga i modern design med utmärkt passform. Med Indoor/Outdoor lins är lämpligt att använda inomhus och utomhus för att ta bort reflexer. Med imfri Indoor/Outdorr lins i reptålig polykarbonat

2624330176 Skyddsglasögon Cobra indoor/outdoor



Klar lins i polykarbonat med Optidur NCH/Uvex hi-res beläggning som är extrem reptålig och kemikaliebeständig samt hi-res som är den senaste linsteknologin som optimerat optiska fel och ger kristallklar syn.

13051-01 Skyddsglasögon Uvex Super Klara



Skålar

Art nr

Embryoskålar, Glas, pressade, med halv-rund urholkning
O 32 cm med glaslock

15200	40 x 40 mm	klar
15201	40 x 40 mm	svart



Kristallisationsskålar av borosilikatglas,
Med hållpip.

	<i>D x H</i>
15621	60x 35 mm
15622	70x 40 mm
15623	80x 45 mm
15624	95x 55 mm



Petriskål i glas, med lock, steriliserbar upp till +121°C

15630	Ø4x1,2 cm
15631	Ø6x1,5 cm
15632	Ø8x1,5 cm
15633	Ø10x2 cm
15634	Ø12x2 cm
15635	Ø15x2,5 cm
15636	Ø20x5 cm



Slangar

Latexsling, gul med hög elasticitet - töjningsgrad 700%.
Tål autoklivering. 20 mtr / dispenserkart.

d x D

15740	2 x 4 mm
15741	3 x 5 mm
15744	4 x 7 mm
15746	5 x 8 mm
15748	5 x 10 mm
15749	6 x 9 mm
15751	6 x 11 mm
15752	7 x 10 mm
15755	8 x 12 mm
15758	10 x 14 mm



Art nr

PVC-slang, mjuk, genomskinlig. Förpackade i dispenserkartong

	d x D	Förp.
15760	2 x 4 mm	100 mtr
15761	3 x 5 mm	50 mtr
15762	4 x 7 mm	50 mtr
15763	5 x 8 mm	50 mtr
15764	6 x 9 mm	50 mtr
15765	7 x 10 mm	50 mtr
15766	8 x 11 mm	50 mtr
15767	9 x 12 mm	50 mtr
15768	10 x 14 mm	50 mtr
15769	12 x 16 mm	50 mtr



Gummislang, röd med blå linje. Temp. resistent -30 till +70°C. I rullar om 25 mtr

	d x D	
15780	3 x 5 mm	
15781	4 x 6 mm	
15782	5 x 10 mm	(Semivakuum)
15783	5 x 15 mm	(Högvakuum)
15784	6 x 12 mm	(Semivakuum)
15785	7 x 10 mm	
15786	8 x 18 mm	(Högvakuum)
15787	9 x 13 mm	
15788	10 x 20 mm	(Semivakuum)
15789	12 x 17 mm	









Silikonslang. Lätt bärmstensfärgad. Temp. beständig -70 till +250°C. Bör ej användas vid arbete med koncentrerade syror och vissa lösningsmedel. I rullar om 25 mtr






	d x D
15775	3 x 5 mm
15770	5 x 8 mm
15771	6 x 9 mm
15772	7 x 10 mm
15773	8 x 12 mm
15774	10 x 14 mm













Sonder

Art nr		L x B	
62540	Sond Knapp- Rfr.	115 x 1 mm	
62541	Sond Knapp- Rfr.	130 x 1 mm	
62550	Sond Knapp- Rfr.	160 x 1 mm	
62551	Sond Knapp- Rfr.	180 x 1 mm	
62552	Sond Knapp- Rfr.	160 x 1,5 mm	
62553	Sond Knapp- Rfr.	180 x 1,5 mm	
62554	Sond Knapp- Rfr.	200 x 1,5 mm	
62555	Sond Knapp- Rfr.	250 x 1,5 mm	
62510	Sond Knapp- Rfr.	145 x 2 mm	
62500	Sond Knapp- Rfr.	160 x 2 mm	
62530	Sond Knapp- Rfr.	180 x 2 mm	
62569	Sond Knapp- Rfr.	200 x 2 mm	
62570	Sond Knapp- Rfr.	250 x 2 mm	
62571	Sond Knapp- Rfr.	300 x 2 mm	
62518	Sond Knapp- Rfr.	145 mm	
62560	Sond med öga	145 x 2 mm	
62520	Sond Myrtenblad	145 mm	

Spatlar / Skedar

Art nr		L x B	
30013	Spatel rak/ dubbel	130 x 36 x 2 mm	
30014	Spatel rak/ dubbel	130 x 34 x 4 mm	
30015	Spatel rak/ dubbel	150 x 40 x 2 mm	
30016	Spatel rak/ dubbel	150 x 28 x 3 mm	
30043	Spatel rak/ dubbel	150 x 35 x 4 mm	
30025	Spatel rak/ dubbel	150 x 40 x 6 mm	
30010	Spatel rak/ dubbel	150 x 45 x 9 mm	
30035	Spatel rak/ dubbel	185 x 35 x 9 mm	
30011	Spatel rak/ dubbel	210 x 33 x 5 mm	
30044	Spatel rak/ dubbel/ vinklad	130 x 38 x 5 mm	
30017	Spatel böjd/ dubbel	130 x 5 mm Sked form	
30018	Spatel böjd/ dubbel	180 x 5 mm Sked form	
30019	Spatel böjd/ dubbel	180 x 10 mm Flat	

Art nr			L x B		
30020	Spatel böjd/ enkel		130 x 5 mm	Sked form	
30021	Spatel böjd/ enkel		180 x 5 mm	Sked form	
30012	Spatel böjd/ enkel		180 x 10 mm	Sked form	
30033	Spatel rak/ sked	mikro	100 x 5 mm	30x5	
30032	Spatel rak/ sked	mikro	150 x 3 mm	40x5	
30042	Spatel rak/ sked	mikro	150 x 5 mm	40x6	
30027	Spatel rak/ sked	mikro	200 x 4 mm	40x5	
30037	Spatel/ sked		180 x 18 mm	9 mm	
30022	Spatel pulver, Hagman		210x 5 mm	5 mm	
30026	Spatel Dental		180 x 5 mm	5 mm	
30023	Spatel Preparer helt i metall		150 x 10 mm		
30024	Spatel Preparer träskaft		150 x 10 mm		
30036	Spatel Preparer träskaft		150 x 15 mm		
30034	Vibrationsspatel Hammacher		185 mm		
30028	Apotekarsked		150 x 20 mm	10 mm	
30029	Apotekarsked brett handtag		150 x 40 mm	26 mm	
30030	Apotekarsked brett handtag		200 x 44 mm	34 mm	
30031	Apotekarsked brett handtag		240 x 65 mm	40 mm	

Spritlampor

17005 Glas 100 ml, inkl veke och huv 100 ml



17003 Rostfritt stål. Redigerbar veke och huv. 85x 65 mm 150 ml




17004 Veke till spritlampa 1 m




Gasmätspruta

63900	Gasmätspruta Glas, 0,5 ml	25 ml
63910	Gasmätspruta Glas, 0,5 ml	50 ml
63920	Gasmätspruta Glas, 0,5 ml	100 ml




63150	Spruta Luer glas	1 ml
63160	Spruta Luer glas	2 ml
63140	Spruta Luer glas	3 ml
63170	Spruta Luer glas	5 ml
63180	Spruta Luer glas	10 ml
63190	Spruta Luer glas	20 ml



HPLC spruta

63945	Spruta Fast 10 µl	0,47x51 mm	G26
63946	Spruta Fast 10 µl 6-pack	0,47x51 mm	G26
63947	Spruta Fast 100 µl	0,72x51 mm	G22
63948	Spruta Agilent 10 µl	0,64-0,47 mm	G23-G26
63949	Spruta Agilent 10 µl	0,64x42 mm	G23
63950	Spruta Agilent 10 µl 6-pack	0,64x42 mm	G23
63951	Spruta utan dödvolum 1 µl	0,47x70 mm	
63952	Spruta Merck-Hitachi 100 µl		
63953	Spruta Shimadzu 10 µl	0,64x42 mm	G23



För fler alternativ fråga efter specialbroschyr

Terumo

Engångs- 3-komponents, latexfri packning för ökad säkerhet
styckvis sterilförpackade i "peel-pack".

63210	Luer Centrisk	100 st	1 ml
63220	Luer Centrisk	100 st	2 ml
63230	Luer Centrisk	100 st	5 ml
63240	Luer Excentrisk	100 st	10 ml
63250	Luer Excentrisk	50 st	20 ml
63260	Luer Excentrisk	25 st	50 ml
63241	Luer-Lock Centrisk	100 st	10 ml
63265	Luer-Lock Centrisk	25 st	50 ml
25106	Luer-Lock Centrisk, Osteril	12 st	60 ml



Art nr

Engångs- 2-komponents

25100

Luer
Centrisk, Osteril

100 st

2 ml



25103

Luer
Excentrisk, Osteril

100 st

10 ml



Stativ

Stativfot, A-fot. Svartlackerad med skruv för fastlåsning av stav i önskad längd. Vikt 2,1 kg, sidlängd 200 mm. Levereras utan stav.

11250



Stativstav i förmicklat stål, diameter 12-13 mm.

11251

Längd

500 mm

11252

750 mm

11253

1000 mm



Stativklämmare, dubbelmuff, för stavar med diam. 13 mm.

11255

Typ

Lättmetall

11256

Lättmetall, vridbar



Stativklämmare i lackerat gjutgods med korkklädda, runda käftar.

11260

Spännvidd

25 mm

11261

40 mm



Stativklämmare, trefingermodell i lättmetall med PVC-klädda gripklor.

11262

Spännvidd

25 mm

11263

40 mm

11264

80 mm



Art nr


STÄLL AV EPOXIÖVERDRAGEN JÄRNTRÅD,
vit färg. För provrör, preparatrör, burkar etc.

	Antal rader	Hål / rad	Rör O	Höjd
81002	3	6	12	40
81003	4	6	12	45
81004	4	6	12	62
81005	3	15	12	45
81006	4	15	12	42
81007	10	22	13	40
81008	4	20	14	45
81009	4	6	14	45
81010	4	6	15	80
81011	2	6	17	80
81012	2	10	17	60
81013	4	6	17	80
81014	3	4	18	60
81015	3	4	18	10
81016	4	6	18	80
81017	3+1 Remissfack	3	20	60
81018	4	6	20	60
81019	3	10	20	60
81020	4	10	20	60
81021	6	10	20	60
81022	10	10	20	80
81023	5	10	20	80
81024	3	12	20	80
81025	3	6	20	80
81026	3	4	24	60
81027	3	4	27	100
81028	2	6	30	160
81029	2	10	30	60
81030	3	5	37	60
81031	2 två nivåer	10	40	125
81032	1	6	40	40
81033	1	10	41	10
81034	2	5	45	58
81035	5	10	55	70

Ställ för EPENDOEUF-rör

16114301	4	20	14	30
----------	---	----	----	----



84425	Saxställ i eloxerad aluminium med plats för 16 st saxar	215x110x120 mm		
-------	---------------------------------------------------------	----------------	--	--



Art nr

Ställ av plast, stapelbara. Autoklaverbara max 121°C
 Finns i röd, vit, gul och grön
 Ytermått: 246 x 101 x 70 mm

	Antal hål	Färg	Rör O	Förp.
39288081	60	Röd	17 mm	12
39288082	60	Vit	17 mm	12
39288083	60	Gul	17 mm	12
39288084	60	Grön	17 mm	12
39287081	40	Röd	21 mm	12
39287082	40	Vit	21 mm	12
39287083	40	Gul	21 mm	12



Termometrar

Termometer, massiv

Med certifikat

64210	0+150°C :±1°C Ø 8-9 mm	305 mm	röd etanol
64285	0+250°C :±1°C Ø 8-9 mm	350 mm	röd etanol




Termometer

64201	-35+50°C :±1°C Ø 6 mm	300 mm	röd etanol
64200	-10+50°C :±1°C Ø 7-8 mm	200 mm	röd etanol
64280	100°C :±1°C Ø 7-8 mm	260 mm	röd etanol
64220	-0+150°C :±1°C Ø 7-8 mm	260 mm	röd etanol
64240	-10+150°C :±1°C Ø 7-8 mm	260 mm	röd etanol
64250	-10+250°C :±1°C Ø 7-8 mm	300 mm	blå etanol



Febertermometer

85004	Kvicksilverfri	130 mm
--------------	----------------	--------



85003	Elektronisk med signalton	130 mm
--------------	---------------------------	--------



Termometer i plasthylsa

64245	0+100°C Ø 28 mm	280 mm
--------------	-----------------	--------



Art nr

605
9851029 Digital lång -40/+200°C 126x3.5 mm



85005 AMA DIGI 15TH -40+120:0,1 C svart



85006 AMA DIGI 12 -40+120:0,1 m spjut



85007 AMA DIG 14/1 -35+300:1 trådgivare



Art nr

Bordtimer MESOTRON

85019 Med stor visartavla och visare för 60 min och 60 sek.



Bordtimer Prisma 200

85027 Nedräkning / tidsåtgång, Stor lättläst LCD-display
 Stoppursfunktion - Normal tid bildskärm -
 Valbar tidsupplösning 999 min. 59 sek. eller 9 timmar.
 59 min., 59 sek., 1 / 10
 Hög larmsignal - 2 kanaler med start / stopp funktion



Bordtimer Prisma 400

85028 Sekvensprogramering - Funktions fönster - 4 kanaler.
 Inkl. samma funktion som Prisma 200

85013 Stoppur, digitalt
 Vattenskyddat med mellan- och varvtider. Svart



85017 Timer, analogt 60 min



Art nr

85011

Timer/Klocka 2 kanals 24 timmars

Kan användas som klocka och/ eller timer.
Räknar ner från inställd tid och upp från när larm gavs.
2 tider kan köras parallellt samtidigt som klockan.
Kanalerna har olika signal dessutom visar displayen vilken kanal som larmar och vilka som är igång.



85010

Signalur digitalt 24 timmars

Kan användas som klocka och/ eller timer.
Räknar ner från inställd tid samt upp från när signal gavs.
Kraftig ljudsignal.
Kan fästas på rock eller ställas på bord.



85014

Vibrotimer

Knappsatsen är skyddad av ett lock så att inga knapptryckningar kan ske av misstag när man har timern i fickan.
Signalen kan ställas in som ljud eller vibration.
Levereras med rockfäste i övrigt samma funktioner som ovan.



Trattar

Art nr

Tratt i polypropylen med ribbad ut och insida,
vinkel 60°

	Diameter	Rör diam.
11110	45 mm	5 mm
11111	65 mm	9 mm
11112	80 mm	10 mm
11113	100 mm	11 mm
11114	120 mm	11 mm
11115	150 mm	14 mm
11116	180 mm	14 mm



Tratt, pulver- i polypropylen.

	Diameter	Rör diam.
11130	60 mm	15 mm
11131	80 mm	15 mm
11132	100 mm	25 mm
11133	120 mm	30 mm
11134	150 mm	35 mm



Täckglas

I kvadratisk utförande. Tjocklek
0,13-0,17 mm i plastaskar

	Storlek	Förp.
16700	18 x 18 mm	200 st
16701	20 x 20 mm	200 st
16702	22 x 22 mm	200 st
16703	24 x 24 mm	200 st
16704	24 x 32 mm	100 st
16705	24 x 40 mm	100 st
16706	24 x 50 mm	100 st
16707	24 x 60 mm	100 st



Vågskepp

Artnr	Storlek			Förp.
605 9900788	55 x 35 x 6	vit	5 ml	1000 st
605 9900801	55 x 35 x 6	svart	5 ml	1000 st
605 9900194	78 x 56 x 14	vit	30 ml	500 st
605 9900196	78 x 56 x 14	svart	30 ml	500 st
605 9900195	119 x 90 x 19	vit	100 ml	250 st
605 9900197	119 x 90 x 19	svart	100 ml	250 st
605 9900785	46 x 46 x 8	vit	7 ml	1000 st
605 9900789	46 x 46 x 8	svart	7 ml	1000 st
605 9900786	85 x 85 x 24	vit	100 ml	1000 st
605 9900791	85 x 85 x 24	svart	100 ml	1000 st
605 9900787	140 x 140 x 22	vit	250 ml	1000 st
605 9900800	140 x 140 x 22	svart	250 ml	1000 st

