

Innhållsförteckning Kyl & Frys

ARCTIKO

Kylskåp

LR- serien	1/10°C	3-6
PR- serien	1/10°C	3-6

Blodbanksskåp

BBR- serien	4°C	7-8
-------------	-----	-----

Frysskåp

LF- serien	-30/-10°C	3-6
PF- serien	-23/-10°C	3-6

Kombi Kyl/ Frys skåp

LFF- serien	1/10°C -30/-10°C	6
LFFG- serien	1/10°C -30/-10°C	6

Lågtemperaturskåp

LAF- serien	-40/-10°C	5
ULUF- serien	-40/-20°C	9-11
	-86/-40°C	9-11
	-90/-40°C	8, 9-11
UPLTF- serien	-40/-10°C	11
MUF 40	-80/ -40°C	11

Lågtemperaturboxar

LTFE- serien	-45/-10°C	12
LTF- serien	-60/-30°C	13
ULTF- serien	-86/-40°C	14

Ultralåg temperaturboxar

ULTF-serien	-164°C/-120°C	15
	-152°C/-110°C	15

Portabel lågtemperatur box

DP- 80	-80/ 0 °C	11
--------	-----------	----

Lågtemperaturboxar



UNI- serien	-45/-10 °C	16
PRO- serien	-60/-30 °C	17
LAB- serien	-85/-60 °C	17

Kylskåp



Gram Compact- serien	2/12°C	18
Gram Midi- serien	2/12°C	19

Blodbanksskåp, Kyl

BioBlood- serien	2/6°C	20-21
------------------	-------	-------

Frysskåp

Gram Compact- serien	-22/-5°C	18
Gram Midi- serien	-22/-5°C	19

Blodbanksskåp, Frys

BioBlood- serien	-25/-5°C	20-21
------------------	----------	-------

Plasmafrysskåp

BioBlood- serien	-40/-5°C	22
	-35/-5°C	22

Kylskåp



Scilencio- serien	2/6°C	23
-------------------	-------	----

Kylskåp



KS- serien	3/7°C	23
------------	-------	----

Frysskåp

KS- serien	-24/-18°C	23
------------	-----------	----

KYL & FRYSSKÅP/ BOXAR

ARCTIKO

Artnr

LR/LF, PR/PF- serien

Singel kompressor

Låg energi konsumtion

Batteri back-up ca 72 tim

Digital display

Visuellt / Akustiskt larm

Strömavbrott larm

Tempsensor larm

Instrument larm

Öppen dörr larm

Kontakt för fjärrlarm

Justerbar inställning av hög / låg temp larm

Inbyggd datalogger (programvara ingår)

Skrivare (tillval)

USB kontakt

Hjul och nyckellås

Utv 610x645x810 mm (BxDxH)

2 st justerbara hyllor

(ej skrivare)

85614	LR 100, vit	94 liter	1/10°C
85614-02	LR 100-ST, rostfri	94 liter	1/10°C
85614-01	LR 100-AT, vit, gnistfri	94 liter	1/10°C
85715	PR 100, vit, glasdörr	94 liter	1/10°C
85715-02	PR 100-ST, rostfri, glasdörr	94 liter	1/10°C
85715-01	PR 100-AT, vit, glasdörr, gnistfri	94 liter	1/10°C
85616	LF 100, vit	94 liter	-30/-10°C
85616-02	LF 100-ST, rostfri	94 liter	-30/-10°C
85616-01	LF 100-AT, vit, gnistfri	94 liter	-30/-10°C
85716	PF 100, vit	94 liter	-30/-10°C
85716-02	PF 100-ST, rostfri, glasdörr	94 liter	-30/-10°C
85716-01	PF 100-AT, vit, glasdörr, gnistfri	94 liter	-30/-10°C



Utv 520x700x1997 mm (BxDxH)

4 st justerbara hyllor

85711	LR 270-2, vit	2x161 liter	1/10°C
85711-02	LR 270-2, rostfri	2x161 liter	1/10°C
85711-01	LR 270-2, vit, gnistfri	2x161 liter	1/10°C



Artnr

**Utv 600x595x2000 mm (BxDxH)
5 st justerbara hyllor + 1 liten
(ej skrivare)**

85657 PR 360, vit, glasdörr 351 liter 2/14°C



**Utv 520x700x1997 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85643 LR 300, vit 346 liter 1/10°C

85644 LR 300-ST, rostfri 346 liter 1/10°C

85643-01 LR 300-AT, vit, gnistfri 346 liter 1/10°C

85665 PR 300, vit, glasdörr 352 liter 1/10°C

85665-02 PR 300-ST, rostfri, glasdörr 352 liter 1/10°C

85665-01 PR 300-AT, vit, gnistfri, glasdörr 352 liter 1/10°C

85645 LF 300, vit 346 liter -30/-10°C

85646 LF 300-ST, rostfri 346 liter -30/-10°C

85645-01 LF 300-AT, vit, gnistfri 346 liter -30/-10°C

85666 PF 300, vit, glasdörr 352 liter -23/-10°C

85666-02 PF 300-ST, rostfri, glasdörr 352 liter -23/-10°C

85666-01 PF 300-AT, vit, gnistfri, glasdörr 352 liter -23/-10°C



**Utv 620x860x1997 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85649 LR 500, vit 515 liter 1/10°C

85650 LR 500-ST, rostfri 515 liter 1/10°C

85649-01 LR 500-AT, vit, gnistfri 515 liter 1/10°C

85670 PR 500, vit, glasdörr 523 liter 1/10°C

85671 PR 500-ST, rostfri, glasdörr 523 liter 1/10°C

85670-01 PR 500-AT, vit, gnistfri, glasdörr 523 liter 1/10°C

85651 LF 500, vit 515 liter -30/-10°C

85652 LF 500-ST, rostfri 515 liter -30/-10°C

85651-01 LF 500-AT, vit, gnistfri 515 liter -30/-10°C

85672 PF 500, vit, glasdörr 523 liter -23/-10°C

85673 PF 500-ST, rostfri, glasdörr 523 liter -23/-10°C

85672-01 PF 500-AT, vit, gnistfri, glasdörr 523 liter -23/-10°C



Artnr

**Utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
4 st justerbara hyllor**

85713	LR 660-2, vit	2x288 liter	1/10°C
85713-02	LR 660-2-ST, rostfri	2x288 liter	1/10°C
85713-01	LR 660-2-AT, vit, gnistfri	2x288 liter	1/10°C
85712	LF 660-2, vit	2x288 liter	-30/-10°C
85712-02	LF 660-2-ST, rostfri	2x288 liter	-30/-10°C
85712-01	LF 660-2-AT, vit, gnistfri	2x288 liter	-30/-10°C

**Utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85654	LR 700, vit	618 liter	1/10°C
85653	LR 700-ST, rostfri	618 liter	1/10°C
85654-01	LR 700-AT, vit, gnistfri	618 liter	1/10°C
85674	PR 700, vit, glasdörr	628 liter	1/10°C
85675	PR 700-ST, rostfri, glasdörr	628 liter	1/10°C
85674-01	PR 700-AT, vit, gnistfri, glasdörr	628 liter	1/10°C
85656	LF 700, vit	618 liter	-30/-10°C
85655	LF 700-ST, rostfri	618 liter	-30/-10°C
85656-01	LF 700-AT, vit, gnistfri	618 liter	-30/-10°C
85676	PF 700, vit, glasdörr	628 liter	-23/-10°C
85677	PF 700-ST, rostfri, glasdörr	628 liter	-23/-10°C
85676-01	PF 700-AT, vit, gnistfri, glasdörr	628 liter	-23/-10°C

**Utv 740x870x2017 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85714	LAF 700, vit	618 liter	-40/-10°C
85714-02	LAF 700-ST, rostfri	618 liter	-40/-10°C
85714-01	LAF 700-AT, vit, gnistfri	618 liter	-40/-10°C

ARCTIKO



Artnr

ARCTIKO

**Utv 1440x860x1997 mm (BxDxH)
6 st justerbara hyllor**

85660	LR 1400, vit	1361 liter	1/10°C
85661	LR 1400-ST, rostfri	1361 liter	1/10°C
85660-01	LR 1400-AT, vit, gnistfri	1361 liter	1/10°C
85678	PR 1400, vit, glasdörr	1381 liter	1/10°C
85679	PR 1400-ST, rostfri, glasdörr	1381 liter	1/10°C
85678-01	PR 1400-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1381 liter	1/10°C
85662	LF 1400, vit	1361 liter	-30/-10°C
85663	LF 1400-ST, rostfri	1361 liter	-30/-10°C
85662-01	LF 1400-AT, vit, gnistfri	1361 liter	-30/-10°C
85680	PF 1400, vit, glasdörr	1381 liter	-23/-10°C
85681	PF 1400-ST, rostfri, glasdörr	1381 liter	-23/-10°C
85680-01	PF 1400-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1381 liter	-23/-10°C



Kombi Kyl/ Frys skåp

LFF/LFFG- serien

**161/161 liter, utv 520x700x1997 mm (BxDxH)
4 st justerbara hyllor, dubbla kompressorer**

85647	LFF 270, vit	1/10°C	-30/-10°C
85647-02	LFF 270-ST, rostfri	1/10°C	-30/-10°C
85647-01	LFF 270-AT, vit, gnistfri	1/10°C	-30/-10°C
85659	LFFG 270, vit, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85659-02	LFFG 270-ST, rostfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85659-01	LFFG 270-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C



**288/288 liter, utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
4 st justerbara hyllor, dubbla kompressorer**

85658	LFF 660, vit, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85658-02	LFF 660-ST, rostfri	1/10°C	-30/-10°C
85658-01	LFF 660-AT, vit	1/10°C	-30/-10°C
85648	LFFG 660, vit, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85648-02	LFFG 660-ST, rostfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85648-01	LFFG 660-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C



Blodbanksskåp

Arctiko blodbanks-segment erbjuder en extrem säkerhet där det behövs.

BBR- serien

Singel kompressor
 Automatisk dörrstängning och lås
 Inbyggd fläkt
 Digital display
 Alarm visning som text, ej kod
 Skrivare
 Data logg
 USB
 Belysning
 Visuellt / Akustiskt larm
 Strömavbrottsalarm
 Justerbar inställning av hög / låg temp larm
 Dörrlarm
 Glasdörr
 Sensorfel larm
 Uttag för fjärr larm
 Förberedd GSM larm modul
 Batteri Back up larm 72 tim
 Hjul

Utv 610x645x810 mm (BxDxH)
2 st justerbara lådor

85794	BBR 100, vit	94 liter	4°C
85794-01	BBR 100-D, vit Dubbel kompressor	94 liter	4°C



Utv 520x700x1997 mm (BxDxH)
5 st justerbara lådor

85795	BBR 300, vit	352 liter	4°C
85795-01	BBR 300-D, vit Dubbel kompressor	352 liter	4°C



Utv 620x820x1997 mm (BxDxH)
5 st justerbara lådor

85796	BBR 500, vit	523 liter	4°C
85796-01	BBR 500-D, vit Dubbel kompressor	523 liter	4°C



Artnr

Utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
5 st justerbara lådor

85797	BBR 700, vit	628 liter	4°C
85797-01	BBR 700-D, vit Dubbel kompressor	628 liter	4°C

ARCTIKO

1255 liter, utv 1440x860x1997 mm (BxDxH)
10 st justerbara hyllor

85798	BBR 1400, vit	1381 liter	4°C
85798-01	BBR 1400-D, vit Dubbel kompressor	1381 liter	4°C

**Lågtemperaturskåp****ULUF- serien**

- Singel kompressor
- Låg energi konsumtion
- Batteri back-up ca 72 tim.
- Digital display
- Visuellt / Akustiskt larm
- Strömbrott larm
- Tempsensor larm
- Instrument larm
- Öppen dörr larm
- Kontakt för fjärrlarm
- Justerbar inställning av hög / låg temp larm
- Inbyggd datalogger (programvara ingår)
- Skrivare (tillval)
- USB kontakt
- Separata inredörrar
- Hjul och nyckellås
- Uppvärmd dörrkarm och vakuum ventil
- Porthål för anslutning till extern termometer (12 mm)

Utv 400x630x665 mm (BxDxH)
(ej hjul)

85702	ULUF 15, vit	7 liter	-90/-40°C
--------------	--------------	---------	-----------



Artnr

ARCTIKO

**Utv 600x700x810 mm (BxDxH)
(ej hjul)**

85606	ULUF 60, vit	54 liter	-40/-20°C
85606-02	ULUF 60-ST, rostfri	54 liter	-40/-20°C
85603	ULUF 65, vit	54 liter	-86/-40°C
85603-02	ULUF 65-ST, rostfri	54 liter	-86/-40°C



**Utv 950x725x810 mm (BxDxH)
1 st hylla, 2 st separata fack med dörrar
(ej hjul)**

85607	ULUF 120, vit	94 liter	-40/-20°C
85607-02	ULUF 120-ST, rostfri	94 liter	-40/-20°C
85604	ULUF 125, vit	94 liter	-86/-40°C
85604-02	ULUF 125-ST, rostfri	94 liter	-86/-40°C



**Utv 720x885x2089 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85635	ULUF 400, vit	413 liter	-40/-20°C
85635-02	ULUF 400-ST, rostfri	413 liter	-40/-20°C
85630	ULUF 450, vit	413 liter	-86/-40°C
85630-02	ULUF 450-ST, rostfri	413 liter	-86/-40°C
85619	ULUF 490, vit Dubbel kompressor	393 liter	-90/-40°C
85619-02	ULUF 490-ST, rostfri Dubbel kompressor	393 liter	-90/-40°C



**Utv 720x885x1990 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85669	ULUF 450-2M, vit	393 liter	-86/-40°C
85669-02	ULUF 450-2M-ST, rostfri	393 liter	-86/-40°C



Artnr

Utv 920x885x2089 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar

85709	ULUF 500, vit	585 liter	-40/-20°C
85709-02	ULUF 500-ST, rostfri	585 liter	-40/-20°C

85707	ULUF 550, vit	585 liter	-86/-40°C
85707-02	ULUF 550-ST, rostfri	585 liter	-86/-40°C

Utv 920x855x1990 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar

85718	ULUF 550-2M, vit	556 liter	-86/-40°C
85718-02	ULUF 550-2M-ST, rostfri	556 liter	-86/-40°C

Utv 1030x885x2089 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar

85618	ULUF 700, vit	680 liter	-40/-20°C
85618-02	ULUF 700-ST, rostfri	680 liter	-40/-20°C

85617	ULUF 750, vit Dubbel kompressor	680 liter	-86/-40°C
85617-02	ULUF 750-ST, rostfri Dubbel kompressor	680 liter	-86/-40°C

Utv 1030x885x1990 mm (BxDxH)
**4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar,
dubbla kompressorer**

85717	ULUF 750-2M, vit	642 liter	-86/-40°C
85717-02	ULUF 750-2M-ST, rostfri	642 liter	-86/-40°C

Utv 1492x885x2089 mm (BxDxH)
**8 st hyllor, 10 st separata fack med dörrar,
dubbla kompressorer**

85636	ULUF 800, vit	826 liter	-40/-20°C
85636-02	ULUF 800-ST, rostfri	826 liter	-40/-20°C

85637	ULUF 850, vit	826 liter	-86/-40°C
85637-02	ULUF 850-ST, rostfri	826 liter	-86/-40°C

ARCTIKO



Artnr

85664	ULUF 890, vit 2x2 kompressorer	786 liter	-90/-40°C
85664-02	ULUF 890-ST rostfri 2x2 kompressorer	786 liter	-90/-40°C

Utv 1492x885x1990 mm (BxDxH)
8 st hyllor, 10 st separata fack med dörrar,
dubbla kompressorer

85708	ULUF 850-2M, vit	786 liter	-86/-40°C
85708-02	ULUF 850-2M-ST, rostfri	786 liter	-86/-40°C

**UPLTF- serien**

Singel kompressor
Digital display
Visuellt / Akustiskt larm
Tempsensor larm
Hög / låg temp larm
Kontakt för fjärrlarm
Skrivare (tillval)
2 st hjul, bak
Nyckellås

Utv 595x630x1760 mm (BxDxH)
7 st lådor (kantisolerade)

85461	UPLTF 275, vit	246 liter	-40/-10°C
--------------	----------------	-----------	-----------

**MUF- serien**

Batteri back-up ca 48 tim.
Digital display
Digitala styrenheten
Justerbar hög / låg temperatur larm
Låg värmeutveckling
Lås

Utv 495x660x680 mm (BxDxH)

85639	MUF 40	35 liter	-80/ -40°C
--------------	--------	----------	------------

**Portabel lågtemperatur box**

Digital display
Digitala styrenheten
Justerbar hög / låg temperatur larm
Säkerhetssystem för över nuvarande höga och låga temperaturer

Utv 230x262x390 mm (BxDxH)

85638	DP-80 Cryo porter exkl. aluminium block		-80/ 0 °C
--------------	-----------------------------------------	--	-----------

Tillbehör Aluminiumblock

- * 96 hål för PCR-rör 0,2 ml
- * 48 hål för PCR-rör 0,5 ml
- * 48 hål för provrör 1,5 ml
- * 40 hål för Vialer, Kryorör 1,8 ml
- * 40 hål för Kryorör 2,0 ml



Lågtemperaturboxar

LTFE- serien

Singel kompressor
 Låg energi konsumtion
 Digital display
 Tempsensor larm
 Förbered för CO2 back-up
 Visuellt / Akustiskt larm
 Kontakt för fjärrlarm
 Justerbar hög / låg temperatur larm
 Förberedd GSM larm modul
 Skrivare (tillval)
 Manuell avfrostning
 Hjul
 Lås

ARCTIKO

85612 **Utv 722x698x885 mm (BxDxH)**
1 st korg
 LTFE 140, vit 130 liter -45/-10°C



85610 **Utv 1262x698x885 mm (BxDxH)**
1 st korg
 LTFE 290, vit 284 liter -45/-10°C



85611 **Utv 1562x698x885 mm (BxDxH)**
1 st korg
 LTFE 370, vit 368 liter -45/-10°C



85668 **Utv 1662x758x890 mm (BxDxH)**
1 st korg
 LTFE 515, vit 476 liter -45/-10°C



Artnr

ARCTIKO

LTF- serien

- Singel kompressor
- Låg energi konsumtion
- Digital display
- Tempsensor larm
- Förbered för CO2 back-up
- Visuellt / Akustiskt larm
- Kontakt för fjärrlarm
- Justerbar hög / låg temperatur larm
- Förberedd GSM larm modul
- Skrivare (tillval)
- Manuell avfrostning
- Lås

Utv 552x648x850 mm (BxDxH)

1 st korg

85620 LTF 85, vit 71 liter -60/-30°C



Utv 720x695x850 mm (BxDxH)

1 st korg


85667 LTF 225, vit 133 liter -60/-30°C



Utv 1262x698x885 mm (BxDxH)

3 st korgar

85622 LTF 325, vit 284 liter -60/-30°C



Utv 1562x698x885 mm (BxDxH)

4 st korgar

85623 LTF 425, vit 368 liter -60/-30°C



Utv 1662x798x925 mm (BxDxH)

3 st korgar

85624 LTF 535 476 liter -60/-30°C



ULTF- serien

Singel kompressor
 Låg energi konsumtion
 Batteri back-up ca 48 tim.
 Digital display
 Strömavbrott larm
 Tempsensor larm
 Förbered för CO2 back-up
 Visuellt / Akustiskt larm
 Kontakt för fjärrlarm
 Justerbar hög / låg temperatur larm
 Förberedd GSM larm modul
 Skrivare (tillval)
 Manuell avfrostning
 Lås

Utv 552x648x850 mm (BxDxH)
1 st frigolitlock

85625 ULTF 80, vit 71 liter -86/-40°C



Utv 920x695x885 mm (BxDxH)
3 st frigolitlock

85613 ULTF 220, vit 189 liter -86/-40°C



Utv 1262x698x885 mm (BxDxH)
3 st frigolitlock

85626 ULTF 320, vit 284 liter -86/-40°C



Utv 1562x698x885 mm (BxDxH)
4 st frigolitlock

85627 ULTF 420, vit 368 liter -86/-40°C



Ultralåg temperatur boxar

Dubbla kompressorer
 Visuellt / Akustiskt larm
 Strömavbrott larm
 Justerbar hög / låg temperatur larm
 Tempsensor larm
 Kontakt för fjärrlarm
 Batteri back-up ca 48 tim.
 LN2 back-up (tillval)
 Digital display
 Porthål för anslutning till extern termometer
 Manuell avfrostning
 Lås

Utv 1420x960x1090 mm (BxDxH)

85791 CRYO 170 169 liter -150°C/-140°C

Utv 1600x960x1090 mm (BxDxH)

85792 CRYO 230 230 liter -150°C/-140°C
Dubbla lock





Lågtemperaturboxar

UNI serien -45/ -10 °C

Singel kompressor
 Digital styrenheten
 Elektronisk termostat
 Akustiskt larm
 Fjärrlarm (tillval)
 Temperatur skrivare (tillval)
 Lås



		UNI LT 11	UNI LT 21	UNI LT 31	UNI LT 41	UNI LT 51
Net. Volym	Liter	130	226	299	358	416
A	mm	725	1055	1305	1505	1705
B	mm	655	655	655	655	655
C	mm	865	865	865	865	865
D	mm	780	780	780	780	780
E	mm	520	850	1100	1300	1500
F	mm	320	650	900	1100	1300
G	mm	450	450	450	450	450
H	mm	650	650	650	650	650
J	mm	400	400	400	400	400
L	mm	850	850	850	850	850
Isolering	mm	100	100	100	100	100



PRO serien -60/ -30 °C

Singel kompressor
Digital styrenheten
Fjärrlarm (tillval)
Temperatur skrivare (tillval)
Hjul
Lås



		PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Omgivningstemperatur	°C	10°/30°	10°/30°	10°/30°	10°/30°	10°/30°
Net. Volym	Liter	130	230	300	360	485
Höjd med 50 mm hjul	mm	920	920	920	920	920
Höjd med öppet lock	mm	1620	1620	1620	1620	1620
Bredd	mm	720	1050	1300	1500	1700
Isolering	mm	100	100	100	100	100
Djup exkl. handtag och gångjärn	mm	730	730	730	730	730
Strömförbrukning vid + 25 °C	W	330	410	560	610	610
Temperaturområde	°C	-60°/-30°	-60°/-30°	-60°/-30°	-60°/-30°	-60°/-30°
Ljudnivå	dBa	≤ 51	≤ 51	≤ 51	≤ 51	≤ 51
Vikt	Kg	53	68	78	89	95

LAB serien -85/ -60 °C

Singel kompressor
Digital styrenheten
Akustiskt larm
Fjärrlarm (tillval)
CO² Back- up (tillval)
Temperatur skrivare (tillval)
Hjul
Lås



		LAB 11	LAB 31	LAB 51
Omgivningstemperatur	°C	15°/ 30°	15°/ 25°	15°/ 25°
Net. Volym	Liter	130	301	416
Höjd med 50 mm hjul	mm	920	920	920
Bredd	mm	720	1300	1700
Djup exkl. handtag och gångjärn	mm	650	650	650
Isolering	mm	100	100	100
Inv. mått (HxDxB)	mm	650x450x520/320	650x450x1100/900	650x450x1500/1300
Strömförbrukning vid + 25 °C	W	435	650	728
Strömförbrukning/ 24 h	Kwh	5,8	7,9	9,9
Spänning/ Ström	v/hz	220 v / 50 hz	220 v / 50 hz	220 v / 50 hz
Temperaturområde	°C	-85°/-60°	-85°/-60°	-85°/-60°
Standardinställningar	°C	-80°	-80°	-80°
Ljudnivå	dBa	≤ 51	≤ 51	≤ 51
Vikt	Kg	56	80	95
Maximalfrys kapacitet per. 24H	Tim	4	5	6

Kyl/ Frysskåp**Gram Compact serie**

Temperaturområde kyl 2/12°C
 Temperaturområde frys -22/-5°C
 Rostfritt stål eller vitlackerat skåp
 Isolerad dörr eller glasdörr
 Ventilerat luftfördelningssystem med automatisk
 avfrostning
 Digital temperaturvisning
 Dörrlås
 Vaggupphängd lösning eller uppställning av två skåp
 ovanpå varann

**Utv 595x640x830 mm (BxDxH) 3
hyllor**

85760	K 210 LG 3W, vit	104 liter	2/12°C
857601	KG 210 LG 3W, vit, glasdörr	104 liter	2/12°C
857602	F 210 LG 3W, vit	104 liter	-22/-5°C

**Utv 595x640x1300 mm (BxDxH)
4 hyllor**

85745	K 310 LG L1 4W, vit	189 liter	2/12°C
85746	KG 310 LG L1 4W, vit, glasdörr	189 liter	2/12°C
85747	K 310 LG L1 4W, vit	189 liter	-22/-5°C

**Utv 595x640x1875 mm (BxDxH)
6 hyllor**

85761	K 410 LG L1 6W, vit	312 liter	2/12°C
857611	KG 410 LG L1 6W, vit, glasdörr	312 liter	2/12°C
85762	F 410 LG L1 6W, vit	312 liter	-22/-5°C

**Utv 695x868x2010 mm (BxDxH)
4 hyllor**

85742	K 610 LG L2 4N, vit	513 liter	2/12°C
85744	KG 610 LG L2 4N, vit, glasdörr	513 liter	2/12°C
85743	F 610 LG L2 4N, vit	513 liter	-22/-5°C



Gram Midi serie

Temperaturområde kyl 2/12°C
 Temperaturområde frys -22/-5°C
 Rostfritt stål eller vitlackerat skåp
 Isolerad dörr eller glasdörr
 Ventilerat luftfördelningssystem med automatisk
 avfrostning
 Digital temperaturvisning
 Akustiskt dörrlarm
 Dörrlås

**388 liter, 4 hyllor, utv 600x731x2000 mm (BxDxH)**

85736	K 425 LSG 4N, vit		2/12°C
85737	KG 425 LSG 4W K, vit, glasdörr		2/12°C
85738	F 425 LSG 4N, vit		-22/-5°C
85739	FG 425 LSG 4W K, vit, glasdörr		-22/-5°C

**571 liter, 4 hyllor, utv 815x731x2000 mm (BxDxH)**

85764	K 625 LSG 4N	vitlackerad	2/12°C
85779	KG 625 LSG 4W K med glasdörr	vitlackerad	2/12°C
85763	F 625 LSG 4N	vitlackerad	-22/-5°C
85780	FG 625 LSG 4W K med glasdörr	vitlackerad	-22/-5°C



Blodbankskåp**BioBlood**

E-sensor
 Akustisk dörr och temperatur larm som kan programmeras individuellt
 Larm inspelning och kalibrerings funktion
 Skrivare (tillval)
 Smart avfrostning och automatisk återavdunstning av smältvattnet.
 Fotpedal
 Lås
 Finns i rostfritt stål eller vitlackerat

365 liter, utv 600x806x2025/2075 mm (BxDxH)**5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85684	BioBlood BR500 glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85684-1	BioBlood BR500 glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85685	BioBlood BF500	vitlackerad	-25/-5°C
85685-1	BioBlood BF500	rostfri	-25/-5°C

432 liter, utv 695x876x1874/2124 mm (BxDxH)**5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85686	BioBlood BR600D glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85686-1	BioBlood BR600D glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85687	BioBlood BB600D	vitlackerad	-25/-5°C
85687-1	BioBlood BF600D	rostfri	-25/-5°C

**432 liter, utv 815x756x1874/2125 mm (BxDxH)****5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85688	BioBlood BR600W glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85688-1	BioBlood BR600W glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85689	BioBlood BF600W	vitlackerad	-25/-5°C
85689-1	BioBlood BF600W	rostfri	-25/-5°C

**484 liter, utv 695x876x1874/2124 mm (BxDxH)****5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85690	BioBlood 660D glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85690-1	BioBlood 660D glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85691	BioBlood BF660D	vitlackerad	-25/-5°C
85691-1	BioBlood BF660D	rostfri	-25/-5°C



484 liter, utv 815x756x2023/2273 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85692	BioBlood 660W glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85692-1	BioBlood 660W glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85693	BioBlood 660W	vitlackerad	-25/-5°C
85693-1	BioBlood 660W	rostfri	-25/-5°C


864 liter, utv 1390x856x1874/2124 mm (BxDxH)
10 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85694	BioBlood BR1270 glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85694-1	BioBlood BR1270 glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85695	BioBlood BF1270	vitlackerad	-25/-5°C
85695-1	BioBlood BF1270	rostfri	-25/-5°C


968 liter, utv 1390x876x2023/2273 mm (BxDxH)
10 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85696	BioBlood BR1400 glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85696-1	BioBlood BR1400 glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85697	BioBlood BF1400	vitlackerad	-25/-5°C
85697-1	BioBlood BF1400	rostfri	-25/-5°C



Plasmafrysskåp

BioBlood

303 liter, utv 600x731x1979/2000 mm (BxDxH)

5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85698	BioBlood PF425	vitlackerad	-40/-5°C
85698-1	BioBlood PF425	rostfri	-40/-5°C



432 liter, utv 815x756x1874/2125 mm (BxDxH)

5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85699	BioBlood PF600W	vitlackerad	-35/-5°C
85699-1	BioBlood PF600W	rostfri	-35/-5°C



484 liter, utv 815x756x2023/2273 mm (BxDxH)

5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85700	BioBlood PF660W	vitlackerad	-35/-5°C
85700-1	BioBlood PF660W	rostfri	-35/-5°C



Artnr

Scilencio

Digital termometer som visar den aktuella temperaturen i skåpet
Låsbar dörr
De utdragbara lådorna har transparent front för att undvika temperatur-höjning
Innerbelysning
Omhängningsbar dörr
Fristående och inbyggnadsmodell
Automatisk avfrostning

Utv 422x393x580 mm (BxDxH)

85769 DS 301 H 28 liter 2/ 6°C

**Utv 486x494x592 mm (BxDxH)**

85771 DS 601 H 53 liter 2/ 6°C

**Kylskåp**

Med integrerat 5 l kallt förvaringsfack
1 hylla
1 istärningslåda
Flaskställ för 2 l flaskor
2 justerbara fötter
Justerbar temperatur
Klimatklass N (16 - 32 OC)
Buller: 42 dB(A)
Dörröppning på höger sida, vändbar
Vikt: 16 kg



SEVERIN
TASTEFUL TECHNOLOGY

Utv 510x440x470 mm (BxDxH)

85719 KS 9827 47 liter 3/ 7°C

**Frysskåp**

1 hylla
1 istärningslåda
2 justerbara fötter
Justerbar temperatur
Lagringstid vid avstängning: 7 timmar
Klimatklass N (16 - 32 OC)
Buller: 42 dB(A)
Infrysningkapacitet: 2.5 kg/24 h
Dörröppning på höger sida, vändbar
Vikt: 18 kg

Utv 525x440x490 mm (BxDxH)

85720 KS 9807 36 liter -24/-18°C

