

Innehållsförteckning Patologi / Obduktionsartiklar

A	Avkalka/ Avrosta- Se Förbrukning	79
	Autoklaver	82-83
B	Balsameringsutrustning	83
	Belysning	83-85
	Bensågar	71-72
	Blodbanksskåp	91-92, 104-105
	Blodslevar	71
	Bord	4,113
	Brickor	4-5
	Burkar	6
	Bårtransportunderrede	113
	Bårställning	113
	Bårvagnar	113
D	Dissektionsbord	113
F	Frysboxar	96-101
	Frysskåp	87--90, 102-103, 107
	Förbandsbrickor	5
	Förkläden- Se Skyddsutrustning	77
G	Glaslådor	5
H	Handskar- Se Skyddsutrustning	74-76
	Huvudblock	7
	Hårskydd- Se Skyddsutrustning	77
	Hävlar	7
I	Inbäddningssystem för parafin och vax	109
	Instrumentlådor	5
	Instrmenbord	4
K	Kanyler - Se sprutor	61-64
	Kannor	6
	Kistvagn	113
	Klippapparater	7
	Klubbor	11
	Knivar	56-57
	Kryo Boxar	8-10

K	Kryostater	86
	Kylrum	113
	Kylskåp	87-90, 102-103, 107
L	Likbårvagnar	113
	Likskåp	113
	Lim	72
	Linjaler	11
	Lyftbricka för Mors	112
	Lyftsystem för Mors	112
	Lyftvagnar	113
	Lådor	5, 77
	Lågtemperaturboxar	96-97, 100-101
	Lågtemperaturskåp	87-90
M	Mejslar	11-12
	Mikrotomer	108
	Munskydd	77
	Märkpennor	78
N	Nålförare	13-17
O	Obduktionsbord	113
	Obduktionssågar	72-73
	Objektglas	78-79
	Objektglaslådor	79
	Omläggningsskålar	6
P	Peanger	18-21
	Pincetter	21-32
	Plasmafrysskåp	106
	Prep Lube	79
R	Rack	10
	Rengöring	79
	Rockar - Se Skyddsutrustning	76
	Rondskålar	6
S	Saxar	33-50
	Skallsågar	72-73
	Skalpeller, blad, skaft	50-55
	Skoskydd - Se Skyddsutrustning	76

S	Skyddsglasögon - Se Skyddsutrustning	77-78
	Skyddsutrustning	74-78
	Skålar	6
	Skärplattor	80
	Slevar	71
	Sonder	58
	Sprutor	59-60
	Spänningsnycklar	72
	Stövelskydd - Se Skyddsutrustning	76
	Suturtråd	65
	Suturnålar	66-67
	Sågar	71-73
	Sågblad	71-73
T	Teflonolja	79
	Timer	80-81
	Transportvagn	113
	Tänger	68-71
U	Ultralåg frybox	98-99
	Ultralåg frysskåp	92-95
V	Vaddburkar	6
	Vagnar	113
	Vågar	111
	Vävnadsprocessorer	110
Ä	Ärmskydd - Se Skyddsutrustning	76
Ö	Ögonlobshållare	74

Bord

Art nr

Instrumentbord 85 cm

rostfritt med fast skiva

36010	Instrumentbord 50x40	2-plan
36011	Instrumentbord 60x40	2-plan
36012	Instrumentbord 70x50	2-plan



Instrumentbord 80 cm

rostfritt med fast skiva

36020	Instrumentbord 70x 50 cm	2-plan
36022	Instrumentbord 95x55 cm	2-plan



Instrumentbord 80 cm

36021	Instrumentbord 70x 50 cm	3-plan
36023	Instrumentbord 95x55 cm	3-plan



Brickor / Burkar / Skålar / Lådor

Brickor

utvändigt

67100	365 x 215 x 20 mm Rakar kanter EGE
67110	320 x 170 x 20 mm Rakar kanter EGE



67130	180 x 120 x 10 mm
67131	200 x 150 x 18 mm
67132	300 x 200 x 15 mm
67133	360 x 240 x 15 mm
67134	400 x 270 x 15 mm



Artnr**Förbandsbrickor**

67135	220 x 170 x 50 mm Dimeda	Rostfri
67137	300 x 175 x 40 mm Dimeda	Rostfri

**Instrumentlådor**

67200	200 x 100 x 50 mm Raka kanter EGE	Rostfri
67210	150 x 100 x 60 mm Raka kanter EGE	Rostfri
67211	260 x 150 x 50 mm Raka kanter EGE	Rostfri



67212	230 x 135 x 45 mm, med lock	Rostfri
67213	315 x 215 x 45 mm, med lock	Rostfri



67218	230 x 155 x 30 mm, med lock	Rostfri
67219	300 x 175 x 40 mm, med lock	Rostfri
67220	300 x 200 x 50 mm, med lock	Rostfri
67221	350 x 220 x 40 mm, med lock	Rostfri
67222	400 x 300 x 50 mm, med lock	Rostfri
67223	450 x 350 x 50 mm, med lock	Rostfri

**Glas lådor**

67215	220 x 100 x 50 mm, med lock Dimeda	Rostfri
67215-1	220 x 100 x 50 mm, utan lock Dimeda	
67216	220 x 140 x 60 mm, med lock Dimeda	Rostfri
67216-1	221 x 140 x 60 mm, utan lock Dimeda	
67217	270 x 170 x 60 mm, med lock Dimeda	Rostfri
67217-1	271 x 170 x 60 mm, utan lock Dimeda	



Artnr**Omläggningsskålar, rostfria****Låg modell**

	Ø x H	Volym
67724	40 x 19 mm	0,05 l
67725	61 x 30 mm	0,07 l
67726	80 x 40 mm	0,14 l
67727	116 x 50 mm	0,35 l
67728	128 x 55 mm	0,45 l
67729	147 x 65 mm	0,70 l
67718	157 x 75 mm	1,10 l
67731	187 x 85 mm	1,60 l

**Hög modell**

	Ø x H
67733	42 x 30 mm
67734	53 x 34 mm
67736	64 x 48 mm
67737	68 x 47 mm
67738	71 x 46 mm
67740	81 x 51 mm
67742	89 x 47 mm
67743	100 x 48 mm

*Finns i fler storlekar***Rondskålar, rostfria**

67700	170 x 100 x 30 mm	Njurformad
67701	200 x 120 x 35 mm	Njurformad
67702	250 x 140 x 40 mm	Njurformad
67703	275 x 150 x 50 mm	Njurformad

**Vaddburkar med lock, rostfria**

67751	100 x 50 mm
67752	100 x 150 mm
67753	150 x 100 mm

**Kannor, konisk, rostfri med fot**

	Ø x H	
67760	115 x 115 mm	500 ml
67761	140 x 160 mm	1000 ml
67762	150 x 160 mm	1500 ml
67763	160 x 185 mm	2000 ml



Tg-instrument

Huvudblock

Artnr

57500 Svart gummi, helt homogena



Hävlar

57680 Hammacher Hylin 4,5 mm



57690 Hammacher Hylin 3 mm



57695 Hammacher Bein 2 mm

57696 Hammacher Bein 4 mm



57660 Aesculap Bein 2 mm

57663 Aesculap Bein 3 mm

57665 Aesculap Bein 4 mm

57780 Aesculap fig65 2/150 mm



Klippapparater

79051 **Klippapparat, 1556 AKKU** Moser

Klipptid: 120 minuter
Laddtid: 12 timmar
Klipplängd: 0,4 mm
Klippbredd: 30 mm
Vikt: 150 g
Tvåvägsläge: Nät/batteri



79054 **Klippapparat, 1854 ARCO** Moser

Klipptid: 100 minuter, extrabatteri för längre
Klipptid.
Laddtid: 150 minuter
Klipplängd: 0,7-3 mm.
Klippbredd: 46 mm
Vikt: 270 g



Kanyler- Se sprutor

Lågtemperaturbeständig polypropylen,
Färgkodad, Genomskinligt lock,
Supertålig ner till -196°C,
Autoklaverbar till +121°C,
Även specialstorlekar,
Även specialfärger,
Stort urval av lådsystem till alla
fabrikat av kyl- och frysboxar

Passar till rör Ø12,5 mm

EPPi 45 / 9x9

Art nr	Färg
82099	Transparent
82201	NEON-gul
82202	NEON-blå
82203	NEON-grön
82204	NEON-rosa
82205	NEON-orange
82100	Vit
82101	Gul
82102	Blå
82103	Grön
82104	Röd
82105	Lila
82106	Svart

EPPi 50 / 9x9

Art nr
82206
82207
82208
82209
82210
82211
82212
82213
82214
82215
82216
82217
82218



Med alfanumerisk ID kod
Passar till rör Ø12,5 mm

EPPi 45 / 9x9

Art nr	Färg
82364	Transparent
82365	NEON-gul
82366	NEON-blå
82367	NEON-grön
82368	NEON-rosa
82369	NEON-orange
82370	Vit
82371	Gul
82372	Blå
82373	Grön
82374	Röd
82375	Lila
82376	Svart

EPPi 50 / 9x9

Art nr
82432
82433
82434
82435
82436
82437
82438
82439
82440
82441
82442
82443
82444



Med alfanumerisk ID kod
Passar till Eppendorf rör 1,5 och 2.0 ml

EPPi 45 / 8x8

Art nr	Färg
82249	Transparent
82250	NEON-gul
82251	NEON-blå
82252	NEON-grön
82253	NEON-rosa
82254	NEON-orange
82261	Vit
82262	Gul
82263	Blå
82264	Grön
82265	Röd
82266	Lila
82267	Svart

EPPi 50 / 8x8

Art nr
82255
82256
82257
82258
82259
82260
82268
82269
82270
82271
82272
82273
82274




Passar till rör Ø12,5 mm

EPPi 45 / 7x7

Art nr	Färg
82219	Transparent
82220	NEON-gul
82221	NEON-blå
82222	NEON-grön
82223	NEON-rosa
82224	NEON-orange
82225	Vit
82226	Gul
82227	Blå
82228	Grön
82229	Röd
82230	Lila
82231	Svart

EPPi 50 / 7x7

Art nr
82242
82243
82244
82245
82246
82234
82235
82236
82237
82238
82239




EPPi 45 / 1x1

Art nr	Färg
82275	Transparent
82276	NEON-gul
82277	NEON-blå
82278	NEON-grön
82279	NEON-rosa
82280	NEON-orange
82287	Vit
82288	Gul
82289	Blå
82290	Grön
82291	Röd
82292	Lila
82293	Svart

EPPi 50 / 1x1

Art nr
82281
82282
82283
82284
82285
82286
82294
82295
82296
82297
82298
82299
82200



*Borttagningsbar avskiljare
Passar till rör Ø14 mm
67x67 mm*

EPPi 45 Junior/ 4x4

Art nr	Färg
82323	NEON-gul
82324	NEON-blå
82325	NEON-grön
82327	NEON-rosa
82326	NEON-orange
82328	Svart

För fler alternativ vg be om vår specialbroschyr

**Rack***Horizontal**Vertikal*

*Kontakta oss gärna så hjälper vi er att kombinera
racken
till era skåp och boxar*

Tg-instrument

Klubbor

Artnr

103				
0470117	Klubba i konstmassa	140 g	18,5 cm	
57509	Klubba svart helgummi/ sand vikt	700 g	32 cm	
57510	Gummiklubba med träskaft	565 g	34 cm	




Linjaler

85026	Rostfri linjal	15 cm
85021	Rostfri linjal	20 cm
85020	Rostfri linjal	30 cm
85025	Rostfri linjal	50 cm



Mejslar

57750	Mejsel - Freer	160/4 mm
57671	Mejsel - Stille	200/10 mm
57670	Mejsel - Stille	200/12 mm
57672	Mejsel - Stille	200/15 mm
57673	Mejsel - Stille	200/20 mm
57674	Mejsel - Stille	200/25 mm
57675	Mejsel - Stille	200/10 mm
57676	Mejsel - Stille	200/12 mm
57677	Mejsel - Stille	200/15 mm
57678	Mejsel - Stille	200/20 mm
57679	Mejsel - Stille	200/25 mm
103		
0670392	Mejsel - Alexander	175/6 mm



Tg-instrument

Artnr

209
3268328 Mejsel - Brunetti spine chisel Höger 28 cm



209
3268128 Mejsel - Brunetti spine chisel Vänster 28 cm



209
4645404 Mejsel - Cottle plastic 4 mm



209
4646004 Mejsel - Cottle 4 mm



209
4645802 Mejsel - Cottle plastic graderad 185/2 mm



103
0770711 Mejsel - Cottle Osteotome 185/2 mm



103
0770721 Mejsel - Cottle 185/2 mm



57770 Mejsel Kors
Kranium B12 14 cm

57770-01 Mejsel Kors
Kranium B12, grov 14 cm



57771 Mejsel kors
B12/ L, standard 14 cm





















57782 Mejsel Farabeuf böjd 15 cm



57760 Mejsel ryggrad, svängd 300/80 mm



Artnr







57837	Castroviejo med spärr Bredd 2 mm	rak, oräfflad	14 cm	
57838	Castroviejo med spärr Bredd 2 mm	böjd, oräfflad	14 cm	
57839	Castroviejo med spärr Bredd 2 mm	rak, räfflad	14 cm	
57850	Castroviejo med spärr Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	rak, oräfflad	14 cm	
57848	Castroviejo med spärr Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	böjd, oräfflad	14 cm	
57847	Castroviejo med spärr Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	14 cm	
57840	Castroviejo med spärr Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	böjd, räfflad	14 cm	
57845	Castroviejo utan spärr Bredd 1 mm	böjd, oräfflad	14 cm	
57841	Castroviejo mikro utan spärr Bredd 0,9 mm	böjd, oräfflad	9 cm	
57842	Castroviejo mikro utan spärr Bredd 0,9 mm	böjd, oräfflad	14 cm	
57844-4	Castroviejo mikro utan spärr Bredd 1 mm	böjd, räfflad	14,5 cm	
57843	Castroviejo mikro med spärr Bredd 0,9 mm	böjd, oräfflad	14 cm	
57849	Castroviejo mikro med spärr Bredd 1 mm	böjd, räfflad	14 cm	
57854	Barraquer mikro utan spärr Bredd 0,3 mm	rak, oräfflad	10 cm	
57855	Barraquer mikro utan spärr Bredd 0,3 mm	böjd, oräfflad	10 cm	
57852	Barraquer mikro utan spärr Bredd 0,9 mm	rak, oräfflad	13,5 cm	
57851	Barraquer mikro utan spärr Bredd 0,9 mm	böjd, oräfflad	13,5 cm	
57853	Barraquer, utan spärr Bredd 1 mm. Hårdmetall	böjd, räfflad	14 cm	

Artnr

57859	Halsey, gracil Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	rak, oräfflad	13 cm
57859-2	Halsey, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, oräfflad	13 cm
57860	Halsey, gracil Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	13 cm
57860-2	Halsey, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	13 cm
57862	Halsey, gracil Bredd 2 mm	rak, oräfflad	13 cm
57861	Halsey, gracil Bredd 2 mm	rak, räfflad	13 cm
57863	Baby- Crile- Wood Bredd 2 mm	rak, räfflad	15 cm
57864	Baby-Crile- Wood Bredd 0,4 mm	rak, räfflad	15 cm
57865	Baby-Crile- Wood Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	15 cm
57866	Crile- Wood Bredd 2 mm	rak, räfflad	15 cm
57867	Crile- Wood Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	15 cm
57868	Crile- Wood Bredd 3 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	14,5 cm
57869	Crile- Wood Bredd 3 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	18 cm



Artnr

57884	Derf Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	12,5 cm	
57856	Derf, gracil Bredd 1,5 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	11 cm	
57870	Mayo-Hegar Bredd 2 mm	rak, räfflad	14,5 cm	
57871	Mayo-Hegar Bredd 2 mm	rak, räfflad, skåra	16 cm	
57857	Mayo-Hegar Bredd 3 mm	rak, räfflad, skåra	18 cm	
57858	Mayo-Hegar Bredd 3 mm	rak, räfflad, skåra	20 cm	
57872	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Epos	rak, räfflad	14 cm	
57888TC	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Dimeda	rak, räfflad	14 cm	
57873	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Epos	rak, räfflad	16 cm	
57889TC	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Dimeda	rak, räfflad	16 cm	
57877	Mayo-Hegar Bredd 2 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	16 cm	
57878	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Dimeda	rak, räfflad	18 cm	
57878-2	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	18,5 cm	
57879	Mayo-Hegar Bredd 3 mm. Hårdmetall, Dimeda	rak, räfflad	20 cm	
57879-2	Mayo-Hegar Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	20,5 cm	
57885TC	Mayo-Hegar, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	16 cm	
57886TC	Mayo-Hegar, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	18 cm	
57887TC	Mayo-Hegar, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	20 cm	
57883	Hegar-Baumgartner Bredd 2 mm. Hårdmetall	rak, räfflad	14 cm	

Artnr

57931	Ryder Vascular Bredd 1 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	13 cm
57932	Ryder Vascular Bredd 1 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	15 cm
57933	Ryder Vascular Bredd 1 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	18,5 cm
57934	Ryder Vascular Bredd 1 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	20 cm
57935	Ryder Vascular Bredd 1 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	23 cm
57936	Ryder Vascular Bredd 1 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	26 cm



57937	Ryder Bredd 2 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	14,5 cm
57938	Ryder Bredd 2 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	17,5 cm
57939	Ryder Bredd 2 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	20 cm
57942	Ryder Bredd 2 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	23 cm
57943	Ryder Bredd 2 mm. Härdmetall, Lawton	rak, räfflad	26 cm



57830	Sutursax Olsen- Hegar Bredd 1,5 mm	rak, räfflad	11,5 cm
57828	Sutursax Olsen- Hegar Bredd 1,5 mm	rak, räfflad	14 cm



57835	Sutursax Olsen- Hegar Bredd 2 mm. Härdmetall.	rak, räfflad	12 cm
57832	Sutursax Olsen-Hegar Bredd 3 mm. Härdmetall.	rak, räfflad	14 cm
57825	Sutursax Olsen-Hegar Bredd 3 mm. Härdmetall. Veterinär, kraftig	rak, räfflad	14 cm
57826	Sutursax Olsen-Hegar Bredd 3 mm. Härdmetall. Veterinär, kraftig	rak, räfflad	17 cm
57827	Sutursax Olsen-Hegar Bredd 3 mm. Härdmetall. Veterinär, kraftig	rak, räfflad	19 cm












57944HM	Kalt Bredd 1,5 mm. Härdmetall		14 cm
----------------	----------------------------------	--	-------
























57912	Boynton, gracil Bredd 1,5 mm	rak, räfflad	12 cm
--------------	---------------------------------	--------------	-------







Artnr

57880	Mathieu, gracil Bredd 2 mm	rak, räfflad	14 cm	
57881	Mathieu, gracil Bredd 2 mm	rak, räfflad	17 cm	
57908	Mathieu, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	14 cm	
57909	Mathieu, gracil Bredd 2 mm. Hårdmetall, Dimeda	rak, räfflad	17 cm	
57891	Mathieu, Dimeda Bredd 2,5 mm, Dimeda	rak, räfflad	14 cm	
57890	Mathieu, Lawton Bredd 2,5 mm, Dimeda	rak, räfflad	17 cm	
57900	Mathieu, Dimeda Bredd 3 mm, Dimeda	rak, räfflad	20 cm	
57901	Mathieu, Dimeda Bredd 3 mm, Dimeda	rak, räfflad	24 cm	
57911	Mathieu Bredd 2 mm. Hårdmetall, Epos	rak, räfflad	14 cm	
57910	Mathieu Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Epos	rak, räfflad	17 cm	
57920	Mathieu Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Epos	rak, räfflad	20 cm	
57913	Mathieu Bredd 2 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	14 cm	
57914	Mathieu Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	17 cm	
57915	Mathieu Bredd 2,5 mm. Hårdmetall, Lawton	rak, räfflad	20 cm	
<i>Avdelningsinstrument PKN</i>				
57875	Halsey Bredd 1,5 mm	rak, oräfflad	13 cm	
57876	Mayo-Heger Bredd 2 mm	rak,räfflad, skära	16 cm	

Art nr

32900 4120S	 Hartman Hemostatic Mosquito	rak	7,5 cm	
32900 1421S	 Hartman Hemostatic Mosquito	böjd	7,5 cm	
58010	Baby Hartman	rak	10 cm	
58020	Baby Hartman	böjd	10 cm	
58050	Crile	rak, fin spets	14 cm	
58060	Crile - Rankin	rak	16 cm	
58070	Crile	böjd	14 cm	
58080	Crile - Rankin	böjd, fin spets	16 cm	
58120	Halsted Mosquito	rak	12 cm	
58170	Halsted Mosquito	rak	14 cm	
58122	Halsted Mosquito	rak	18 cm	
58140	Halsted Mosquito	böjd	12,5 cm	
58160	Halsted Mosquito	böjd	14,5 cm	
58150	Halsted Mosquito	böjd	18 cm	
58137	Halsted Mosquito Mikro, Lawton	rak	12 cm	
58139	Halsted Mosquito Mikro	rak	12 cm	
58141	Halsted Mosquito Mikro, Lawton	böjd	12 cm	
58143	Halsted Mosquito Mikro	böjd	12 cm	
58142	Halsted Mosquito Mikro, BH109	böjd	12,5 cm	

Artnr

58292	Kocher 1x2 klor	rak	14 cm	
58294	Kocher 1x2 klor	rak	16 cm	
58293	Kocher 1x2 klor	böjd	14 cm	
58297	Kocher 1x2 klor	böjd	16 cm	
58100	Rochester	rak	13 cm	
58200	Rochester	rak	14,5 cm	
58210	Rochester	rak	16 cm	
58220	Rochester	rak	18 cm	
58280	Rochester	rak	20 cm	
58308	Rochester	rak	24 cm	
58309	Rochester	rak	30 cm	
58090	Rochester	böjd	13 cm	
58250	Rochester	böjd	14,5 cm	
58260	Rochester	böjd	16 cm	
58270	Rochester	böjd	18 cm	
58290	Rochester	böjd	20 cm	
58291	Rochester	böjd	24 cm	
58310	Rochester	böjd	30 cm	
58226	Rochester Ochsner 1x2 klo	böjd	14 cm	
58227	Rochester Ochsner 1x2 klo	böjd	16 cm	
58225	Rochester Ochsner 1x2 klo	böjd	22 cm	
58185	Tonsill stille- Crafoord	böjd	18,5 cm	
58186	Tonsill stille- Crafoord	böjd	23,5 cm	

Artnr

58187 Tonsill Lahey böjd 19 cm

58188 Tonsill Lahey böjd 23 cm

58181 Tonsill Brainbridge böjd 15 cm

58180 Tonsill Schnidt - Sawtell böjd 19 cm

58320 Foerster Tvätt rak 18 cm

Clinic Line

48030L Crille Clinic Line rak 14,5 cm

48041L Crille Clinic Line rak 16 cm

48040L Crille Clinic Line böjd 14,5 cm

48031L Crille Clinic Line böjd 16 cm

48230L Rochester Clinic Line rak 14,5 cm

48240L Rochester Clinic Line rak 16 cm






48250L Mosquito Clinic Line rak 12,5 cm

48140L Mosquito Clinic Line böjd 12,5 cm

























Avdelningsinstrument

58115 Halsted-Mosquito PKN rak 12,5 cm













58155 Halsted-Mosquito PKN böjd 12,5 cm












Art nr

58295	Kocher, 1x2 klo PKN	rak	14 cm		
58296	Kocher, 1x2 klo PKN	rak	16 cm		
58298	Kocher, 1x2 klo PKN	böjd	14 cm		
58299	Kocher, 1x2 klo PKN	böjd	16 cm		
58300	Ochsner-Kocher, 1x2 klo PKN	rak	18 cm		
58301	Ochsner-Kocher, 1x2 klo PKN	böjd	18 cm		
58229	Rochester PKN	rak	14 cm		
58230	Rochester PKN	rak	16 cm		
58231	Rochester PKN	rak	18 cm		
58239	Rochester PKN	böjd	14 cm		
58240	Rochester PKN	böjd	16 cm		
58241	Rochester PKN	böjd	18 cm		

Pincetter

59009	Adlerkreutz 4x5 klo Bredd 4 mm, rak, räfflad		14,5 cm		
59010	Adlerkreutz 4x5 klo Bredd 5,5 mm, rak, räfflad		15 cm		
59040	Agraff Wachenfeldt Bredd 4 mm, rak		12 cm		
59045	Agraff Michel Bredd 3 mm, rak		12 cm		
65140	Agraff Michel Bredd 3 mm, rak		12 cm		
59050	Agraff Wachenfeldt Bredd 4 mm, korsad		12 cm		




















Artnr

59150	Anatomisk Bredd 2,5 mm, rak, räfflad, tvär spets	13 cm	
59155	Anatomisk Bredd 2,5 mm, rak, oräfflad, tvär spets	13 cm	
59160	Anatomisk Bredd 3,5 mm, rak, räfflad, tvär spets	15 cm	
59165	Anatomisk Bredd 3,5 mm, rak, oräfflad, tvär spets	15 cm	
59166	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad, tvär spets	17 cm	
59069	Anatomisk Bredd 2 mm, böjd, räfflad	10,5 cm	
59070	Anatomisk Bredd 2 mm, rak, räfflad	10,5 cm	
59071	Anatomisk Bredd 2 mm, rak, oräfflad	10,5 cm	
59072	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad	11,5 cm	
59080	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad	13 cm	
59081	Anatomisk Bredd 2 mm, rak, räfflad	13 cm	
59170	Anatomisk Bredd 2 mm, rak, oräfflad	13 cm	
59090	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad	14,5 cm	
59100	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad	16 cm	
59101	Anatomisk Bredd 2 mm, rak, oräfflad	16 cm	
59110	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad	18 cm	
59120	Anatomisk Bredd 4 mm, rak, räfflad	20 cm	
59121	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, oräfflad	21 cm	
59130	Anatomisk Bredd 5 mm, rak, räfflad	25 cm	
59140	Anatomisk Bredd 4 mm, rak, räfflad	30 cm	
59145	Anatomisk, Brophy Bredd 2 mm, rak, oräfflad	20 cm	
59020	Anatomisk Semken Bredd 1 mm, rak, räfflad	12,5 cm	
59021	Anatomisk Semken Bredd 1 mm, rak, oräfflad	12,5 cm	
59022	Anatomisk Semken Bredd 1 mm, böjd, räfflad	12,5 cm	

Räfflad

Oräfflad

Artnr




59029	Anatomisk Semken Bredd 2 mm, rak, oräfflad	14,5 cm	
59030	Anatomisk Semken Bredd 1 mm, rak, räfflad	15 cm	
59031	Anatomisk Semken Bredd 1,5 mm, rak, oräfflad	15,5 cm	
59032	Anatomisk Semken Bredd 1,5 mm, böjd, oräfflad	15,5 cm	
59035	Anatomisk Semken 1x2 klo Bredd 1 mm, rak	12,5 cm	
59261	Anatomisk Semken 1x2 klo Bredd 1 mm, rak	14,5 cm	
59260	Anatomisk Semken 1x2 klo Bredd 1 mm, halvböjd, fin	12,5 cm	
59262	Anatomisk Semken 1x2 klo Bredd 1 mm, halvböjd, fin	15,5 cm	
59387	Gillies 1x2 klo Bredd 1,5 mm, rak, räfflad	15 cm	
59181	Biologisk Bredd 1 mm, rak, räfflad	10,5 cm	
59182	Biologisk Bredd 1 mm, halvböjd, räfflad	10,5 cm	
59180	Biologisk Bredd 1 mm, helböjd, räfflad	10,5 cm	
59220	Ewald-Adson Bredd 1,5 mm, rak, räfflad	12 cm	
59230	Ewald-Adson 1x2 klo Bredd 1,5 mm, rak	12 cm	
59225	Adson micro Bredd 1 mm, rak, räfflad	12 cm	
59235	Adson micro 1x2 klo Bredd 0,7 mm, rak	12 cm	
59237	Adson micro 1x2 klo Bredd 0,7 mm, rak	12 cm	
59236	Adson micro 1x2 klo Bredd 1 mm, rak	15 cm	
59290	Adson-Brown 9x9 klo Bredd 2 mm, rak	12 cm	
59470	Iris Colibri 1x1 klo Bredd 0,12 mm, böjd	7 cm	

Artnr












59471	Iris Colibri 1x2 klo Bredd 1 mm, böjd, fin	8 cm		
59472	Iris Colibri 1x2 klo Bredd 1 mm, böjd, extra fin	8 cm		
59478	Barraquer sutur pincett Bredd 0,5 mm, böjd	7,5 cm		
59473	Bonn 1x2 klo Bredd 0,12 mm, böjd, fin	7 cm		
59476	Bishop-Harman Bredd 0,5 mm, rak, räfflad	8,5 cm		
59477	Bishop-Harman Bredd 0,8 mm, rak, räfflad	8,5 cm		
59474	Bishop-Harman 1x2 klo Bredd 0,5 mm, rak	8,5 cm		
59475	Bishop-Harman 1x2 klo Bredd 0,8 mm, rak	8,5 cm		
59200	Insekts Bredd 1 mm, spetsig			
59210	Insekts Bredd 3 mm, trubbig			
59397	Iris Graefe micro Bredd 0,7 mm, rak, räfflad	7 cm		
59398	Iris Graefe micro Bredd 0,7 mm, böjd, räfflad	7 cm		
59400	Iris Bredd 1,0 mm, Dimeda, rak, räfflad	10 cm		
59420	Iris Bredd 1,0 mm, Dimeda, halvböjd, räfflad	10 cm		
59430	Iris Bredd 1,0 mm, Dimeda, helböjd, räfflad	10 cm		
59273	Iris Bredd 1,0 mm, helböjd, räfflad	13 cm		
59424	Iris Bredd 1,0 mm, Lawton, rak, oräfflad	10 cm		
59427	Iris Bredd 1,0 mm, Lawton, halvböjd, oräfflad	10 cm		
59428	Iris Bredd 1,0 mm, Lawton, helböjd, oräfflad	10 cm		
59272	Iris Bredd 1,0 mm, rak, oräfflad	13 cm		
59271	Iris Bredd 1,0 mm, halvböjd, oräfflad	13 cm		

Art nr













59403	Iris Bredd 0,5 mm, Lawton, rak, räfflad	10 cm
59423	Iris Bredd 0,5 mm, Lawton, halvböjd, räfflad	10 cm
59433	Iris Bredd 0,5 mm, Lawton, helvböjd, räfflad	10 cm
59429	Iris Bredd 0,5 mm, Lawton, rak, oräfflad	10 cm
59434	Iris Bredd 0,5 mm, Lawton, halvböjd, oräfflad	10 cm
59437	Iris Bredd 0,5 mm, Lawton, helvböjd, oräfflad	10 cm
59411	Iris Bredd 0,5 mm, Aesculap, rak, räfflad	10 cm
59421	Iris Bredd 0,5 mm, Aesculap, halvböjd, räfflad	10 cm
59431	Iris Bredd 0,5 mm, Aesculap, helvböjd, räfflad	10 cm
59412	Iris Bredd 0,5 mm, Aesculap, rak, oräfflad	10 cm
59402	Iris Bredd 0,3 mm, Lawton, rak, räfflad	10 cm
59422	Iris Bredd 0,3 mm, Lawton, halvböjd, räfflad	10 cm
59432	Iris Bredd 0,3 mm, Lawton, helvböjd, räfflad	10 cm
59440	Iris - 1x2 klo Bredd 1,0 mm, Lawton, rak	10.5 cm
59440-4	Iris - 1x2 klo Bredd 1,0 mm, Dimeda, rak	10.5 cm
59450	Iris - 1x2 klo Bredd 1,0 mm, Lawton, halvböjd	10.5 cm
59240	Iris - 1x2 klo Bredd 1,0 mm, Lawton, helvböjd	10.5 cm
59441	Iris - 1x2 klo Bredd 0,5 mm, Lawton, rak	10.5 cm
59451	Iris - 1x2 klo Bredd 0,5 mm, Lawton, halvböjd	10.5 cm
59241	Iris - 1x2 klo Bredd 0,5 mm, Lawton, helvböjd	10.5 cm



Art nr

59275	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2 mm, rak, fin	10.5 cm	
59279	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2 mm, rak, fin	18 cm	
59280	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2 mm, rak	10.5 cm	
59300	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2,5 mm, rak	13 cm	
59310	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2,5 mm, rak	14.5 cm	
59320	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 3 mm, rak	16 cm	
59321	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 3 mm, rak	18 cm	
59322	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 3 mm, rak	20 cm	
59323	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2 mm, rak	25 cm	
59355	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 2 mm, rak	30 cm	
59330	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm, rak	14,5 cm	
59340	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm, rak	18 cm	
59350	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm, rak	20 cm	
59351	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm, rak	25 cm	
59352	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm, rak	30 cm	
59354	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm USA Modell, rak	18 cm	
59356	Kirurgisk 2x3 klo Bredd 3 mm USA Modell, rak	21 cm	
59359	Kirurgisk 3x4 klo Bredd 4 mm, rak	13 cm	
59360	Kirurgisk 3x4 klo Bredd 4 mm, rak	14,5 cm	
59361	Kirurgisk 3x4 klo Bredd 3 mm, rak	16 cm	
59362	Kirurgisk 3x4 klo Bredd 5,5 mm, rak	20 cm	
59363	Kirurgisk, Bonny 1x2 klo Bredd 3 mm, rak, räfflad	17,5 cm	

Artnr

59385-18	Kirurgisk Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak, räfflad	18 cm	
59385-21	Kirurgisk Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak, räfflad	21 cm	
59385-25	Kirurgisk Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak, räfflad	25 cm	
59386-18	Kirurgisk, 1x2 klo Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak	18 cm	
59386-21	Kirurgisk, 1x2 klo Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak	21 cm	
59386-25	Kirurgisk, 1x2 klo Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak	25 cm	
59386-30	Kirurgisk, 1x2 klo Bredd 2 mm. Isolerad, monopolär, rak	30 cm	
59388	Plastik, Waugh 1x2 klo Bredd 1 mm, rak, räfflad <i>Fler plastikinstrument, se vår specialbroschyr.</i>	30 cm	
59920	Ring Diamond Dust Ø 1,0x0,5 Microma, rak	18 cm	
59921	Ring Diamond Dust Ø 1,0x0,5 Microma, rak	21 cm	
59922	Ring Diamond Dust Ø 1,0x0,5 Microma, rak	23 cm	
59064	Beer Cillia Bredd 5 mm, rak, oräfflad	9 cm	
59065	Littauer, bred spets Bredd 4,5 mm, rak, oräfflad	8,5 cm	
59066	Douglas, smal spets Bredd 2,3 mm, rak, räfflad	8 cm	
59393	London College Bredd 1 mm, vinklad, räfflad	15 cm	
59394	London College Bredd 1 mm, vinklad, oräfflad	15 cm	
59384	De Bakey Bredd 2.0/2.5 mm, vinklad, räfflad, tvär	16 cm	
59392	Meriam Bredd 1 mm, vinklad, oräfflad	16 cm	
59390	Meriam Bredd 1 mm, vinklad, räfflad	16,5 cm	
59389	Meriam Bredd 1 mm, vinklad, räfflad	16,5 cm	

Artnr

- 59620** Perry
Bredd 1 mm, böjd, räfflad
- 59625** Perry
Bredd 1 mm, böjd, räfflad
- 59625-01** Perry
Bredd 1 mm, böjd, oräfflad
- 59391** Perry
Bredd 1 mm, vinklad, räfflad

12,5 cm

12,5 cm

12,5 cm

12,5 cm



- 59520** Rör
Bredd 2/3 mm, vinklad

16 cm



- 59530** Snabel
Bredd 1 mm, böjd, räfflad

10.5 cm



- 59531** Snabel
Bredd 1 mm, helböjd, räfflad

10.5 cm


**Främmande kroppstång**

- 59535** Stieglitz Splinter
Bredd 0,8/ 4 mm, rak, räfflad

13,5 cm

- 59536** Stieglitz Splinter
Bredd 0,8/ 4 mm, böjd, räfflad

13,5 cm



- 59540** Splinter- Hunter
Bredd 0,8/ 5 mm, rak

10,5 cm



- 59510** Stick
Bredd 0,3 mm, rak, räfflad

9 cm

- 59560** Stick
Bredd 0,3 mm, rak, räfflad

10 cm



- 59570** Stick
Bredd 0,3 mm, rak, räfflad

12 cm



- 59580** Stick
Bredd 0,3 mm, rak, räfflad

14 cm

- 59581** Stick
Bredd 0,3 mm, böjd, räfflad

9 cm

- 59582** Stick
Bredd 0,3 mm, böjd, räfflad

10,5 cm



- 59583** Stick
Bredd 0,4 mm, böjd, räfflad

12,5 cm



- 59584** Stick
Bredd 0,4 mm, böjd, räfflad

14,5 cm

- 59591** Stick
Bredd 0,3 mm, rak, oräfflad

9 cm

- 59592** Stick
Bredd 0,3 mm, rak, oräfflad

10,5 cm



- 59593** Stick
Bredd 0,4 mm, rak, oräfflad

12,5 cm

- 59594** Stick
Bredd 0,4 mm, rak, oräfflad

14,5 cm

Tg-instrument

Artnr

- 59596** Stick 9 cm
Bredd 0,3 mm, böjd, oräfflad
- 59595** Stick 10,5 cm
Bredd 0,3 mm, böjd, oräfflad
- 59597** Stick 12,5 cm
Bredd 0,4 mm, böjd, oräfflad
- 59598** Stick 14,5 cm
Bredd 0,4 mm, böjd, oräfflad

- 59590** Stick - korsad 12 cm
Bredd 0,7 mm, rak, oräfflad

- 59509** Mikroskopi 10 cm
Bredd 0,3 mm, rak, oräfflad

- 59661** Täckglas 10,5 cm
Bredd 4,5 mm, rak

- 59650** Täckglas 10,5 cm
Bredd 4,5 mm, vinklad

- 59660** Täckglas 10,5 cm
Bredd 4,5 mm, böjd, korsad

- 59060** Vikt 10 cm
Bredd 0,2/ 1 mm

- 59720** Öron 13 cm
Bredd 2 mm, räfflad


Teflonpincetter

- 59670** Täckglas 10,5 cm
Bredd 4/5 mm, böjd

- 59671** Anatomisk 14 cm
Bredd 3 mm, rak, räfflad

- 59672** Stick 13 cm
Bredd 0,8 mm, rak, räfflad

- 59673** Stick 14,5 cm
Bredd 0,8 mm, böjd, räfflad



Artnr

Urmakarpincetter



	#1		Bred/ tjocklek	Längd	
59601	Kolstål - rak Ej Autoklaverbar		0,17 x 0,10 mm	120 mm	
59701	Rostfri - rak A Autoklaverbar (Inox 02)		0,20 x 0,12 mm	120 mm	
59801	Rostfri - rak A Antimagnetisk, Autoklaverbar		0,20 x 0,12 mm	120 mm	
59801B	Rostfri, lackerad - rak A Antimagnetisk, Autoklaverbar		0,20 x 0,12 mm	120 mm	
	#2				
59602	Kolstål - rak Ej Autoklaverbar		0,30 x 0,12 mm	120 mm	
59702	Rostfri - rak A Autoklaverbar (Inox 02)		0,34 x 0,14 mm	120 mm	
59609	Rostfri, rund spets - rak A Autoklaverbar (Inox 02)	2a	1,50 x 0,20 mm	120 mm	
	#3				
59619	Rostfri - rak A Autoklaverbar (Inox 08)		0,08 x 0,04 mm	120 mm	
	#4				
59704	Rostfri - rak A Autoklaverbar (Inox 02)		0,13 x 0,08 mm	110 mm	
59621	Rostfri - rak med klämring A Antimagnetisk, Autoklaverbar (Dumoxel)		0,13 x 0,08 mm	110 mm	
	#5				
59605	Kolstål - rak Ej Autoklaverbar		0,08 x 0,04 mm	110 mm	
59705	Rostfri - rak A Autoklaverbar (Inox 02)		0,10 x 0,06 mm	110 mm	
59705F	Rostfri - rak, fin spets A Autoklaverbar (Inox 08)		0,05 x 0,01 mm	110 mm	
59705XF	Rostfri -rak, ultra fin spets A Autoklaverbar (Inox 08)),005 x 0,025 mm	110 mm	
59805	Rostfri - rak A Antimagnetisk, Autoklaverbar		0,10 x 0,06 mm	110 mm	
59905	Titan - rak A Antimagnetisk, Autoklaverbar		0,10 x 0,06 mm	110 mm	
59705CC	Keramisk beläggn. -rak, fin spets A Autoklaverbar		0,05 x 0,01 mm	110 mm	
59618	Rostfri - rak, fin spets A Autoklaverbar (Inox 08)		0,05 x 0,01mm	110 mm	
59611	Rostfri med klämring - rak A Autoklaverbar (Inox 08)		0,10 x 0,06 mm	110 mm	

Tg-instrument

Artnr

59614	Rostfri - vinklad, 90° A Autoklaverbar (Inox 08)	0,10 x 0,06 mm	106 mm
59615	Rostfri - vinklad, 45° A Autoklaverbar (Inox 08)	0,10 x 0,06 mm	109 mm
59616	Rostfri - vinklad, 45° fin spets A Autoklaverbar (Inox 08)	0,05x0,01mm	109 mm



59612	Rostfri - vinklad A , Autoklaverbar (Inox 08)	5a 0,13 x 0,08 mm	155 mm
--------------	---	-------------------	--------



#7

59607	Kolstål - böjd Ej Autoklaverbar	0,13 x 0,08 mm	115 mm
59707	Rostfri - böjd Autoklaverbar (Inox 02)	0,17 x 0,10 mm	115 mm
59707F	Rostfri - böjd A Autoklaverbar (Inox 08)	0,07 x 0,03 mm	115 mm
59807	Rostfri - böjd A Antimagnetisk, Autoklaverbar	0,17 x 0,10 mm	115 mm
59907	Titan - böjd A Antimagnetisk, Autoklaverbar	0,13 x 0,08 mm	115 mm



59707B	Rostfri, lackerad - böjd A Autoklaverbar	0,17 x 0,10 mm	115 mm
---------------	--	----------------	--------

59608	Rostfri med klämring - böjd A Autoklaverbar (Inox 08)	0,10 x 0,17 mm	115 mm
--------------	---	----------------	--------



59613	Rostfri - böjd A Autoklaverbar (Inox 08)	7s 0,17 x 0,10 mm	117 mm
--------------	--	-------------------	--------



SS

59610	Rostfri - rak A Autoklaverbar (Inox 02)	0,20 x 0,12mm	135 mm
--------------	---	---------------	--------





59617	Rostfri - vinklad 45° A Antimagnetisk, Autoklaverbar	0,20 x 0,12 mm	133 mm
--------------	--	----------------	--------








Artnr




Clinic Line

49160L	Anatomisk CL Bredd 3 mm, rak, räfflad		12 cm	
49170L	Anatomisk CL Bredd 3 mm, rak, räfflad		13 cm	
49180L	Anatomisk CL Bredd 3 mm, rak, räfflad		15 cm	
494410L	Iris 1x2 klo CL Bredd 1 mm, rak		10,5 cm	

Avdelningsinstrument

59861	Anatomisk Bredd 3 mm, rak, räfflad		11,5 cm	
59860	Anatomisk Bredd 2 mm, rak, räfflad		12,5 cm	
59862	Anatomisk Bredd 2,5 mm, rak, räfflad		14,5 cm	
59870	Anatomisk Bredd 4 mm, rak, räfflad		30 cm	
59810	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 1,8 mm, rak	rak	12,5 cm	
59820	Kirurgisk 1x2 klo Bredd 3 mm, rak		15 cm	
59855	Ewald-Adson Bredd 1,3 mm, rak, räfflad		12 cm	
59850	Ewald-Adson 1x2 klo Bredd 1,2 mm, rak		12 cm	



















Pincetter i plast
Engångs



19106	Pincett, grön 35 st/fp Steril, räfflad	steril, räfflad	11,5 cm	
19015	Pincett, grön 50 st/fp Steril, räfflad	steril, räfflad	13 cm	
19103	Pincett, grön Osteril, räfflad	osteril, räfflad	13 cm	
19104	Pincett, svart Osteril, räfflad	osteril, oräfflad	12 cm	
19105	Pincett vit 50 st/ fp Osteril, räfflad	osteril, räfflad	13 cm	

Bipolära pincetter- *Se Diatermi*

Artnr

Mikrosaxar

61910	Barraquer Skär 7 mm, sp/tr	5,5 cm	
61500	Mikro Castroviejo Skär 9 mm, rak, sp/sp	9 cm	
61549	Mikro Adventitia Skär 6 mm, rak, sp/sp	11 cm	
61520	Mikro Castroviejo Skär 9 mm, sidovinklad, sp/sp	10 cm	
61521	Mikro Castroviejo Skär 9 mm, sidovinklad, tr/tr	10 cm	
61549	Mikro Adventitia Skär 10 mm, rak, sp/sp	11 cm	
61550	Mikro Dissection Skär 8 mm, uppåtböjd, sp/sp	11 cm	
61534	Mikro Katzin Skär 8 mm, rak, sp/sp	10 cm	
61533	Mikro Katzin Skär 8 mm, böjd, sp/sp	10 cm	
61230	Iridektomi Skär 7 mm, sp/sp	15 cm	
61552	Iridektomi Noyes Skär 14 mm, rak, sp/sp	12 cm	
61551	Iridektomi Noyes Skär 14 mm, uppåtvinklad, sp/sp	12 cm	
61660	Westcott Skär 15 mm, uppåtböjd, tr/tr, Dimeda	11 cm	
61662	Westcott Skär 15 mm, uppåtböjd, tr/tr, Lawton	11 cm	
61661	Westcott Skär 15 mm, uppåtböjd, sp/sp, Epos	11 cm	
61659	Westcott Skär 15 mm, rak, sp/sp, Dimeda	11 cm	
61663	Westcott Skär 15 mm, rak, sp/sp, Epos	11,5 cm	
61570	Mikro Kapsutolomi Skär 9 mm, vinklad, sp/sp, Microma	8 cm	

















SC = Super cut
Mycket vass, ett blad räfflad
För finare klippyta

Tg-instrument

Art nr



Vannasaxar

61560	Tübingen Skär 6 mm, rak		8,5 cm	
61561	Tübingen Skär 6 mm, uppåtböjd		8,5 cm	
61562	Tübingen Skär 6 mm, sidovinklad		8,5 cm	
61563	Tübingen Skär 6 mm	uppåtvinklad	8,5 cm	
186 01500708	Tübingen mikro Skär 5 mm, spets 0,1 mm. F.S.T	rak/ räfflade skä	8,5 cm	
61510	Ultramikro Skär 3 mm, rak, Lawton		8 cm	
61540	Ultramikro Skär 3 mm, uppåtböjd, Lawton		8 cm	
61545	Ultramikro Skär 3 mm, uppåtvinklad, Lawton		8 cm	
61530	Ultramikro Skär 3 mm, sidovinklad, Lawton		8 cm	
61535	Mikro Skär 6 mm, rak, Dimeda		8 cm	
61536	Mikro Skär 6 mm, böjd, Dimeda		8 cm	
61537	Mikro Skär 6 mm, sidovinklad, Dimeda		8 cm	
61564	Mikro Skär 6 mm, rak, Dimeda		16 cm	
61565	Mikro Skär 6 mm, böjd, Dimeda		16 cm	

Artnr

Ögon / irissaxar

61632-3	Ögon Mini Bonn Nopa, rak	8 cm
61642-3	Ögon Mini Bonn Nopa, böjd	8 cm
61632	Ögon Mini Bonn Microma, rak	9 cm
61642	Ögon Mini Bonn Microma, böjd	9 cm
61630	Ögon, miniatyr Rak	9 cm
61629sc	Ögon, miniatyr Super Cut, rak	9 cm
61640	Ögon, miniatyr Böjd	9 cm
61639sc	Ögon, miniatyr Super Cut, böjd	9 cm
61960	Ögon Gracil, rak	10,5 cm
61970	Ögon, gracil Gracil, böjd	10,5 cm
61960sc	Ögon Gracil, Super Cut, rak	10,5 cm
61970sc	Ögon, gracil Gracil, Super Cut, böjd	10,5 cm
61920	Ögon Gracil, sidoböjd	10,5 cm
61921	Ögon Vinkelböjd	11,5 cm



SC = Super cut
Mycket vass, ett blad räfflad
Tjockare klippyta

Artnr			
61930	Ögon Rak	11,5 cm	
61940	Ögon Böjd	11,5 cm	
61930sc	Ögon Super Cut, rak	11,5 cm	
61940sc	Ögon Super Cut, böjd	11,5 cm	
61961	Ögon Gracil, Stora Öglor, rak, Lawton	10,5 cm	
61971	Ögon Gracil, Stora Öglor, böjd, Lawton	10,5 cm	
61631	Ögon, Stevens Stora Öglor, rak, Lawton	9,5 cm	
61641	Ögon, Stevens Stora Öglor, böjd, Lawton	9,5 cm	
61621	Ögon, Stevens Stora Öglor, rak, Dimeda	10,5 cm	
61622	Ögon, Stevens Stora Öglor, böjd, Dimeda	10,5 cm	
61115	Ögon, Stevens Långa blad, rak, tr/tr, Lawton	11 cm	
61651	Ögon, Stevens Rak, sp/sp	11 cm	
61651sc	Ögon, Stevens Super Cut, rak, sp/sp	11 cm	
61115sc	Ögon, Stevens Super Cut, Långa blad, rak, sp/sp, Lawton	11 cm	
61110	Ögon, Stevens Dimeda, böjd, sp/sp	11 cm	
61116	Ögon, Stevens Lawton, böjd, tr/tr	10,5cm	
61110sc	Ögon, Stevens Super Cut, böjd, tr/tr, Dimeda	11 cm	
Clinic Line			
41700L	Nagel Clinic Line, böjd	10 cm	
41330L	Ögon Clinic Line, rak	11 cm	
41320L	Ögon Clinic Line, böjd	11 cm	

kan även fås till vänsterhänta

Artnr


Avdelningsinstrument, PKN

61249	Iris PKN, rak	9 cm
61250	Iris PKN, rak	10,5 cm
61251	Iris PKN, rak	11,5 cm
61259	Iris PKN, böjd	9 cm
61260	Iris PKN, böjd	10,5 cm
61261	Iris PKN, böjd	11,5 cm



Vaskulära saxar

61289	Diethrich Favaloro	125° 14 mm	17 cm
61289SC	Diethrich Favaloro Super Cut	125° 14 mm	17 cm
61288	Diethrich Favaloro	90° 14 mm	17 cm
61288SC	Diethrich Favaloro Super Cut	90° 14 mm	17 cm
61287	Diethrich Favaloro	60° 14 mm	17,5 cm
61287SC	Diethrich Favaloro Super Cut	60° 14 mm	17,5 cm
61286	Diethrich Favaloro	45° 14 mm	18 cm
61286SC	Diethrich Favaloro Super Cut	45° 14 mm	18 cm
61285	Diethrich Favaloro	25° 14 mm	18 cm
61285SC	Diethrich Favaloro Super Cut	25° 14 mm	18 cm
61294	Hegermann-Dietrich	125° 14 mm	17 cm
61294SC	Hegermann-Dietrich Super Cut	125° 14 mm	17 cm
61294HM	Hegermann-Dietrich Hårdmetall	125° 14 mm	17 cm
61293	Hegermann-Dietrich	90° 14 mm	17 cm
61293SC	Hegermann-Dietrich Super Cut	90° 14 mm	17 cm
61293HM	Hegermann-Dietrich Hårdmetall	90° 14 mm	17 cm



SC = Super cut
Mycket vass, ett blad räfflad
För finare klippyta


Artnr

61292	Hegermann-Dietrich	60° 14 mm	17,5 cm
61292SC	Hegermann-Dietrich Super Cut	60° 14 mm	17,5 cm
61292HM	Hegermann-Dietrich Hårdmetall	60° 14 mm	17,5 cm
61291	Hegermann-Dietrich	45° 14 mm	18 cm
61291SC	Hegermann-Dietrich Super Cut	45° 14 mm	18 cm
61291HM	Hegermann-Dietrich Hårdmetall	45° 14 mm	18 cm
61290	Hegermann-Dietrich	25° 14 mm	18 cm
61290	Hegermann-Dietrich Super Cut	25° 14 mm	18 cm
61290	Hegermann-Dietrich Hårdmetall	25° 14 mm	18 cm




Kirurgiska saxar

61000	Kirurgisk Rak, tr/tr	10.5 cm
61020	Kirurgisk Rak, sp/tr	10.5 cm
61025	Kirurgisk Rak, sp/sp	10.5 cm
61040	Kirurgisk Rak, tr/tr	11.5 cm
61060	Kirurgisk Rak, sp/tr	11.5 cm
61062	Kirurgisk Rak, sp/sp	11.5 cm
61100	Kirurgisk Rak, tr/tr	13 cm
61300	Kirurgisk Rak, sp/tr	13 cm
61300sc	Kirurgisk Super Cut, rak, sp/tr	13 cm
61080	Kirurgisk Rak, sp/sp	13 cm
61180	Kirurgisk Rak, tr/tr	14.5 cm
61310	Kirurgisk Rak, sp/tr	14.5 cm
61310sc	Kirurgisk Super Cut, rak, sp/tr	14.5 cm
61200	Kirurgisk Rak, sp/sp	14.5 cm
61350	Kirurgisk Rak, tr/tr	16.5 cm
61320	Kirurgisk Rak, sp/tr	16.5 cm
61360	Kirurgisk Rak, sp/sp	16.5 cm
61460	Kirurgisk Rak, sp/sp	17,5 cm




Artnr

61330	Kirurgisk Rak, sp/tr	18.5 cm
61345	Kirurgisk Rak, tr/tr	20.5 cm
61340	Kirurgisk Rak, sp/tr	20.5 cm
61340sc	Kirurgisk Super Cut, rak, sp/tr	20.5 cm
61065	Kirurgisk Böjd, tr/tr	11,5 cm
61160	Kirurgisk Böjd, tr/tr	13 cm
61170	Kirurgisk böjd, sp/tr	13 cm
61140	Kirurgisk Böjd, sp/sp	13 cm
61410	Kirurgisk Böjd, tr/tr	14.5 cm
61370	Kirurgisk böjd, sp/tr	14.5 cm
61190	Kirurgisk Böjd, sp/sp	14.5 cm
61420	Kirurgisk Böjd, tr/tr	16.5 cm
61380	Kirurgisk böjd, sp/tr	16.5 cm
61450	Kirurgisk Böjd, sp/sp	16.5 cm
61389	Kirurgisk Böjd, tr/tr	18,5 cm
61390	Kirurgisk böjd, sp/tr	18.5 cm
61391	Kirurgisk Böjd, sp/sp	18.5 cm
61405	Kirurgisk Böjd, tr/tr	20 cm
61400	Kirurgisk böjd, sp/tr	20.5 cm
61401	Kirurgisk Böjd, sp/sp	20.5 cm



61180cc	Kirurgisk Keramisk, rak, tr/tr	14,5 cm
61310cc	Kirurgisk Keramisk, rak, sp/tr	14,5 cm
61200cc	Kirurgisk Keramisk, rak, sp/sp	14,5 cm
61410cc	Kirurgisk Keramisk, böjd, tr/tr	14,5 cm
61370cc	Kirurgisk Keramisk, böjd, sp/tr	14,5 cm
61190cc	Kirurgisk Keramisk, böjd,sp/sp	14,5 cm



SC = Super cut
Mycket vass, ett blad räfflad
För finare klippnyta

Tg-instrument

Artnr

61150	Mayo Rak	14.5 cm
61155	Mayo Rak	15 cm
61142	Mayo Rak	17 cm
61144	Mayo Rak	19 cm
61146	Mayo Rak	23 cm
61151	Mayo Böjd	14,5 cm
61147	Mayo Böjd	14,5 cm
61141	Mayo Böjd	17 cm
61154	Mayo Böjd	19 cm
61145	Mayo Böjd	23 cm



61150sc	Mayo Super Cut, rak	14.5 cm
61747sc	Mayo Super Cut, rak	17 cm
61146sc	Mayo Super Cut, rak	23 cm
61151sc	Mayo Super Cut, böjd	14.5 cm
61746sc	Mayo Super Cut, böjd	17 cm
61145sc	Mayo SC Super Cut, böjd	23 cm



61150cc	Mayo Keramisk, rak	14.5 cm
61142CC	Mayo Keramisk, rak	17 cm
61146cc	Mayo Keramisk, rak	23 cm
61151cc	Mayo Keramisk, böjd	14.5 cm
61141cc	Mayo Keramisk, böjd	17 cm
61145cc	Mayo Keramisk, böjd	23 cm




61168	Mayo, Noble Rak	17 cm
61169	Mayo, Noble Böjd	17 cm




Artnr

61156	Mayo- Stille Rak	15 cm
61158	Mayo- Stille Rak	17 cm
61157	Mayo- Stille Böjd	15 cm
61164	Mayo- Stille Böjd	17 cm
61156sc	Mayo- Stille Super Cut, rak	15 cm
61158sc	Mayo- Stille Super Cut, rak	17 cm
61157sc	Mayo- Stille Super Cut, böjd	15 cm
61159sc	Mayo- Stille Super Cut, böjd	17 cm
61156cc	Mayo- Stille Keramisk, rak	14,5 cm
61158cc	Mayo- Stille Keramisk, rak	17 cm
61157cc	Mayo- Stille Keramisk, böjd	14,5 cm
61159cc	Mayo- Stille Keramisk, böjd	17 cm



Clinic Line

41346L	Kirurgisk Rak, sp/tr	13 cm
41200L	Kirurgisk Rak, tr/tr	14,5 cm
41205L	Kirurgisk Rak, sp/sp	14,5 cm
41210L	Kirurgisk Rak, sp/tr	14,5 cm
41348L	Kirurgisk Rak, sp/tr	16,5 cm
41220L	Kirurgisk Böjd, tr/tr	14,5 cm
41190L	Kirurgisk Böjd, sp/tr	14,5 cm
41350L	Kirurgisk Böjd, sp/tr	16,5 cm



SC = Super cut
Mycket vass, ett blad räfflad
För finare klippyta


Tg-instrument

Artnr


41150L	Mayo Rak, tr/tr	14,5 cm
41151L	Mayo Böjd, tr/tr	14,5 cm

**Avdelningsinstrument, PKN**

61467	Kirurgisk Rak, sp/tr	10 cm
61468	Kirurgisk Rak, sp/tr	11,5 cm
61469	Kirurgisk Rak, sp/tr	13 cm
61470	Kirurgisk Rak, sp/tr	14 cm
61471	Kirurgisk Rak, sp/tr	15,5 cm
61477	Kirurgisk Böjd, sp/tr	10 cm
61478	Kirurgisk Böjd, sp/tr	11,5 cm
61479	Kirurgisk Böjd, sp/tr	13 cm
61480	Kirurgisk Böjd, sp/tr	14 cm
61481	Kirurgisk Böjd, sp/tr	15,5 cm
61472	Kirurgisk Rak, sp/sp	11,5 cm
61743	Kirurgisk Rak, sp/sp	13 cm
61482	Kirurgisk Böjd, tr/tr	14 cm




61152	Mayo Rak, tr/tr	14 cm
61166	Mayo Rak, tr/tr	17 cm
61153	Mayo Böjd, tr/tr	14 cm
61165	Mayo Böjd, tr/tr	17 cm
61162	Mayo - Stille Rak, tr/tr	15 cm
61161	Mayo - Stille Böjd, tr/tr	15 cm



Artnr

Preparer saxar

61870	Biolog Rak	rak	11 cm
61871	Biolog Rak	rak	13 cm
61050	Bronchial Rak	rak	14 cm
61428	Coronar/ Perwitzchky med liten kula, vinklad		10 cm
61429	Coronar med liten kula		10,5 cm
61430	Coronar med liten kula		11,5 cm
61431	Coronar med liten kula		14 cm
61429sc	Coronar med liten kula Super Cut		10,5 cm
61430sc	Coronar med liten kula Super Cut		11,5 cm
61431sc	Coronar med liten kula Super Cut		14 cm
61086	Sax Knapp Rak, tr/tr		10,5 cm
61087	Sax Knapp Böjd, tr/tr		10,5 cm
61089	Fysiologisk, Baby Lexer Rak		10 cm
61088	Fysiologisk, Baby Lexer Böjd		10 cm
61095	Fysiologisk, Mayo Lexer Rak		16 cm
61090	Fysiologisk, Mayo Lexer Böjd		16 cm
61095sc	Fysiologisk, Mayo Lexer Super Cut, rak		16 cm
61090sc	Fysiologisk, Mayo Lexer Super Cut, böjd		16 cm



SC = Super cut
Mycket vass, ett blad räfflad
För finare klippyta

Tg-instrument

Artnr

61702 Beebee, för ståltråd
Rak, spetsig

12 cm



61704 Beebee, för ståltråd
Böjd, spetsig

12 cm



61700 König
Rak

13 cm




61701 König
Rak

15 cm

32700886 Moria
Rak, delbar

13 cm




61705 Universal
För ståltråd och plåt, tandad

12 cm



61706 Universal för tråd
För ståltråd och plåt. Härdmetall, tandad

12 cm



61130 Incissions
Rak, knapp

14 cm



61120 Incissions
Rak

14.5 cm



61715 Preparer, Reynolds
Rak

15 cm



61716 Preparer, Reynolds
Böjd

15 cm



61811 Metzenbaum - baby
Rak, tr/tr

11,5 cm



61810 Metzenbaum - baby
Böjd, tr/tr

11,5 cm



Artnr

61811sc	Metzenbaum - baby Super Cut, rak, tr/tr	11,5 cm
61810sc	Metzenbaum - baby Super Cut, böjd, tr/tr	11,5 cm
61811cc	Metzenbaum - baby Keramisk, rak, tr/tr	11,5 cm
61810cc	Metzenbaum - baby Keramisk, böjd, tr/tr	11,5 cm
61812schm	Metzenbaum - baby Super Cut, Hårdmetall, rak, tr/tr	11,5 cm
61813schm	Metzenbaum - baby Super Cut, Hårdmetall, böjd, tr/tr	11,5 cm
61720	Metzenbaum Gracil, rak, tr/tr	14.5 cm
61721	Metzenbaum Gracil, rak, tr/tr	18 cm
61724	Metzenbaum Gracil, rak, tr/tr	20 cm
61726	Metzenbaum Gracil, rak, tr/tr	23 cm
61728	Metzenbaum Gracil, rak, tr/tr	25 cm
61731	Metzenbaum Gracil, rak, tr/tr	28 cm
61719	Metzenbaum Gracil, böjd, tr/tr	14,5 cm
61722	Metzenbaum Gracil, böjd, tr/tr	18 cm
61725	Metzenbaum Gracil, böjd, tr/tr	20 cm
61727	Metzenbaum Gracil, böjd, tr/tr	23 cm
61729	Metzenbaum Gracil, böjd, tr/tr	25 cm
61732	Metzenbaum Gracil, böjd, tr/tr	28 cm
61720sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	15 cm
61721sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	18 cm
61724sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	20 cm
61726sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	23 cm
61728sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	25 cm
61728sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	25 cm
61731sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, rak, tr/tr	28 cm



SC = Super cut
Mycket vass , ett blad räfflad
För finare klippyta
Tg-instrument


Art nr

61719sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, böjd, tr/tr	15 cm
61722sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, böjd, tr/tr	18 cm
61725sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, böjd, tr/tr	20 cm
61727sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, böjd, tr/tr	23 cm
61729sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, böjd, tr/tr	25 cm
61732sc	Metzenbaum Gracil, Super Cut, böjd, tr/tr	28 cm

61720cc	Metzenbaum Gracil, keramisk, rak, tr/tr	14.5 cm
61721cc	Metzenbaum Gracil, keramisk, rak, tr/tr	18 cm
61719cc	Metzenbaum Gracil, keramisk, böjd, tr/tr	14,5 cm
61722cc	Metzenbaum Gracil, keramisk, böjd, tr/tr	18 cm

61748	Metzenbaum Rak, tr/tr	14,5 cm
61751	Metzenbaum Rak, tr/tr	18 cm
61746	Metzenbaum Rak, tr/tr	20 cm
61733	Metzenbaum Rak, tr/tr	23 cm
61744	Metzenbaum Böjd, tr/tr	14,5 cm
61740	Metzenbaum Böjd, tr/tr	18 cm
61741	Metzenbaum Böjd, tr/tr	20 cm
61757	Metzenbaum Böjd, tr/tr	23 cm

61748sc	Metzenbaum Super Cut, rak, tr/tr	14,5 cm
61751sc	Metzenbaum Super Cut, rak, tr/tr	18 cm
61744sc	Metzenbaum Super Cut, böjd, tr/tr	14,5 cm
61745sc	Metzenbaum Super Cut, böjd, tr/tr	18 cm



Artnr

61748HM	Metzenbaum Hårdmetall, rak, tr/tr	15 cm
61751HM	Metzenbaum Hårdmetall, rak, tr/tr	18 cm
61746HM	Metzenbaum Hårdmetall, rak, tr/tr	20 cm
61733HM	Metzenbaum Hårdmetall, rak, tr/tr	23 cm
61734	Metzenbaum Hårdmetall, böjd, tr/tr	15 cm
61740HM	Metzenbaum Hårdmetall, böjd, tr/tr	18 cm
61741HM	Metzenbaum Hårdmetall, böjd, tr/tr	20 cm
61439HM	Metzenbaum Hårdmetall, böjd, tr/tr	23 cm





61748cc	Metzenbaum Keramisk, rak, tr/tr	14,5 cm
61755cc	Metzenbaum Keramisk, rak, tr/tr	18 cm
61746cc	Metzenbaum Keramisk, rak, tr/tr	20,5 cm
61744cc	Metzenbaum Keramisk, böjd, tr/tr	14,5 cm
61745cc	Metzenbaum Keramisk, böjd, tr/tr	18 cm
61741cc	Metzenbaum Keramisk, böjd, tr/tr	20,5 cm



61744scc	Metzenbaum Keramisk, Super Cut, Hårdmetall, böjd, tr/tr	14,5 cm
61745scc	Metzenbaum Keramisk, Super Cut, Hårdmetall, böjd, tr/tr	18 cm
61741scc	Metzenbaum Keramisk, Super Cut, Hårdmetall, böjd, tr/tr	20,5 cm
61739scc	Metzenbaum Keramisk, Super Cut, Hårdmetall, böjd, tr/tr	23 cm






















61752	Metzenbaum Rak, sp/tr	14,5 cm
61750	Metzenbaum Rak, sp/tr	18 cm
61753	Metzenbaum Böjd, sp/tr	14,5 cm
61749	Metzenbaum Böjd, sp/tr	18 cm



SC = Super cut
Mycket vass , ett blad räfflad
För finare klippyta

Artnr

61756	Metzenbaum Rak, sp/sp	18 cm	
61755	Metzenbaum Böjd, sp/sp <i>kan även fås till vänsterhänta</i>	18 cm	
61742	Tönnis-Adsson Rak	18 cm	
61743	Tönnis-Adsson Böjd	18 cm	
61840	Kilner/ Ragnell Rak	12 cm	
61820	Kilner/ Ragnell Böjd	12 cm	
61830	Kilner/ Ragnell Böjd	15 cm	
61820sc	Kilner/ Ragnell Super Cut, böjd	12 cm	
61830sc	Kilner/ Ragnell Super Cut, böjd	15 cm	
61869sc	Gorney Super Cut, böjd <i>Fler plastikinstrument, begär vår specialbroschyr</i>	23 cm	
61440	Sax Suture, Spencer Rak	9 cm	
61441	Sax Suture, Spencer Rak	11 cm	
61445	Sax Suture, Spencer PKN, rak	11 cm	
Förbandssaxar			
61801	Lister	9,5 cm	
61800	Lister	11,5 cm	
61805	Lister	14,5 cm	
61801sc	Lister Super Cut	14 cm	
61802sc	Lister Super Cut	18 cm	
61803sc	Lister Super Cut	20 cm	
<i>kan även fås till vänsterhänta</i>			

Artnr

Avdelningsinstrument


41245L	Lister Clinic Line	11.5 cm
41250L	Lister Clinic Line	14 cm
41270L	Lister Clinic Line	18 cm
41275L	Lister Clinic Line	20 cm
61279	Lister PKN	11,5 cm
61280	Lister PKN	14 cm
61281	Lister PKN	18 cm
61270	Lister PKN	20 cm



41231L	Förbands Smith Clinic Line	18 cm
41230L	Förbands Smith Clinic Line	20 cm
61029	Förbands PKN	18 cm
61030	Förbands Smith Nopa	20 cm



61005	Universal	14 cm
61006	Universal	18 cm



61760	Sax Laboratorie med Livstidsgaranti, Finny	20 cm
61761	Sax Laboratorie med Livstidsgaranti, Finny	25 cm





61759	Sax, köks Fiskars	18 cm
--------------	----------------------	-------



61850	Sax Tarm med kula	21 cm
--------------	-------------------	-------



61850sc	Sax Tarm med kula Super Cut	21 cm
----------------	--------------------------------	-------



SC = Super cut
Mycket vass , ett blad räfflad
För finare klippyta

Artnr**61425** Buk kraftig BC774R
Rak

18 cm

**61425-20** Buk, Sims
Rak

20 cm

**61425-23** Buk, Sims
Rak

23 cm

61009 Ben- sp/sp, skär 27 mm
PKN

16 cm

**61010** Ben- sp/sp, skär 34 mm
PKN

17 cm

**61015** Ben- sp/sp, skär 58 mm

23 cm

**Skalpeller / Skalpelli****62000** Helmetall nr.1


150/40 mm

**62010** Helmetall nr.3

155/50 mm

62020 Helmetall nr.5

160/60 mm

**62021** Dieffenbach nr.1

160/29 mm

62022 Dieffenbach nr.2

160/34 mm

62023 Dieffenbach nr.3

160/37 mm

62024 Dieffenbach nr.4

160/41 mm

62025 Dieffenbach nr.5

160/45 mm

**62028** Iris Knapp

120/5 mm

62029 Iris Knapp














120/7 mm

62030 Iris Knapp

120/9 mm



Artnr

62031	Bowman	130/4 mm	
62032	Bowman	130/8 mm	
61033	Tabb	160/4 mm	
61034	Polizer	18/16 mm	
62106	Starr Graefe	120/20 mm	
62107	Starr Graefe	120/23 mm	
62108	Starr Graefe	120/26 mm	
62109	Starr Graefe	120/28 mm	
62110	Starr Graefe	130/37 mm	
62404	Skaft nr 3 BB073R	12 cm	
62405	Skaft nr 3 PKN	12 cm	
61419	Skaft nr. 3 med Colgrip	12 cm	
62401	Skaft nr 3 cm-skala	12 cm	
62406	Skaft 3L	21,5 cm	
62410	Skaft nr 4	13,5 cm	
62412	Skaft nr 4 BB 084R	13,5 cm	
62415	Skaft nr 4 PKN	13,5 cm	
62420	Skaft nr .4 med Colgrip	13,5 cm	
62411	Skaft nr 4 cm-skala	13,5 cm	
62413	Skaft nr 4L	21,5 cm	

Artnr

62407 *Skaft nr: 3 ergonomiska
*Klarar av att steriliseras i 134°C
plasthandtag 13,5 cm



62416 *Skaft nr: 4 ergonomiska
*Klarar av att steriliseras i 134°C
plasthandtag 13,5 cm

62430 Skaft nr 8 13,5 cm



62440 Skaft nr 9 14,5 cm



62445 Skaft fällbart nr 4



62403 Skaft SF2 för mikroblad
Swann-Morton 10 cm



62402 Skaft SF1 för mikroblad
Swann-Morton 13 cm



62457 Skaft för mikroblad
Dimeda 13,5 cm



62458 Skaft för mikroblad
Dimeda 15,5 cm



62460 Skaft till PM 40 blå blad
Swann-Morton



62484 Skaft till PM 40 rostfri
Ribbel



62486 Skaft till PM 60 rostfri
Ribbel



Blad till skaft nr. 3

62150 Blad nr.10A
Steril, Swann-Morton 100 st



62160 Blad nr.10
Steril, Swann-Morton 100 st

62170 Blad nr.11
Steril, Swann-Morton 100 st

62180 Blad nr.12
Steril, Swann-Morton 100 st


62190 Blad nr.15
Osteril, Swann-Morton 100 st

621610 Blad nr.10
Steril, Swann-Morton 100 st

621710 Blad nr.11
Steril, Swann-Morton 100 st

621810 Blad nr.12
Steril, Swann-Morton 100 st

621910 Blad nr.15
Steril, Swann-Morton 100 st



Artnr

623090	Blad nr.10A Osteril, Ribbel	100 st
623100	Blad nr.10 Osteril, Ribbel	100 st
623110	Blad nr.11 Osteril, Ribbel	100 st
623150	Blad nr.15 Osteril, Ribbel	100 st
62215	Blad nr.15C Osteril, Ribbel	100 st
62195	Blad nr.15T Osteril, Ribbel	100 st




62309	Blad nr.10A Steril, Ribbel	100 st
62310	Blad nr.10 Steril, Ribbel	100 st
62311	Blad nr.11 Steril, Ribbel	100 st
62314	Blad nr.15 Steril, Ribbel	100 st
62315	Blad nr.15C Steril, Ribbel	100 st
62316	Blad nr.15T Steril, Ribbel	100 st

**Blad till skaft nr. 4**

62210	Blad nr.20 Osteril, Swann-Morton	100 st
62220	Blad nr.21 Osteril, Swann-Morton	100 st
62230	Blad nr.22 Osteril, Swann-Morton	100 st
62270	Blad nr.22A Osteril, Swann-Morton	100 st
62240	Blad nr.23 Osteril, Swann-Morton	100 st
62250	Blad nr.24 Osteril, Swann-Morton	100 st
62260	Blad nr.25 Osteril, Swann-Morton	100 st



622110	Blad nr.20 Steril, Swann-Morton	100 st
622210	Blad nr.21 Steril, Swann-Morton	100 st
622310	Blad nr.22 Steril, Swann-Morton	100 st
622410	Blad nr.23 Steril, Swann-Morton	100 st
622510	Blad nr.24 Steril, Swann-Morton	100 st
622610	Blad nr.26 Steril, Swann-Morton	100 st



Artnr

62219	Blad nr.20 Osteril, Ribbel	100 st
623210	Blad nr.21 Osteril, Ribbel	100 st
623220	Blad nr.22 Osteril, Ribbel	100 st
623230	Blad nr.23 Osteril, Ribbel	100 st
623240	Blad nr.24 Osteril, Ribbel	100 st
623250	Blad nr.25 Osteril, Ribbel	100 st



62320	Blad nr.20 Steril, Ribbel	100 st
62321	Blad nr.21 Steril, Ribbel	100 st
62322	Blad nr.22 Steril, Ribbel	100 st
62323	Blad nr.23 Steril, Ribbel	100 st
62324	Blad nr.24 Steril, Ribbel	100 st
62325	Blad nr.25 Steril, Ribbel	100 st



Flera alternativ finns

62262	Blad SG3 Steril, Swann-Morton	20 st
--------------	----------------------------------	-------



62462	Blad SM62 Steril, Swann-Morton	1	25 st
62448	Blad SM64 Steril, Swann-Morton	2	25 st
62447	Blad SM65 Steril, Swann-Morton	3	25 st
62467	Blad SM67 Steril, Swann-Morton	4	25 st



1 2 3 4

Flera alternativ finns

62451	Blad #61 Steril, Dimeda	1	10 st
62452	Blad #62 Steril, Dimeda	2	10 st
62453	Blad #64 Steril, Dimeda	3	10 st
62454	Blad #65 Steril, Dimeda	4	10 st
62455	Blad #67 Steril, Dimeda	5	10 st
62456	Blad #69 Steril, Dimeda	6	10 st



1 2 3 4 5 6

Artnr

62470	Knivblad PM 40 Steril, Swann-Morton	10 st	
62485	Knivblad PM 40 Steril, Ribbel	10 st	
62487	Skalpellblad PM 60 Steril, Ribbel	100 st	
62344	Tumskalpell, osteril blad nr 10 Osteril, Ribbel	100 st	
62345	Tumskalpell, osteril blad nr 11 Osteril, Ribbel	100 st	
Bladavdragare till skaft nr.3 o nr.4			
62341	Bladavdragare 06.199.00 Osteril, Dimeda	st	
Engångsskalpell med skaft			
62330	Engångs nr.10 Steril, cm-skala. Ribbel	10 st	
62331	Engångs nr.11 Steril, cm-skala. Ribbel	10 st	
62335	Engångs nr.15 Steril, cm-skala. Ribbel	10 st	
62338	Engångs nr.18 Steril, cm-skala. Ribbel	10 st	
62120	Engångs nr.10 Steril, Dimeda	10 st	
62125	Engångs nr.11 Steril, Dimeda	10 st	
62130	Engångs nr.15 Steril, Dimeda	10 st	
62300	Engångs nr.21 Steril, Dimeda	10 st	
62140	Engångs nr.22 Steril, Dimeda	10 st	
62145	Engångs nr.24 Steril, Dimeda	10 st	
62350	Safe, engångsskalpell nr.10 el.11 Ribbel Vid beställning ange art.nr + blad nr.	100 st	

Knivar

Artnr

Knivar

62480	Kniv PM 40 fast skaft Spetsig	Ribbel	23 cm
62480-1	Kniv PM 40 fast skaft Spetsig	Barber	21 cm
62480-2	Kniv PM 40 fast skaft Trubbig	Barber	21 cm



57320	Kniv Hjärna, helmetall Nopa	160x20 mm
57340	Kniv Hjärna, helmetall Dimeda	200x30 mm
57330	Kniv Hjärna, helmetall Nopa	240x40 mm




Frost Knivar

Kniv Progrip , handtag med termoplastiskt gummi. 10st/fp

		blad	kniv	
57950	7157 PG 129-3930	157 mm	302 mm	
57951	7159 PG 129-3910	159 mm	304 mm	
57952	7154 PG 129-3940	154 mm	299 mm	
57953	7126 PG 129-3950	126 mm	271 mm	
57954	9197 PG 129-3850	197 mm	342 mm	
57955	7153 PG 129-3980	153 mm	298 mm	
57956	7146 PG 129-4000	146 mm	291 mm	
57957	7151 PG 129-3960	151 mm	296 mm	
57965	7132 PG 129-3920	132 mm	266 mm	
57973	9130P 129-3785	130 mm	275 mm	
57974	7215 PG 129-3990	142 mm	215 mm	

Art nr

			blad	kniv	
57970	PG 3305 129-40630	129-40630	305 mm	439 mm	
Kniv UNIGRIP, handtag av polyamid 10 st/tp					
57958	7126 128-6017		126 mm	265 mm	
57959	7178 LIG/ 7146 128-5727		178 mm	317 mm	
57975	161UG 128-5337		161 mm	300 mm	
57960	7130 P 127-6110		130 mm	269 mm	
Standardkniv, handtag av polypropen. 10 st/tp					
57961	159/288 P 121-5180		159 mm	288 mm	
57962	950 BK 121-5190		65 mm	174 mm	
57963	9106 P 121-5100		106 mm	235 mm	
57964	9156 P 121-5010		156 mm	290 mm	
57965	7132 BK 106-1670		132 mm	266 mm	
57966	906 P 138-1670		82 mm	212 mm	
57968	3214 P BK 121-5215		214 mm	348 mm	
57969	352 P BK 121-5215		66 mm	200 mm	
57971	640BK 104-2650. Blad med gradering		100 mm	210 mm	
57972	920P 106-1680		53 mm	161 mm	

Sonder

Art nr

62490	Sond Bowman Cylindrisk	Gr 0000/000
62491	Sond Bowman Cylindrisk	Gr 00/0
62492	Sond Bowman Cylindrisk	Gr 1/2
62493	Sond Bowman Cylindrisk	Gr 3/4
62494	Sond Bowman Cylindrisk	Gr 5/6
62495	Sond Bowman Lökformad	Gr 0000/000
62496	Sond Bowman Lökformad	Gr 00/0
62497	Sond Bowman Lökformad	Gr 1/2
62498	Sond Bowman Lökformad	Gr 3/4
62499	Sond Bowman lökformad Lökformad	Gr 5/6

Sond Bowman kan fås i sliver = S

62540	Sond Knapp Rostfri	115 x 1 mm
62541	Sond Knapp Rostfri	130 x 1 mm
62550	Sond Knapp Rostfri	160 x 1 mm
62555	Sond Knapp Rostfri	250 x 1,5 mm
62500	Sond Knapp Rostfri	160 x 2 mm
62510	Sond Knapp Rostfri	145 x 2 mm
62530	Sond Knapp Rostfri	180 x 2 mm
62569	Sond Knapp Rostfri	200 x 2 mm
62570	Sond Knapp Rostfri	250 x 2 mm
62571	Sond Knapp Rostfri	300 x 2 mm

62518	Sond Knapp Rostfri	145 mm
62560	Sond med ögla Rostfri	145 x 2 mm
62520	Sond Myrtenblad Rostfri	145 mm
62520-02	Sond Myrtenblad Rostfri	180 mm



Sprutor - Kanyler

Artnr

Glassprutor

63150	Luer Helglas	1 ml
63160	Luer Helglas	2 ml
63140	Luer Helglas	3 ml
63170	Luer Helglas	5 ml
63180	Luer Helglas	10 ml
63190	Luer Helglas	20 ml



63420	Luer-Lock	1 ml
63430	Luer-Lock	2 ml
63440	Luer-Lock	5 ml
63450	Luer-Lock	10 ml
63460	Luer-Lock	20 ml
63461	Luer-Lock	30 ml
63470	Luer-Lock	50 ml
63480	Luer-Lock	100 ml



63310	Metallpiston, Luer-Lock	2 ml
63320	Metallpiston, Luer-Lock	5 ml
63330	Metallpiston, Luer-Lock	10 ml
63340	Metallpiston, Luer-Lock	20 ml
63350	Metallpiston, Luer-Lock	50 ml



63720	Spruta TBC Helglas, Luer	Luer	1/4 ml
63730	Spruta TBC Helglas, Luer	Luer	1/2 ml
63740	Spruta TBC Helglas, Luer	Luer	1 ml
63820	Spruta TBC, Luer-Lock		1 ml




Tg-instrument

Artnr

Terumo


*Engångs- 3-komponents, latexfri packning för ökad säkerhet
styckvis sterilförpackade i "peel-pack".*

63210	Luer Centrisk	1 ml	100 st
63220	Luer Centrisk	2 ml	100 st
63230	Luer Centrisk	5 ml	100 st
63240	Luer Excentrisk	10 ml	100 st
63250	Luer Excentrisk	20 ml	50 st
63260	Luer Excentrisk	50 ml	25 st
63241	Luer-Lock Centrisk	10 ml	100 st
63265	Luer-Lock Centrisk	50 ml	25 st
25106	Luer-Lock Centrisk, Osteril	60 ml	12 st



	<i>Engångs- 2-komponents</i>		
25100	Luer Centrisk, Osteril	2 ml	100 st
25103	Luer Excentrisk, Osteril	10 ml	100 st

Injektions-Kanülen mit Luer Lock-Ansatz Aiguilles à injection avec embase Luer Lock Injection needles with Luer Lock hub



13.101 Pravaz Luer Lock normale Spitze / biseau normal / regular bevel

N°	1	2	12	14	15	16	17	18	19	20
∅ mm	0.90 x 38	0.80 x 35	0.70 x 32	0.65 x 30	0.65 x 25	0.60 x 25	0.55 x 25	0.50 x 23	0.45 x 21	0.45 x 19

13.201 Injection Luer Lock normale Spitze / biseau normal / regular bevel (intramuscular)
 13.202 Injection Luer Lock kurze Spitze / biseau court / short bevel (intravenous)
 13.203 Injection Luer Lock extrakurze Spitze / biseau extra-court / very short bevel (intradermal)
 13.205 Injection Luer Lock stumpfe Spitze / pointe mousse / blunt point

L→mm	9	10	13	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	
L→inches	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 3/8"	1 1/2"	2"	2 1/2"	2 3/4"	3 1/4"	3 1/2"	4"	4 1/4"	4 3/4"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	8"	
∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	
0.30 30G					■	□			□		□													
0.35 29G	□	□	□	□	■	□			□		□													
0.40 27G	□	□	□	□	■	□			□		□													
0.45 26G	□	□	□	□	■	□			□		□													□
0.50 25G	□	□	□	□	■	□			□		□					□								□
0.65 24G	□	□	□	□	■	□			□		□													
0.80 23G	□	□	□	□	■	□			□		□													□
0.70 22G	□	□	□	□	■	□			□		□													□
0.90 21G	□	□	□	□	■	□			□		□													□
0.90 20G	□	□	□	□	■	□			□		□													□
1.00 19G	□	□	□	□	■	□			□		□													■
1.10				□	■	□			□		□													□
1.20 19G		□	□	□	■	□			□		□													□
1.30				□	■	□			□		□													□
1.40 17G				□	■	□			□		□													□
1.50				□	■	□			□		□													□
1.80 16G			□	□	■	□			□		□													□
1.80 15G				□	■	□			□		□													□
2.00 14G				□	■	□			□		□													■
2.10			□	□	■	□			□		□													□
2.20				□	■	□			□		□													□
2.40 13G				□	■	□			□		□													□
2.50				□	■	□			□		□													□
2.80 12G				□	■	□			□		□													□
3.00 11G				□	■	□			□		□													□

■ Lagergrößen / dimensions du stock / stock sizes
 □ Übrige Standardgrößen / autres dimensions standard / other standard sizes

Im Durchmesserbereich von 0.90 bis 5.00 mm können wir praktisch alle Längen bis 1000 mm in Sonderanfertigung herstellen (mit oder ohne Ansatz).

Notre stock de tubes de diamètre 0.90 à 5.00 mm nous permet de fabriquer sur demande toute longueur d'aiguilles (avec ou sans embase) jusqu'à 1000 mm.

Within the diameter-range of 0.90 to 5.00 mm practically any length up to 1000 mm can be manufactured on special order (with or without hub).

Art nr**Kanyler***Rostfria Flergångar, spetsiga*

56080	Luer	27G	0,4x 10 mm	12 st
56090	Luer	26G	0,45x 20 mm	12 st
56070	Luer	25G	0,5x 25 mm	12 st
56060	Luer	24G	0,55x 25 mm	12 st
56040	Luer	23G	0,6x 25 mm	12 st
56030	Luer	22G	0,7x 30 mm	12 st
56130	Luer	22G	0,7x 40 mm	12 st
56020	Luer	21G	0,8x 35 mm	12 st
56120	Luer	21G	0,8x 45 mm	12 st
56100	Luer	21G	0,8x 70 mm	12 st
56102	Luer	21G	0,8x 100 mm	12 st
56101	Luer	21G	0,8x 200 mm	12 st
56140	Luer	20G	0,9x 30 mm	12 st
56010	Luer	20G	0,9x 35 mm	12 st
56150	Luer	20G	0,9x 50 mm	12 st
56149	Luer	20G	0,9x 90 mm	12 st
56151	Luer	20G	0,9x 200 mm	12 st
56105	Luer	17G	1,4x 100 mm	12 st
56160	Luer	17G	1,5x 50 mm	12 st
56170	Luer	17G	1,5x 60 mm	12 st
56171	Luer	17G	1,5x 80 mm	12 st
56180	Luer	15G	1,8x 300 mm	12 st

Se bifogat blad på föregående sida*Se bifogat blad på föregående sida*

56152	Luer	18G	1,2x 40 mm	12 st
--------------	------	-----	------------	-------


*Rostfria Flergångar, trubbiga*

56179	Luer	25G	0,5x 35 mm	12 st
56184	Luer	24G	0,55x 50 mm	12 st
56182	Luer	23G	0,6x 25 mm	12 st
56183	Luer	23G	0,6x 35 mm	12 st
56185	Luer	22G	0,7x 50 mm	12 st
56181	Luer	21G	0,8x 20 mm	12 st
56186	Luer	14G	2,0x 50 mm	12 st
56187	Luer	14G	2,1x 50 mm	12 st

Se bifogat blad på föregående sida

Artnr

56200	Sondkanyl med kula, rak	21G	0,8x 33 mm	st
56201	Sondkanyl med kula, rak	21G	0,8x 70 mm	st
56204	Sondkanyl med kula, rak	21G	0,8x 80 mm	st
59204-01	Sondkanyl med kula, böjd	21G	0,8x 80 mm	st
56202	Sondkanyl med kula, rak	18G	1,2x 60 mm	st
59202-01	Sondkanyl med kula, böjd	18G	1,2x 60 mm	st
56203	Sondkanyl med kula, rak	18G	1,2x 80 mm	st
56203-01	Sondkanyl med kula, böjd	18G	1,2x 80 mm	st
56205	Sondkanyl med kula, rak	18G	1,2x 100 mm	st
56205-01	Sondkanyl med kula, böjd	18G	1,2x 100 mm	st
56206	Sondkanyl med kula, rak	18G	1,2x 120 mm	st
56207	Sondkanyl med kula, rak	17G	1,4x 60 mm	st
56207-01	Sondkanyl med kula, böjd	17G	1,4x 60 mm	st



56189	Linsbortagnings kanyl Öppning 10/12/14	23G	5x 9 mm	st
--------------	---	-----	---------	----



56188	Tårkanal, vinklad	30G	0,3x 19 mm	st
56190	Tårkanal, vinklad	27G	0,4x 19 mm	st



Stort urval av ögonkanyler. V.g kontakta oss

56191	Touhy Epidural LL	16G	1,65x 80 mm	st
--------------	-------------------	-----	-------------	----



Kanyl Falun aspiration Olive Ø 8 mm

56400	Vinklad, Falun aspiration	14G	2,00x125 mm	st
56401	Vinklad, Falun aspiration	13G	2,50x125 mm	st
56402	Vinklad, Falun aspiration	11G	3,00x125 mm	st
56403	Vinklad, Falun aspiration	8G	4,00x125 mm	st
56404	Vinklad, Falun aspiration	14G	2,00x165 mm	st
56405	Vinklad, Falun aspiration	13G	2,50x165 mm	st
56406	Vinklad, Falun aspiration	11G	3,00x165 mm	st
56407	Vinklad, Falun aspiration	8G	4,00x165 mm	st



Kanyl Uppsala aspiration Olive Ø 8 mm

56410	Vinklad Uppsala aspiration	19G	1,00x85 mm	st
56411	Vinklad Uppsala aspiration	17G	1,50x85 mm	st
56412	Vinklad Uppsala aspiration	14G	2,00x85 mm	st
56413	Vinklad Uppsala aspiration	13G	2,50x85 mm	st
56414	Vinklad Uppsala aspiration	11G	3,00x85 mm	st



Art nr**Engångs kanyl**

56229	Luer, gul Steril	30G	0,3x 13 mm	100 st
56230	Luer, grå Steril	27G	0,4x 20 mm	100 st
56265	Luer, brun Steril	26G	0,45x 12 mm	100 st
56265-1	Luer, brun Osteril	26G	0,45x 12 mm	100 st
56215	Luer, orange Steril	25G	0,5x 16 mm	100 st
56220	Luer, blå Steril	23G	0,6x 25 mm	100 st
56221	Luer, blå Steril	23G	0,6x 30 mm	100 st
56221-1	Luer, blå Osteril	23G	0,6x 30 mm	100 st
56210	Luer, mörkgrå Steril	22G	0,7x 30 mm	100 st
56210-1	Luer, svart Osteril	22G	0,7x 30 mm	100 st
56250	Luer, svart Steril	22G	0,7x 50 mm	100 st
56290	Luer, gul Steril	21G	0,8x 16 mm	100 st
56290-1	Luer, gul Osteril	21G	0,8x 16 mm	100 st
56225	Luer, grön Steril	21G	0,8x 40 mm	100 st
56235	Luer, grön Steril	21G	0,8x 50 mm	100 st
56266	Luer, grön Steril	21G	0,8x 80 mm	100 st
56266-1	Luer, grön Osteril	21G	0,8x 80 mm	100 st
56245	Luer, gul Steril	20G	0,9x 40 mm	100 st
56245	Luer, gul Osteril	20G	0,9x 40 mm	100 st
56240	Luer, rosa Steril	18G	1,2x 40 mm	100 st
56255	Luer, rosa Steril	18G	1,2x 50 mm	100 st
56255-1	Luer, rosa Osteril	18G	1,2x 50 mm	100 st
56280	Luer, ljusgrön	14G	2,1x 80 mm	100 st



Steril Sutursilke

64730	Sutursilke svart 2/0 Ej absorberbar	tjockast	100 m/fp
64720	Sutursilke svart 3/0 Ej absorberbar	tjock	100 m/fp
64710	Sutursilke svart 4/0 Ej absorberbar	mellan	100 m/fp
64700	Sutursilke svart 5/0 Ej absorberbar	tunn	100 m/fp
64690	Sutursilke svart 6/0 Ej absorberbar	tunnast	100 m/fp
64750	Sutursilke svart 1 Ej absorberbar	tjock	75 m/fp



141C 0932124	Sutur Dafilon 5/0 Ej absorberbar, Monofilament	DS 16	45 cm/fp
-------------------------------	---	-------	----------



141C 0090211	Sutur Premilene 6/0 Ej absorberbar, Monofilament	DS 16	45 cm/fp
-------------------------------	---	-------	----------



Vid önskemål av annan sutur, vg kontakta oss

Ej steril

64819	Vaxad lintråd, grov	18/8	250 g
64820	Vaxad lintråd, tunn	18/4	250 g
64800	Bomullstråd, grov	12/9	500 g
64810	Bomullstråd, tunn	12/6	500 g




Art nr **Halvcirkel, rund**
GE

64000	nr 000
64001	nr 1
64002	nr 2
64003	nr 3
64004	nr 4
64005	nr 5
64008	nr 8
64010	nr 10
64012	nr 12
64014	nr 14
64016	nr 16
64020	nr 20
64021	nr 21

Halvcirkel, skärande

64207	nr 7
64208	nr 8
64209	nr 9
64212	nr 12
64214	nr 14
64217	nr 17
64221	nr 21
64222	nr 22
64223	nr 23




samtliga 12 st/ förp

Ett urval av nålar. Beställ gärna vår specialbroschyr.


Art nr **Böjd, skärande**
BE

- 64299 nr 00
- 64300 nr 0
- 64301 nr 1
- 64297 nr 2
- 64303 nr 3
- 64304 nr 4
- 64305 nr 5
- 64306 nr 6
- 64307 nr 7
- 64308 nr 8
- 64309 nr 9
- 64310 nr 10
- 64311 nr 11
- 64312 nr 12
- 64313 nr 13
- 64314 nr 14
- 64315 nr 15
- 64316 nr 16
- 64317 nr 17
- 64318 nr 18
- 64319 nr 19
- 64321 nr 21
- 64322 nr 22
- 64323 nr 23



PM/S

- | | | |
|--------------|--------------------|--------|
| 57812 | Obduktionsnål nr 1 | 13 cm |
| 57813 | Obduktionsnål nr 2 | 12 cm |
| 57814 | Obduktionsnål nr 3 | 11 cm |
| 57815 | Obduktionsnål nr 4 | 10 cm |
| 57816 | Obduktionsnål nr 5 | 8.5 cm |
| 57817 | Obduktionsnål nr 6 | 7.5 cm |



PM/A

- | | | |
|--------------|--------------------|---------|
| 57810 | Obduktionsnål nr 1 | 14 cm |
| 57800 | Obduktionsnål nr 2 | 12.5 cm |
| 57790 | Obduktionsnål nr 4 | 10 cm |
| 57811 | Obduktionsnål nr 6 | 7,5 cm |



samtlige 12 st/ förp

Ett urval av nålar. Beställ gärna vår specialbroschyr.

Tg-instrument

Art nr

65140 Agraftång Michel

12 cm



Biopsitång

65100 Örontång Mikro, Hartmann
Räfflad 44.350.40

0,6x 4 mm

8 cm

65101 Örontång Mikro, Hartmann
Oräfflad 44.352.40

0,6x 4 mm

8 cm

65102 Örontång Mikro, Hartmann
Oräfflad 44.350.70

0,6x 7mm

8 cm

65103 Örontång Mikro
Skålformad, höger 44.362.45

4,5 mm

8 cm

65104 Örontång Mikro
Skålformad, vänster 44.363.45

4,5 mm

8 cm

65105 Örontång Mikro
Skålformad, rak 4.365.45

4,5 mm

8 cm

65106 Örontång Mikro
Skålformad, höger 44.367.50


5 mm

8 cm

65107 Örontång Mikro
Skålformad, vänster 44.369.50

5 mm

8 cm



65132 Örontång Hartmann
Räfflad 44.241.12

12 cm

65133 Örontång Hartmann
Räfflad 44.241.14

14 cm



65110 Polyp tång Hartmann
Nopa

19 cm



65122 Polyp tång Hartmann
Dimeda Fig 1

16 cm

65123 Polyp tång Hartmann
Dimeda Fig 2

20 cm




Fig 1

Fig 2

Främmande kroppstång

59535 Stieglitz Splinter
Rak

13,5 cm

59536 Stieglitz Splinter
Böjd

13,5 cm

65112 Tång mini

10,5 cm



Artnr

- 65109** Svalgtång Magill
Spädbarn 17 cm
- 65111** Svalgtång Magill
Barn 20 cm
- 65113** Svalgtång Magill
Vuxen 25 cm



- 65150** Ben- Cleveland
Böjd 15 cm



- 65160** Ben- Cleveland
Böjd 17 cm



- 65178** Ben-Liston
Böjd, rak 14 cm

- 65179** Ben-Liston
Böjd, rak 17 cm

- 65180** Ben-Liston
Böjd, rak 19 cm

- 65181** Ben-Liston
Böjd, rak 22 cm

- 65169** Ben-Liston
Böjd, grov 14 cm

- 65170** Ben-Liston
Böjd, grov 17 cm

- 65171** Ben-Liston
Böjd, grov 19 cm


- 65172** Ben-Liston
Böjd, grov 22 cm



- 65119** Hålmejsel- Mini Friedman
Rak, fin 15 cm


- 65120** Hålmejsel- Mini Friedman
Böjd, fin 15 cm

- 65121** Hålmejsel- Mini Friedman
Vinklad 90°, fin 15 cm




- 65189** Hålmejsel- Friedman
Hammacher 14 cm

- 65190** Hålmejsel- Friedman
Gracil, Dimeda 14 cm



- 65191** Hålmejsel- Kleinert- Kutz
Böjd 15 cm



Artnr

65201	Hålmejsel- Rak Ruskin	18 cm	
65200	Hålmejsel- Böjd Ruskin	18 cm	
65240	Hålmejsel- Luer	15 cm	
65250	Hålmejsel- Olivercrona	20 cm	
65270	Hålmejsel- Jansen	17.5 cm	
65300	Nagel Förnicklad	11 cm	
65320	Nagel Rostfri	12 cm	
65350	Revben	22 cm	
65352	Nyckeben Kraftig, långa skaft	40 cm	
65351	Tråd	14 cm	
65360	Tång- Böhler Rak	15 cm	
65361	Tång- Böhler Böjd	15 cm	

Artnr

65183 Tång- Ruskin Listor
Rak 18,5 cm


65182 Tång- Ruskin Listor
Böjd 18 cm



65280 Tång Fergusson 21 cm



65349 Tång semb (Dura) 19 cm



65348 Tång Radolf (Dura) 13,5 cm



Slevar

57461 Blodslev Ø 70 mm 50 ml 230 mm

57460 Blodslev Ø 85 mm 100 ml 230 mm



Sågar

Bensågar

57564 Såg, finger Langenbeck 23 cm 11 cm



103
0470305 Såg, ben Charrier 27 cm 18 cm



209
3311200 Såg, ben Charrière 30 cm 12/18 mm



Artnr**57565** Såg, ben Satterlee 31 cm

22 cm

**57567** Såg, ben Rust 39 cm

6/8/18 mm

**57566** Såg, ben Bier 40,5 cm

4/6 mm

**57545** Ringsåg , blad Ø 30 mm

16,5 cm

57546 Blad till ringsåg

Ø 30 mm

**Obduktionssåg GL 2000, Oscillerande****57650**

15000 svängningar per minut

Underhållsfri

Hög belastningsförmåga

Överbelastningsskydd

Robust konstruktion




1 års garanti på motor och sågdel

Vikt: 1,4 kg

220 volt, 50Hz

Levereras med två blad och en axel

Spänningsnycklar

**Artnr****Tillbehör****57639** Sågblad 50 mm**57640** Sågblad 65 mm**57610** Sågblad, 20 mm, smal/djup 1**57630** Sågblad, 12/65 mm, smal/bred 2**57530** Spännnyckel för blad**57783** Lim Rite Lok EC 1500 Trögflytande
Lämplig för sammanfogning av kranie

Tg-instrument

Art nr

Swordfish system 5000

57651 Komplett system med oscillerande såg, vakuumenhet, filterings-, och strömförsörjningsenhet.

57652 Vakuumenhet

- max 1100 w
- behållare 7 liter
- luftvolym 32 liter/sek.
- max. vakuum 1650 mm WG
- storlek 760 mm hög, inkl chassi, bredd 225 mm
- vikt 11,5 kg



57653 Strömkälla

- nätaggregat 40V likström
- elektroniskt överströmskydd

57654 Sågenhet helt vattentät

- likströmsmotor
- 12.000 rpm
- vattentät
- anodiserad aluminium
- låg ljudnivå 37 dB(A)
- vikt 1,4 kg



Komplett levererad
Vakuum – filteringsenhet
Oscillerande såg
Strömkälla

57655 Servicepaket rekommenderas

- Består av:
vakuumhuvor 10 st
filterpåsar papper 50 st
filterpåsar poplin 1st
micronfilter 1st
vakuumslang 1,5 m, 1 st

Sågblad

- | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|---|
| 57656 | Runt diam 76 mm, 10 st, MBC76 | 1 | 1 |
| 57657 | Runt diam 64 mm, 10 st, MBC64M | 2 | |
| 57658 | Runt diam 64 mm, 10 st, MBC64P | 2 | |
| 57659 | Segmenterat diam 51 mm, 10 st, MBS51 | 3 | |



Ögonlobshållare

Artnr

	<i>Wells enukleation</i>	
55485	Ögonlobshållare	16 mm
55486	Ögonlobshållare	20 mm



Skyddsutrustning

Handskar

Vinyl, puder & ftalatfri 24 cm

13004	X-small	100 st/fp
13005	Small	100 st/fp
13006	Medium	100 st/fp
13007	Large	100 st/fp
13008	X-large	100 st/fp



Latex, pudarfri, texturerade fingertoppar

13009	X-small	100 st/fp
13010	Small	100 st/fp
13011	Medium	100 st/fp
13012	Large	100 st/fp
13013	X-large	100 st/fp



Nitril, pudarfri, texturerade fingertoppar

13046	Small	200 st/ fp
13047	Medium	200 st/ fp
13048	Large	200 st/ fp
13049	X-large	200 st/ fp



Nitril Soft, latex & pudarfri

13117-07	Small	100 st/fp
13117-08	Medium	100 st/fp
13117-09	Large	100 st/fp
13117-10	X-large	100 st/fp



13116-06	X-small	250 st/fp
13116-067	Small	250 st/fp
13116-08	Medium	250 st/fp
13116-09	Large	250 st/fp
13116-10	X-large	250 st/fp



Tg-instrument

Artnr**Vävd bomullsvante**

13071 Dam

13070 Herr

**Twills Bomullsvante**

13071 Dam

13070 Herr

Säljes parvis

**Whizard**

Defender av Spectra-fiber.

Överlägset skärskydd. Kategori III

13089 Skärsyddshandske XS- 6

13090 Skärsyddshandske S- 7

13091 Skärsyddshandske M- 8

13092 Skärsyddshandske L- 9

Säljes styckvis

**Swedhand Combex** av vinylFlossad insida, greppsäker
innehand

13030 Small 7

13031 Medium 8

13032 Large 9

13033 X-large 10

**Sempersoft** av vinyl

(allergitestad)

13080 Small 7

13081 Medium 8

13082 Large 9

13084 X-large 10

**Extra 75** velouriserad latex,
(liknande Marigold)

13034 Small 6,5-7

13035 Medium 7,5-8

13036 Large 8,5-9

13037 X-large 9,5-10



Tg-instrument

Artnr**Nitrilhandske***Premium Sol-Vex 37-900*

13075	7	38 cm
13076	8	38 cm
13077	9	38 cm
13078	10	38 cm
13079	11	38 cm

Säljes parvis**Neoprenhandske Neotop 29-500***Bomullsflockad insida. Tjocklek 0,75 mm. För kemisk industri, lantbruk och rengöring*

13087-07	7/S	30 cm
13087-08	8/M	30 cm
13087-09	9/L	30 cm
13087-10	10/XL	30 cm
13087-11	11/XXL	30 cm

Säljes parvis**4-H Skyddshandske***Kemikalieresistent, silverfärgad, av flerskiktmaterial*

13040	6
13041	7
13042	8
13043	9
13044	10

Säljes styckvis

13111	Stövskydd, polyeten		10/ fp
-------	---------------------	--	--------



13109	Skoskydd, polyeten	M	100/ fp
13107	Skoskydd, polyeten	L	100/ fp



13112	Ärmskydd, polyeten	42 cm	100/ fp
-------	--------------------	-------	---------

Tg-instrument



Artnr

13113	Hårskydd	M	100/ fp
13114	Hårskydd	L	100/ fp

**Förkläden**

13110	I vit polyeten 140x85 cm. 0,05 mm	50 st/ fp
13110-01	I vit polyeten 160x85 cm. 0,05 mm	50 st/ fp
13110-2	I blå polyeten 160x85 cm. 0,05 mm	50 st/ fp

**Rockar**

100% bomull, vita.
Finns även med tryckknappar.

Art nr	Dam	Art nr	Herr
13053	36	13059	46
13054	38	13060	48
13055	40	13061	50
13056	42	13062	52
13057	44	13063	54
13058	46	13064	56

**Munskydd**

100068	Mask filtrerande utan ventil 1-strap vit M/L Med komfortabel näsdyna. Skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar i koncentrationer upp till 10 x det hygieniska gränsvärdet. Moldex 2480, FFP2 NR D	20 st/fp
---------------	---	----------



Kirurgiska ansiktsmasker , Eco gummiband
- mjuka, elastiska band
- Tre skikt, filtermaterial
- Bakteriefiltreringseffektivitet 99%

605		
9405162	Blå	50 st/fp
605		
6264475	Vit	50 st/fp
605		
6264631	Grön	50 st/fp

**Skyddsglasögon**

I formpressad polykarbonat med sidoskydd.
Kan bäras utanpå vanliga glasögon.
Transportfp 10 st

13052	Skyddsglasögon Klar Worksafe Tiger	st
--------------	------------------------------------	----



Tg-instrument

Artnr

Skyddsglasögon med integrerad skalm och båge.
God passform. Tillverkad i reptålig polykarbonat.
Transportfp 10 st

13051 Skyddsglasögon Cheetah Klara

st

13051-02 Skyddsglasögon Cheetah Gul

st



Heltäckande glasöga i modern design med utmärkt
passform. Med Indoor/Outdoor lins är lämpligt att
använda inomhus och utomhus för att ta bort
reflexer. Med imfri Indoor/Outdorr lins i reptålig
polykarbonat

262 Skyddsglasögon Cobra indoor/outdoor
4330176

st



Klar lins i polykarbonat med Optidur NCH/Uvex hi-
res beläggning som är extrem reptålig och
kemikaliebeständig samt hi-res som är den
senaste linsteknologin som optimerat optiska fel
och ger kristallklar syn.

13051-01 Skyddsglasögon Uvex Super Klara

st



Märkpennor

Artnr

Sharpie

Färg

18001 fin

svart

18002 fin

röd

18003 fin

blå

18004 fin

grön

18005 twin, x-fin

svart



Objektglas/Objektglaslådor

I blåsfritt glas med planparallella ytor.
Vinkelrätt skurna. Storlek 76 x 26 mm. Dammfritt
förpackade.

14195 Skurna kanter

50 st/fp

14200 Skurna kanter med skrivfält

50 st/fp

14210 Slipade kanter

50 st/fp



Art nr

14212	1 fördjupning		50 st/fp
14213	2 fördjupningar		100 st/fp
14211	SuperfrostPlus	25x75x1 mm	72 st/fp

**Objektglaslådor**

*Objektglaslåda i trä klädd med svart papp.
Rymmer 100 st objektglas, stående.*

14215		275x185x40 mm	
--------------	--	---------------	--



*Objektglaslåda i polypropylen
Rymmer 100 st objektglas, stående.*

14216	Vit	210x165x35 mm	
14217	Blå	210x165x35 mm	
14218	Röd	210x165x35 mm	

**Rengöring**

67000	Prep- Lube	5 liter	
67005	Prep- Lube	1 liter	
67001	Prep- Lube	500 ml	
	Smörjer, bakterieborttagning		



67002	Avkalka/Avrosta BGA flytande koncentrat	5 liter	
67003	Avkalka/Avrosta BGA flytande koncentrat <i>Baserat på fruktsyror. Rengör och tar bort bl.a rost</i>	1 liter	



67004	Teflonolja, smörjer	100 ml	
--------------	---------------------	--------	--



Tg-instrument

Skärplattor

Art nr

Etenplast

57470	utan fötter	250 x 150 x 7 mm
57471	utan fötter	450 x 250 x 20 mm
57472	utan fötter	580 x 290 x 15 mm
57473	utan fötter	600 x 300 x 20 mm
57474	med fötter	450 x 250 x 20 mm
57475	med fötter	600 x 300 x 20 mm



57476	Skärplatta Proffs, Brun	500x330x15 mm
57477	Skärplatta Proffs, Blå	500x330x15 mm
57478	Skärplatta Proffs, Grön	500x330x15 mm
57479	Skärplatta Proffs, Röd	500x330x15 mm
57480	Skärplatta Proffs, Gul	500x330x15 mm



Kan även beställas i önskad storlek

Timer

Bordsstoppur MESOTRON

85019 Med stor visartavla och visare för 60 min och 60 sek.



Bordtimer Prisma 200

85027 Nedräkning / tidsåtgång, Stor lättläst LCD-display
Stoppursfunktion - Normal tid bildskärm -
Valbar tidsupplösning 999 min. 59 sek. eller 9 timmar
59 min., 59 sek., 1 / 10
Hög larmsignal - 2 kanaler med start / stopp funktion



Bordtimer Prisma 400

85028 Sekvensprogramering - Funktions fönster - 4 kanaler
Inkl. samma funktion som Prisma 200

Artnr

- 85013** Stoppur, digitalt
Vattenskyddat med mellan- och varvtider.
Svart



- 85017** Timer, analogt 60 min



- 85011** **Timer/Klocka 2 kanals 24 timmars**
Kan användas som klocka och/ eller timer.
Räknar ner från inställd tid och upp från när larm gavs.
2 tider kan köras parallellt samtidigt som klockan.
Kanalerna har olika signal dessutom visar displayen vilken kanal som larmar och vilka som är igång.



- 85010** **Signalur digitalt 24 timmars**
Kan användas som klocka och/ eller timer.
Räknar ner från inställd tid samt upp från när signal gavs.
Kraftig ljudsignal.
Kan fästas på rock eller ställas på bord.



- 85014** **Vibrotimer**
Knappsatsen är skyddad av ett lock så att inga knapptryckningar kan ske av misstag när man har timern i fickan.
Signalen kan ställas in som ljud eller vibration.
Levereras med rockfäste i övrigt samma funktioner som ovan.



437

A305000 C3 Advance, 16 liter vakuum klass B

Utvändigt mått, B 480 mm, H 410 mm Invändigt
mått Ø 250 mm, D 430 mm Maxlängd
instrument 420 mm Steriliserings temp
134°C Min steriliseringstid
3,5 min



A302000 C3 Advance, 22 liter vakuum klass B

Utvändigt mått, B 480 mm, H 410 mm Invändigt
mått Ø 250 mm, D 430 mm Maxlängd
instrument 420 mm Steriliserings temp
134°C Min steriliseringstid
3,5 min



Balsameringsutrustning

Pump Masterflex L/S

77910-25 En passande pump för balsamering. Levereras med drivenhet samt pumphuvud. Motor 37W, IP22, 23x18x15cm, 20 - 600rpm, 230v

06429-36 Slang Tygon LFL, 25ft, 7,6m/fp ger ett flöde från 96 - 2900ml/min med 20 - 600rpm



Belysning

Undersökningslampa

LED 110 Belysningssystem

Finns för golv, vägg och bord montage.
Ljusintensitet, Lux, på 0,5 m avstånd:
Mach LED 110, 30.000



LED 115 Belysningssystem

Finns för golv, vägg och bord montage.
Ljusintensitet, Lux, på 0,5 m avstånd:
Mach LED 115, 60.000
Mach LED 115C, 60.000



Dr.Mach
Medical lighting
+ Technology

LED 120 Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 120, 35.000

Mach LED 120F, 45.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 120, 17 cm

Mach LED 120F, 14-25 cm



LED 130 Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 130, 60.000

Mach LED 130 F, 70.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 130, 17 cm

Mach LED 130 F, 14-25 cm



OT- Belysning

LED 150 Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 150, 80.000

Mach LED 150 F, 100.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 150, 17 cm

Mach LED 150 F, 14-25 cm



LED 300 DF Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 300 DF, 130.000

Mach LED 300 DF R, 150.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 300 DF, 17-28 cm

Mach LED 300 DF R, 14-28 cm



LED 2 Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 2 MC, 115.000

Mach LED 2 SC, 115.000

Mach LED 2 SC Hybrid OP-Modus, 110.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 2 MC, 17-28 cm

Mach LED 2 SC, 17-28 cm

Mach LED 2 SC Hybrid OP-Modus, 16-24 cm



LED 3 Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 3 MC, 140.000

Mach LED 3 SC, 140.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 3 MC, 14-28 cm

Mach LED 3 SC, 14-28 cm

Finns med eller utan kamerasystem



LED 5 Belysningsystem

Finns för golv, vägg och tak montage.

Ljusintensitet, Lux, på 1 m avstånd:

Mach LED 5 MC, 160.000

Mach LED 5 SC, 160.000

Focuserbart ljusfält:

Mach LED 5 MC, 20-32 cm

Mach LED 5 SC, 20-32 cm

Finns med eller utan kamerasystem



Artnr

85510 MTC bänkmodell alternativet till golvmodellen

Stor kylkammare, temperatur till minus 40°C.
 Helautomatisk defroster. Enkel elektronisk manöverpanel. Knivhållare för stål.
 Tungstensknivar eller engångsblad.
 Snittar från 0-25 µm, 1-10 µm i 1 µm steg.
 Mikrotomen regleras utifrån.
 DxWxH: 360 x 400 x 230 mm (kammare)

**85501 MEV golvmodell**

Stor rostfri kammare, infrysingsbar med 24 positioner med kammare ner till -35°C, rotationsmikrotom som är motoriserad.
 Snittar från 0-100 µm.
 0-2 µm i 0.5 µm steg.
 2-20 µm i 1 µm steg.
 20-50 µm i 2 µm steg.
 50-100 µm i 5 µm steg.
 DxWxH: 490 x 550 x 400 mm (kammare)

**85505 MNT golvmodell**

Mikrotomen motoriserar fram och bak med snittande slag. Chockfrysning ner till -60°C.
 Objektskylning ner till -45°C.
 Automatisk desinfektions system.
 Snittar från 0-100 µm:
 0-2 µm i 0.5 µm steg.
 2-20 µm i 1 µm steg.
 20-50 µm i 2 µm steg.
 50-100 µm i 5 µm steg.
 DxWxH: 490 x 550 x 400 mm (kammare)



Artnr

LR/LF, PR/PF- serien

Singel kompressor

Låg energi konsumtion

Batteri back-up ca 72 tim

Digital display

Visuellt / Akustiskt larm

Strömavbrott larm

Tempsensor larm

Instrument larm

Öppen dörr larm

Kontakt för fjärrlarm

Justerbar inställning av hög / låg temp larm

Inbyggd datalogger (programvara ingår)

Skrivare (tillval)

USB kontakt

Hjul och nyckellås

Utv 610x645x810 mm (BxDxH)**2 st justerbara hyllor****(ej skrivare)**

85614	LR 100, vit	94 liter	1/10°C
85614-02	LR 100-ST, rostfri	94 liter	1/10°C
85614-01	LR 100-AT, vit, gnistfri	94 liter	1/10°C
85715	PR 100, vit, glasdörr	94 liter	1/10°C
85715-02	PR 100-ST, rostfri, glasdörr	94 liter	1/10°C
85715-01	PR 100-AT, vit, glasdörr, gnistfri	94 liter	1/10°C
85616	LF 100, vit	94 liter	-30/-10°C
85616-02	LF 100-ST, rostfri	94 liter	-30/-10°C
85616-01	LF 100-AT, vit, gnistfri	94 liter	-30/-10°C
85716	PF 100, vit	94 liter	-30/-10°C
85716-02	PF 100-ST, rostfri, glasdörr	94 liter	-30/-10°C
85716-01	PF 100-AT, vit, glasdörr, gnistfri	94 liter	-30/-10°C

**Utv 520x700x1997 mm (BxDxH)****4 st justerbara hyllor**

85711	LR 270-2, vit	2x161 liter	1/10°C
85711-02	LR 270-2, rostfri	2x161 liter	1/10°C
85711-01	LR 270-2, vit, gnistfri	2x161 liter	1/10°C



Artnr

**Utv 600x595x2000 mm (BxDxH)
5 st justerbara hyllor + 1 liten
(ej skrivare)**

85657 PR 360, vit, glasdörr 351 liter 2/14°C



**Utv 520x700x1997 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85643 LR 300, vit 346 liter 1/10°C

85644 LR 300-ST, rostfri 346 liter 1/10°C

85643-01 LR 300-AT, vit, gnistfri 346 liter 1/10°C

85665 PR 300, vit, glasdörr 352 liter 1/10°C

85665-02 PR 300-ST, rostfri, glasdörr 352 liter 1/10°C

85665-01 PR 300-AT, vit, gnistfri, glasdörr 352 liter 1/10°C

85645 LF 300, vit 346 liter -30/-10°C

85646 LF 300-ST, rostfri 346 liter -30/-10°C

85645-01 LF 300-AT, vit, gnistfri 346 liter -30/-10°C

85666 PF 300, vit, glasdörr 352 liter -23/-10°C

85666-02 PF 300-ST, rostfri, glasdörr 352 liter -23/-10°C

85666-01 PF 300-AT, vit, gnistfri, glasdörr 352 liter -23/-10°C



**Utv 620x860x1997 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85649 LR 500, vit 515 liter 1/10°C

85650 LR 500-ST, rostfri 515 liter 1/10°C

85649-01 LR 500-AT, vit, gnistfri 515 liter 1/10°C

85670 PR 500, vit, glasdörr 523 liter 1/10°C

85671 PR 500-ST, rostfri, glasdörr 523 liter 1/10°C

85670-01 PR 500-AT, vit, gnistfri, glasdörr 523 liter 1/10°C

85651 LF 500, vit 515 liter -30/-10°C

85652 LF 500-ST, rostfri 515 liter -30/-10°C

85651-01 LF 500-AT, vit, gnistfri 515 liter -30/-10°C

85672 PF 500, vit, glasdörr 523 liter -23/-10°C

85673 PF 500-ST, rostfri, glasdörr 523 liter -23/-10°C

85672-01 PF 500-AT, vit, gnistfri, glasdörr 523 liter -23/-10°C



Tg-instrument

Artnr

**Utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
4 st justerbara hyllor**

85713	LR 660-2, vit	2x288 liter	1/10°C
85713-02	LR 660-2-ST, rostfri	2x288 liter	1/10°C
85713-01	LR 660-2-AT, vit, gnistfri	2x288 liter	1/10°C
85712	LF 660-2, vit	2x288 liter	-30/-10°C
85712-02	LF 660-2-ST, rostfri	2x288 liter	-30/-10°C
85712-01	LF 660-2-AT, vit, gnistfri	2x288 liter	-30/-10°C



**Utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85654	LR 700, vit	618 liter	1/10°C
85653	LR 700-ST, rostfri	618 liter	1/10°C
85654-01	LR 700-AT, vit, gnistfri	618 liter	1/10°C
85674	PR 700, vit, glasdörr	628 liter	1/10°C
85675	PR 700-ST, rostfri, glasdörr	628 liter	1/10°C
85674-01	PR 700-AT, vit, gnistfri, glasdörr	628 liter	1/10°C
85656	LF 700, vit	618 liter	-30/-10°C
85655	LF 700-ST, rostfri	618 liter	-30/-10°C
85656-01	LF 700-AT, vit, gnistfri	618 liter	-30/-10°C
85676	PF 700, vit, glasdörr	628 liter	-23/-10°C
85677	PF 700-ST, rostfri, glasdörr	628 liter	-23/-10°C
85676-01	PF 700-AT, vit, gnistfri, glasdörr	628 liter	-23/-10°C



**Utv 740x870x2017 mm (BxDxH)
3 st justerbara hyllor**

85714	LAF 700, vit	618 liter	-40/-10°C
85714-02	LAF 700-ST, rostfri	618 liter	-40/-10°C
85714-01	LAF 700-AT, vit, gnistfri	618 liter	-40/-10°C



Artnr

**Utv 1440x860x1997 mm (BxDxH)
6 st justerbara hyllor**

85660	LR 1400, vit	1361 liter	1/10°C
85661	LR 1400-ST, rostfri	1361 liter	1/10°C
85660-01	LR 1400-AT, vit, gnistfri	1361 liter	1/10°C
85678	PR 1400, vit, glasdörr	1381 liter	1/10°C
85679	PR 1400-ST, rostfri, glasdörr	1381 liter	1/10°C
85678-01	PR 1400-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1381 liter	1/10°C
85662	LF 1400, vit	1361 liter	-30/-10°C
85663	LF 1400-ST, rostfri	1361 liter	-30/-10°C
85662-01	LF 1400-AT, vit, gnistfri	1361 liter	-30/-10°C
85680	PF 1400, vit, glasdörr	1381 liter	-23/-10°C
85681	PF 1400-ST, rostfri, glasdörr	1381 liter	-23/-10°C
85680-01	PF 1400-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1381 liter	-23/-10°C

ARCTIKO



Kombi Kyl/ Frys skåp

LFF/LFFG- serien

**161/161 liter, utv 520x700x1997 mm (BxDxH)
4 st justerbara hyllor, dubbla kompressorer**

85647	LFF 270, vit	1/10°C	-30/-10°C
85647-02	LFF 270-ST, rostfri	1/10°C	-30/-10°C
85647-01	LFF 270-AT, vit, gnistfri	1/10°C	-30/-10°C
85659	LFFG 270, vit, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85659-02	LFFG 270-ST, rostfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85659-01	LFFG 270-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C



**288/288 liter, utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
4 st justerbara hyllor, dubbla kompressorer**

85658	LFF 660, vit, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85658-02	LFF 660-ST, rostfri	1/10°C	-30/-10°C
85658-01	LFF 660-AT, vit	1/10°C	-30/-10°C
85648	LFFG 660, vit, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85648-02	LFFG 660-ST, rostfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C
85648-01	LFFG 660-AT, vit, gnistfri, glasdörr	1/10°C	-30/-10°C



Blodbanksskåp

Arctiko blodbanks-segment erbjuder en extrem säkerhet där det behövs.

ARCTIKO

BBR- serien

Singel kompressor
 Automatisk dörrstängning och lås
 Inbyggd fläkt
 Digital display
 Alarm visning som text, ej kod
 Skrivare
 Data logg
 USB
 Belysning
 Visuellt / Akustiskt larm
 Strömavbrottsalarm
 Justerbar inställning av hög / låg temp larm
 Dörrlarm
 Glasdörr
 Sensorfel larm
 Uttag för fjärr larm
 Förberedd GSM larm modul
 Batteri Back up larm 72 tim
 Hjul

Utv 610x645x810 mm (BxDxH)
2 st justerbara lådor

85794	BBR 100, vit	94 liter	4°C
85794-01	BBR 100-D, vit Dubbel kompressor	94 liter	4°C



Utv 520x700x1997 mm (BxDxH)
5 st justerbara lådor

85795	BBR 300, vit	352 liter	4°C
85795-01	BBR 300-D, vit Dubbel kompressor	352 liter	4°C



Utv 620x820x1997 mm (BxDxH)
5 st justerbara lådor

85796	BBR 500, vit	523 liter	4°C
85796-01	BBR 500-D, vit Dubbel kompressor	523 liter	4°C



Artnr

**Utv 720x860x1997 mm (BxDxH)
5 st justerbara lådor**

85797	BBR 700, vit	628 liter	4°C
85797-01	BBR 700-D, vit Dubbel kompressor	628 liter	4°C



ARCTIKO

**1255 liter, utv 1440x860x1997 mm (BxDxH)
10 st justerbara hyllor**

85798	BBR 1400, vit	1381 liter	4°C
85798-01	BBR 1400-D, vit Dubbel kompressor	1381 liter	4°C



Lågtemperaturskåp

ULUF- serien

Singel kompressor
Låg energi konsumtion
Batteri back-up ca 72 tim.
Digital display
Visuellt / Akustiskt larm
Strömavbrott larm
Tempsensor larm
Instrument larm
Öppen dörr larm
Kontakt för fjärrlarm
Justerbar inställning av hög / låg temp larm
Inbyggd datalogger (programvara ingår)
Skrivare (tillval)
USB kontakt
Separata inredörrar
Hjul och nyckellås
Uppvärmd dörrkarm och vakuum ventil
Porthål för anslutning till extern termometer (12

**Utv 400x630x665 mm (BxDxH)
(ej hjul)**

85702	ULUF 15, vit	7 liter	-90/-40°C
--------------	--------------	---------	-----------



Tg-instrument

Artnr

**Utv 600x700x810 mm (BxDxH)
(ej hjul)**

85606	ULUF 60, vit	54 liter	-40/-20°C
85606-02	ULUF 60-ST, rostfri	54 liter	-40/-20°C
85603	ULUF 65, vit	54 liter	-86/-40°C
85603-02	ULUF 65-ST, rostfri	54 liter	-86/-40°C



ARCTIKO

**Utv 950x725x810 mm (BxDxH)
1 st hylla, 2 st separata fack med dörrar
(ej hjul)**

85607	ULUF 120, vit	94 liter	-40/-20°C
85607-02	ULUF 120-ST, rostfri	94 liter	-40/-20°C
85604	ULUF 125, vit	94 liter	-86/-40°C
85604-02	ULUF 125-ST, rostfri	94 liter	-86/-40°C



**Utv 720x885x2089 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85635	ULUF 400, vit	413 liter	-40/-20°C
85635-02	ULUF 400-ST, rostfri	413 liter	-40/-20°C
85630	ULUF 450, vit	413 liter	-86/-40°C
85630-02	ULUF 450-ST, rostfri	413 liter	-86/-40°C
85619	ULUF 490, vit Dubbel kompressor	393 liter	-90/-40°C
85619-02	ULUF 490-ST, rostfri Dubbel kompressor	393 liter	-90/-40°C



**Utv 720x885x1990 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85669	ULUF 450-2M, vit	393 liter	-86/-40°C
85669-02	ULUF 450-2M-ST, rostfri	393 liter	-86/-40°C



Artnr

**Utv 920x885x2089 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85709	ULUF 500, vit	585 liter	-40/-20°C
85709-02	ULUF 500-ST, rostfri	585 liter	-40/-20°C

85707	ULUF 550, vit	585 liter	-86/-40°C
85707-02	ULUF 550-ST, rostfri	585 liter	-86/-40°C

**Utv 920x855x1990 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85718	ULUF 550-2M, vit	556 liter	-86/-40°C
85718-02	ULUF 550-2M-ST, rostfri	556 liter	-86/-40°C

**Utv 1030x885x2089 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar**

85618	ULUF 700, vit	680 liter	-40/-20°C
85618-02	ULUF 700-ST, rostfri	680 liter	-40/-20°C

85617	ULUF 750, vit Dubbel kompressor	680 liter	-86/-40°C
85617-02	ULUF 750-ST, rostfri Dubbel kompressor	680 liter	-86/-40°C

**Utv 1030x885x1990 mm (BxDxH)
4 st hyllor, 5 st separata fack med dörrar,
dubbla kompressorer**

85717	ULUF 750-2M, vit	642 liter	-86/-40°C
85717-02	ULUF 750-2M-ST, rostfri	642 liter	-86/-40°C

**Utv 1492x885x2089 mm (BxDxH)
8 st hyllor, 10 st separata fack med dörrar,
dubbla kompressorer**

85636	ULUF 800, vit	826 liter	-40/-20°C
85636-02	ULUF 800-ST, rostfri	826 liter	-40/-20°C

85637	ULUF 850, vit	826 liter	-86/-40°C
85637-02	ULUF 850-ST, rostfri	826 liter	-86/-40°C

ARCTIKO



Artnr

85664	ULUF 890, vit 2x2 kompressorer	786 liter	-90/-40°C
85664-02	ULUF 890-ST rostfri 2x2 kompressorer	786 liter	-90/-40°C
Utv 1492x885x1990 mm (BxDxH) 8 st hyllor, 10 st separata fack med dörrar, dubbla kompressorer			
85708	ULUF 850-2M, vit	786 liter	-86/-40°C
85708-02	ULUF 850-2M-ST, rostfri	786 liter	-86/-40°C

ARCTIKO**UPLTF- serien**

Singel kompressor
Digital display
Visuellt / Akustiskt larm
Tempsensor larm
Hög / låg temp larm
Kontakt för fjärrlarm
Skrivare (tillval)
2 st hjul, bak
Nyckellås

**Utv 595x630x1760 mm (BxDxH)
7 st lådor (kantisolerade)**

85461	UPLTF 275, vit	246 liter	-40/-10°C
--------------	----------------	-----------	-----------

**MUF- serien**

Batteri back-up ca 48 tim.
Digital display
Digitala styrenheten
Justerbar hög / låg temperatur larm
Låg värmeutveckling
Lås

Utv 495x660x680 mm (BxDxH)

85639	MUF 40	35 liter	-80/ -40°C
--------------	--------	----------	------------

**Portabel lågtemperatur box**

Digital display
Digitala styrenheten
Justerbar hög / låg temperatur larm
Säkerhetssystem för över nuvarande höga och låga temperaturer

Utv 230x262x390 mm (BxDxH)

85638	DP-80 Cryo porter exkl. aluminium block		-80/ 0 °C
--------------	---	--	-----------

Tillbehör Aluminiumblock

- * 96 hål för PCR-rör 0,2 ml
- * 48 hål för PCR-rör 0,5 ml
- * 48 hål för provrör 1,5 ml
- * 40 hål för Vialer, Kryorör 1,8 ml
- * 40 hål för Kryorör 2,0 ml



Tg-instrument

Lågtemperaturboxar

LTFE- serien

Singel kompressor
 Låg energi konsumtion
 Digital display
 Tempsensor larm
 Förbered för CO2 back-up
 Visuellt / Akustiskt larm
 Kontakt för fjärrlarm
 Justerbar hög / låg temperatur larm
 Förberedd GSM larm modul
 Skrivare (tillval)
 Manuell avfrostning
 Hjul
 Lås

ARCTIKO

Utv 722x698x885 mm (BxDxH)
1 st korg
 85612 LTFE 140, vit 130 liter -45/-10°C



Utv 1262x698x885 mm (BxDxH)
1 st korg
 85610 LTFE 290, vit 284 liter -45/-10°C



Utv 1562x698x885 mm (BxDxH)
1 st korg
 85611 LTFE 370, vit 368 liter -45/-10°C



Utv 1662x758x890 mm (BxDxH)
1 st korg
 85668 LTFE 515, vit 476 liter -45/-10°C



Artnr

LTF- serien

- Singel kompressor
- Låg energi konsumtion
- Digital display
- Tempsensor larm
- Förbered för CO2 back-up
- Visuellt / Akustiskt larm
- Kontakt för fjärrlarm
- Justerbar hög / låg temperatur larm
- Förberedd GSM larm modul
- Skrivare (tillval)
- Manuell avfrostning
- Lås

ARCTIKO

**Utv 552x648x850 mm (BxDxH)
1 st korg**

85620 LTF 85, vit 71 liter -60/-30°C



**Utv 720x695x850 mm (BxDxH)
1 st korg**

85667 LTF 225, vit 133 liter -60/-30°C



**Utv 1262x698x885 mm (BxDxH)
3 st korgar**

85622 LTF 325, vit 284 liter -60/-30°C



**Utv 1562x698x885 mm (BxDxH)
4 st korgar**

85623 LTF 425, vit 368 liter -60/-30°C



**Utv 1662x798x925 mm (BxDxH)
3 st korgar**

85624 LTF 535 476 liter -60/-30°C



ULTF- serien

Singel kompressor
 Låg energi konsumtion
 Batteri back-up ca 48 tim.
 Digital display
 Strömavbrott larm
 Tempsensor larm
 Förbered för CO2 back-up
 Visuellt / Akustiskt larm
 Kontakt för fjärrlarm
 Justerbar hög / låg temperatur larm
 Förberedd GSM larm modul
 Skrivare (tillval)
 Manuell avfrostning
 Lås

Utv 552x648x850 mm (BxDxH)
1 st frigolitlock

85625 ULTF 80, vit 71 liter -86/-40°C



Utv 920x695x885 mm (BxDxH)
3 st frigolitlock

85613 ULTF 220, vit 189 liter -86/-40°C



Utv 1262x698x885 mm (BxDxH)
3 st frigolitlock

85626 ULTF 320, vit 284 liter -86/-40°C



Utv 1562x698x885 mm (BxDxH)
4 st frigolitlock

85627 ULTF 420, vit 368 liter -86/-40°C



Artnr**Ultralåg temperatur boxar**

Dubbla kompressorer
Visuellt / Akustiskt larm
Strömavbrott larm
Justerbar hög / låg temperatur larm
Tempsensor larm
Kontakt för fjärrlarm
Batteri back-up ca 48 tim.
LN2 back-up (tillval)
Digital display
Porthål för anslutning till extern termometer
Manuell avfrostning
Lås

Utv 1420x960x1090 mm (BxDxH)

85791 CRYO 170 169 liter
-150°C/-140°C

Utv 1600x960x1090 mm (BxDxH)

85792 CRYO 230 230 liter
Dubbla lock
-150°C/-140°C

ARCTIKO


Lågtemperaturboxar

UNI serien -45/ -10 °C

Singel kompressor
 Digital styrenheten
 Elektronisk termostat
 Akustiskt larm
 Fjärrlarm (tillval)
 Temperatur skrivare (tillval)
 Lås



		UNI LT 11	UNI LT 21	UNI LT 31	UNI LT 41	UNI LT 51
Net. Volym	Liter	130	226	299	358	416
A	mm	725	1055	1305	1505	1705
B	mm	655	655	655	655	655
C	mm	865	865	865	865	865
D	mm	780	780	780	780	780
E	mm	520	850	1100	1300	1500
F	mm	320	650	900	1100	1300
G	mm	450	450	450	450	450
H	mm	650	650	650	650	650
J	mm	400	400	400	400	400
L	mm	850	850	850	850	850
Isolering	mm	100	100	100	100	100



PRO serien -60/ -30 °C

Singel kompressor
Digital styrenheten
Fjärrlarm (tillval)
Temperatur skrivare (tillval)
Hjul
Lås



		PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Omgivningstemperatur	°C	10°/30°	10°/30°	10°/30°	10°/30°	10°/30°
Net. Volym	Liter	130	230	300	360	485
Höjd med 50 mm hjul	mm	920	920	920	920	920
Höjd med öppet lock	mm	1620	1620	1620	1620	1620
Bredd	mm	720	1050	1300	1500	1700
Isolering	mm	100	100	100	100	100
Djup exkl. handtag och gångjärn	mm	730	730	730	730	730
Strömförbrukning vid + 25 °C	W	330	410	560	610	610
Temperaturområde	°C	-60°/-30°	-60°/-30°	-60°/-30°	-60°/-30°	-60°/-30°
Ljudnivå	dBa	≤ 51	≤ 51	≤ 51	≤ 51	≤ 51
Vikt	Kg	53	68	78	89	95

LAB serien -85/ -60 °C

Singel kompressor
Digital styrenheten
Akustiskt larm
Fjärrlarm (tillval)
CO² Back-up (tillval)
Temperatur skrivare (tillval)
Hjul
Lås



		LAB 11	LAB 31	LAB 51
Omgivningstemperatur	°C	15°/ 30°	15°/ 25°	15°/ 25°
Net. Volym	Liter	130	301	416
Höjd med 50 mm hjul	mm	920	920	920
Bredd	mm	720	1300	1700
Djup exkl. handtag och gångjärn	mm	650	650	650
Isolering	mm	100	100	100
Inv. mått (HxDxB)	mm	650x450x520/320	650x450x1100/900	650x450x1500/1300
Strömförbrukning vid + 25 °C	W	435	650	728
Strömförbrukning/ 24 h	Kwh	5,8	7,9	9,9
Spänning/ Ström	v/hz	220 v / 50 hz	220 v / 50 hz	220 v / 50 hz
Temperaturområde	°C	-85°/ -60°	-85°/ -60°	-85°/ -60°
Standardinställningar	°C	-80°	-80°	-80°
Ljudnivå	dBa	≤ 51	≤ 51	≤ 51
Vikt	Kg	56	80	95
Maximalfrys kapacitet per. 24H	Tim	4	5	6

Kyl/ Frysskåp**Gram Compact serie**

Temperaturområde kyl 2/12°C
 Temperaturområde frys -22/-5°C
 Rostfritt stål eller vitlackerat skåp
 Isolerad dörr eller glasdörr
 Ventilerat luftfördelningssystem med automatisk
 avfrostning
 Digital temperaturvisning
 Dörrlås
 Väggupphängd lösning eller uppställning av två
 skåp ovanpå varann

**Utv 595x640x830 mm (BxDxH) 3
hyllor**

85760	K 210 LG 3W, vit	104 liter	2/12°C
857601	KG 210 LG 3W, vit, glasdörr	104 liter	2/12°C
857602	F 210 LG 3W, vit	104 liter	-22/-5°C

**Utv 595x640x1300 mm (BxDxH)
4 hyllor**

85745	K 310 LG L1 4W, vit	189 liter	2/12°C
85746	KG 310 LG L1 4W, vit, glasdörr	189 liter	2/12°C
85747	K 310 LG L1 4W, vit	189 liter	-22/-5°C

**Utv 595x640x1875 mm (BxDxH)
6 hyllor**

85761	K 410 LG L1 6W, vit	312 liter	2/12°C
857611	KG 410 LG L1 6W, vit, glasdörr	312 liter	2/12°C
85762	F 410 LG L1 6W, vit	312 liter	-22/-5°C

**Utv 695x868x2010 mm (BxDxH)
4 hyllor**

85742	K 610 LG L2 4N, vit	513 liter	2/12°C
85744	KG 610 LG L2 4N, vit, glasdörr	513 liter	2/12°C
85743	F 610 LG L2 4N, vit	513 liter	-22/-5°C



Gram Midi serie

Temperaturområde kyl 2/12°C
 Temperaturområde frys -22/-5°C
 Rostfritt stål eller vitlackerat skåp
 Isolerad dörr eller glasdörr
 Ventilerat luftfördelningssystem med automatisk
 avfrostning
 Digital temperaturvisning
 Akustiskt dörrlarm
 Dörrlås

**388 liter, 4 hyllor, utv 600x731x2000 mm (BxDxH)**

85736	K 425 LSG 4N, vit	2/12°C
85737	KG 425 LSG 4W K, vit, glasdörr	2/12°C
85738	F 425 LSG 4N, vit	-22/-5°C
85739	FG 425 LSG 4W K, vit, glasdörr	-22/-5°C

**571 liter, 4 hyllor, utv 815x731x2000 mm (BxDxH)**

85764	K 625 LSG 4N	vitlackerad	2/12°C
85779	KG 625 LSG 4W K med glasdörr	vitlackerad	2/12°C
85763	F 625 LSG 4N	vitlackerad	-22/-5°C
85780	FG 625 LSG 4W K med glasdörr	vitlackerad	-22/-5°C



Blodbanksskåp**BioBlood**

E-sensor
 Akustisk dörr och temperatur larm som kan programmeras individuellt
 Larm inspelning och kalibrerings funktion
 Skrivare (tillval)
 Smart avfrostning och automatisk återavdunstning av smältvattnet.
 Fotpedal
 Lås
 Finns i rostfritt stål eller vitlackerat

365 liter, utv 600x806x2025/2075 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85684	BioBlood BR500 glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85684-1	BioBlood BR500 glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85685	BioBlood BF500	vitlackerad	-25/-5°C
85685-1	BioBlood BF500	rostfri	-25/-5°C

432 liter, utv 695x876x1874/2124 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85686	BioBlood BR600D glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85686-1	BioBlood BR600D glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85687	BioBlood BB600D	vitlackerad	-25/-5°C
85687-1	BioBlood BF600D	rostfri	-25/-5°C



432 liter, utv 815x756x1874/2125 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85688	BioBlood BR600W glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85688-1	BioBlood BR600W glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85689	BioBlood BF600W	vitlackerad	-25/-5°C
85689-1	BioBlood BF600W	rostfri	-25/-5°C



484 liter, utv 695x876x1874/2124 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack

85690	BioBlood 660D glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85690-1	BioBlood 660D glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85691	BioBlood BF660D	vitlackerad	-25/-5°C
85691-1	BioBlood BF660D	rostfri	-25/-5°C



**484 liter, utv 815x756x2023/2273 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85692	BioBlood 660W glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85692-1	BioBlood 660W glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85693	BioBlood 660W	vitlackerad	-25/-5°C
85693-1	BioBlood 660W	rostfri	-25/-5°C



**864 liter, utv 1390x856x1874/2124 mm (BxDxH)
10 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85694	BioBlood BR1270 glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85694-1	BioBlood BR1270 glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85695	BioBlood BF1270	vitlackerad	-25/-5°C
85695-1	BioBlood BF1270	rostfri	-25/-5°C



**968 liter, utv 1390x876x2023/2273 mm (BxDxH)
10 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85696	BioBlood BR1400 glasdörr	vitlackerad	2/ 6°C
85696-1	BioBlood BR1400 glasdörr	rostfri	2/ 6°C
85697	BioBlood BF1400	vitlackerad	-25/-5°C
85697-1	BioBlood BF1400	rostfri	-25/-5°C



Plasmafrysskåp

BioBlood

**303 liter, utv 600x731x1979/2000 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85698	BioBlood PF425	vitlackerad	-40/-5°C
85698-1	BioBlood PF425	rostfri	-40/-5°C



**432 liter, utv 815x756x1874/2125 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85699	BioBlood PF600W	vitlackerad	-35/-5°C
85699-1	BioBlood PF600W	rostfri	-35/-5°C



**484 liter, utv 815x756x2023/2273 mm (BxDxH)
5 st hyllor/ lådor/ indelningsfack**

85700	BioBlood PF660W	vitlackerad	-35/-5°C
85700-1	BioBlood PF660W	rostfri	-35/-5°C



Artnr

Scilencio

Digital termometer som visar den aktuella temperaturen i skåpet
Låsbar dörr
De utdragbara lådorna har transparent front för att undvika temperatur-höjning
Innerbelysning
Omhängningsbar dörr
Fristående och inbyggnadsmodell
Automatisk avfrostning

Utv 422x393x580 mm (BxDxH)

85769 DS 301 H 28 liter 2/ 6°C

**Utv 486x494x592 mm (BxDxH)**

85771 DS 601 H 53 liter 2/ 6°C

**Kylskåp**

Med integrerat 5 l kallt förvaringsfack
1 hylla
1 istärningslåda
Flaskställ för 2 l flaskor
2 justerbara fötter
Justerbar temperatur
Klimatklass N (16 - 32 OC)
Buller: 42 dB(A)
Dörröppning på höger sida, vändbar
Vikt: 16 kg



TASTEFUL TECHNOLOGY

Utv 510x440x470 mm (BxDxH)

85719 KS 9827 47 liter 3/ 7°C

**Frysskåp**

1 hylla
1 istärningslåda
2 justerbara fötter
Justerbar temperatur
Lagringstid vid avstängning: 7 timmar
Klimatklass N (16 - 32 OC)
Buller: 42 dB(A)
Infrysningkapacitet: 2.5 kg/24 h
Dörröppning på höger sida, vändbar
Vikt: 18 kg

Utv 525x440x490 mm (BxDxH)

85720 KS 9807 36 liter -24/-18°C



Art nr

SLEE medical
 an argentec company
85539 Rotationsmikrotom Cut 4062 manuell

Automatisk infällning på returdraget
 Bekväm trimfunktion i 4 steg (10, 20, 30 eller 40 µm)
 Provstavsstorlek upp till 50 x 50 mm
 Akustisk signal för ändläge av prov
 Snittar från: 0,5 µm - 60 µm:
 0,5 µm från 0,5 µm - 2 µm
 1,0 µm från 2 µm - 10 µm
 2,0 µm från 10 µm - 60 µm
 Horisontellt snittdjup: 28 mm
 Vertikal snitthöjd: 60 mm
 DxBxH: 495x400x290 mm

**85541 Rotationsmikrotom Cut 5062 halv automatisk**

Motoriserad trimning upp till 300 µm, fritt programmerbar
 Motoriserad provhållare med retur
 Automatiskt framdrivning i 2 hastigheter
 Provstavsstorlek upp till 50 x 50 mm
 Utrustad med indragning, fritt programmerbar upp till 200 µm
 Automatisk stopp-funktion
 Snittar från 0,5 µm - 100 µm:
 0,5 µm from 0,5 µm - 2 µm
 1,0 µm from 2 µm - 10 µm
 2,0 µm from 10 µm - 60 µm
 5,0 µm from 50 µm - 100 µm
 Horisontellt snittdjup: 28 mm
 Vertikal snitthöjd: 60 mm
 DxBxH: 495x400x290 mm

**85542 Rotationsmikrotom Cut 6062 hel automatisk**

Motoriserad trimning upp till 300 µm, fritt programmerbar
 Motoriserad provhållare med retur
 Automatiskt framdrivning i 2 hastigheter
 Hastighet för snittning och retur kan ställas in separat
 Skärhastighet steglöst inställbar 3 till 300 mm/sek
 Provstavsstorlek upp till 50 x 50 mm
 Snittar från 0,5 µm - 100 µm:
 0,5 µm from 0,5 µm - 2 µm:
 1,0 µm from 2 µm - 10 µm
 2,0 µm from 10 µm - 50 µm
 5,0 µm from 50 µm - 100 µm
 Horisontellt snittdjup: 28 mm
 Vertikal snitthöjd: 60 mm
 Fotpedal
 Nödstopp
 DxBxH: 495x400x290 mm

**Kylaggregat för mikrotomer**

Den snabba kylaggregatet består av en kompressor kylsystem med en flexibel slang och ett kylblock som kan anpassas till en standard föremål av SLEE mikrotomer.
 Extremt tyst på grund av speciella ventiler
 Själv optimerad regulator för temperaturnoggrannhet
 Manuell avfrostning
 Hög kylkapacitet till -45 ° C
 DxBxH: 410x485x310 mm
 Slang: 2 m



Art nr

SLEE medical
an orgentec company

85560

MPS / P1 är utrustad med en toppmodern mikroprocessor som automatiskt reglerar temperaturen hos varje område och behållare.

Manuell spak och fotpedal för parafindispenser.

Parafinbehållare: 3,3 liter

2 st uppvärmningstråg för 80 kassetter och 200 inbäddningsformar.

Justerbart förstoringsglas

LED belysning

Kylplatta



85562

MPS / P2

Utmatningsenhet

Parafinbehållare: 5 liter

Kyl temperatur -5°C

LED belysning

Kontinuerlig flödesjustering

Justerbar pincethållare

Elektriskt uppvärmda pincetter (tillval)

Programmerbar arbetstid



MPS / W

Uppvärmningsenhet

Uppvärmningstråg för 150 kassetter och 500 inbäddningsformar.

Programmerbar arbetstid



MPS / C

Kylenhet

Kylplatta för 50 till 80 kassetter

Programmerbar arbetstid



MPS / P

Doseringsmodul

LED belysning

Parafinbehållare: 5 liter

Uppsamlingsbricka samlar överskott paraffin och håller arbetsområdet rent.

Systemet säkerställer en homogen flödes hastighet av paraffin som kan justeras individuellt. Paraffin flödet kan aktiveras antingen manuellt eller via fotpedal. En integrerad högeffektiv kylningsplats ger kontinuerligt låga temperaturer under hela arbetsprocessen.

MPS / P är utrustad med en toppmodern mikroprocessor som automatiskt reglerar temperaturen hos varje område och behållare.

Programmerbar arbetstid



MTM II

Helautomatisk vävnadsprocessor

Vävnadsprocessor för snabba biopsier. Instrumentet kan antingen användas för helautomatisk snabb bearbetning av biopsier eller volymer upp till 300 prover.

Systemet kan drivas med traditionella reagens eller med de flesta av xylol och etylalkohol substitut .

- Säker och homogen vävnadsbehandling med förvärmade reagenser (EHE)
- Helautomatisk reagens ledningssystem
- Automatisk rengöringscykel
- Intuitiv styrning via 15 " pekskärm
- Ventilation med kolfilter
- Fjärr larmsystem



MTP

Vävnadsprocessor, karusell garanterar skonsam och pålitlig provbehandling i samband med toppmoderna kontrollfunktioner. Provet kan fördubblas till 240 kassetter per körning med en andra transportkorg. För snabbare och avsevärt förbättrad bearbetning av vävnad, kan instrumentet eventuellt förses med vakuummaggregat för alla paraffin bågare eller alla positioner, inklusive reagensbågare.

Farliga ångor elimineras effektivt genom en punktutsug och därigenom ökad användarsäkerhet.

Inbyggd UPS-system skyddar dina prover

Inbyggt batteri

Upp till 240 kassetter per körning

Intuitiv kontrollpanel

Fördröjd startfunktion

System Status Monitor

Lösenordsskyddad programvara



Extra tillbehör för skräddarsydda konfigurationer:

Reagensbågare i eloxerad aluminium

Sorteringsbricka

Perspekkåpa

Punktutsug inkl. kolfilter

Vakuumpunktutsug för reagens- och paraffinbågare

TWIN konfiguration för två provkorgar

Fjärr Larmsystem

MSM

Vävnadsinfärgare, karusell är utformad för att uppfylla de grundläggande kraven för rutininfärgning i histologi och cytologi laboratorier. Instrumentet är utrustat med antingen 12 eller 24 inkubationsstationer som innehåller upp till 400 ml. Farliga ångor elimineras effektivt genom en punktutsug och därigenom ökad användarsäkerhet .

Inbyggd UPS-system skyddar dina prover

Inbyggt batteri

Intuitiv kontrollpanel

Flex-programmering tillåter olika protokoll samtidigt som man utnyttjar samma reagens

En last eller dubbel belastning

Dragskåp med integrerat ventilationssystem (tillval)

Torkningsstation upp till 70°C (tillval)



Kern våg, 440 serie

En enkel laboratorievåg
 Finns i olika modeller med maxvikt från 0,6-6 kg,
 Avläsning 0,001- 1 g, min vikt 0,002-2 g
 LCD display



Kern våg, DE-D serie

Finns i olika modeller med maxvikt från 3 kg till 300 kg
 kg
 Stor LCD display
 Tillbehör:
 Displayställ
 Skrivare



Kern våg, SFE serie

Stor LCD display med förstärkt skydd mot vatten och damm.
 Finns i olika modeller med maxvikt från 6 kg till 300 kg
 kg
 Avläsning 2-100 g, min vikt 40-2000 g



Kern våg, HFB serie

En praktisk våg för lodrät vägning
 Snabbfäste för enkel upphängning
 Dubbel display
 Fjärrkontroll
 Batteri ingår
 Viktområde max:
 150 kg, avläsning 50 g, min 3,2 kg
 300 kg, avläsning 100 g, min 3,2 kg
 600 kg, avläsning 200 g, min 3,2 kg



För fler alternativ vg kontakta oss

Lyftsystem för Mors

System i aluminium för hantering av Mors
Systemet monteras med en skena i taket
(alternativt) med två skenor och en travers.
Monteras lämpligen i betongtak eller liknande.

Hi-Trac 2002 lyftmotor inkl handkontroll
Batteridrift, lyftkapacitet 300 kg
Ladarstation till Hi-Trac



Lyftbricka

Helt i rostfritt utförande
Saxlåsning som gör brickan självlåsand vid belastning.
Användes till bl.a förflyttninga av Mors från och till
bord samt nersänkning i kista.

Lyftkapacitet 300 kg
Brickor
Längd: 800 mm
Bredd: 2x200 mm
Höjd: 1100 mm



Bårställningar



Dissektionsbord



Kylanläggningar



Obduktionsbord



Transportvagnar



Tillbehör

