



LAWTON


MEDIZINTECHNIK



SUPERCUT	Scheren mit Messerschliff
SUPERCUT	Scissors with knife edge
SUPERCUT	Tijeras con corte tipo bisturí
SUPERCUT	Ciseaux avec aiguisage tranchant
SUPERCUT	Forbici con affilatura a scalpello



SUPERCUT Scheren mit Messerschliff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici con affilatura a scalpello e dentellatura micro



Bei SUPERCUT Scheren hat ein Scherenblatt die Schneidegeometrie eines Messers, was auch bei grobem Gewebe einen mühelosen, messerartigen Schnitt ermöglicht.

Durch den Messerschliff wird auch die Quetschwirkung und damit die Traumatisierung des Gewebes wesentlich vermindert.

Die Mikroverzahnung am anderen Scherenblatt verhindert das Abgleiten oder Wegschieben des Schnittgutes.

Eine Verwechslung mit herkömmlichen Scheren ist durch die schwarze Kennzeichnung der Ringgriffe ausgeschlossen.

SUPERCUT Scheren mit Messerschiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici con affilatura a scalpello e dentellatura micro



Scissors with SUPERCUT have one razor blade which allows an easy and clean cut even through thick tissue.

The razor cutting edge reduces the squeezing and traumatic effect at the tissue.

The micro serration at the opposite blade prevents sliding of the tissue.

A mix-up with regular scissors is almost impossible due to the black identification of the ring handles.

Las tijeras SUPERCUT tienen una hoja geométrica cortante, lo que posibilita un corte liso y sin esfuerzo en el tejido grueso.

El corte tipo bisturí impide traumatizar el tejido considerablemente.

El microdentado opuesto a la hoja lisa disminuye el deslizamiento y empujamiento del tejido.

El marcaje negro sobre el instrumento, impide una equivocación con otros instrumentos convencionales.

Une des lames du ciseau SUPERCUT a la géométrie tranchante d'un couteau ce qui permet de couper tous les tissus, même les plus épais, de façon aisée et nette.

La lame couteau permet de réduire considérablement l'écrasement et le traumatisme des tissus.

La denture micro de l'autre lame évite que le tissu coupé glisse ou soit repoussé.

Aucune confusion avec des ciseaux conventionnels n'est possible, grâce au marquage par les anneaux noirs.

Le forbici SUPERCUT hanno una lama con sezione a coltello. Questo rende facile anche il taglio del tessuto meno delicato.

Questa caratteristica riduce la pressione di taglio e di conseguenza la traumatizzazione del tessuto.

La microdentellatura nell'altra lama garantisce una presa sicura del tessuto da tagliare.

La particolarità degli anelli neri evita di confonderle con le forbici tradizionali.



SUPERCUT Feine chirurgische Scheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung

SUPERCUT Delicate Surgical Scissors with knife edge and micro serration

SUPERCUT Tijeras finas para cirugía con corte tipo bisturí y microdentado

SUPERCUT Ciseaux chirurgicaux fins avec aiguisage tranchant et dents micro

SUPERCUT Forbici fini per chirurgia con affilatura a scalpello e dentellatura micro



► **05-0314-SC**
10,5 cm, 4 $\frac{1}{8}$ "



05-0315-SC
10,5 cm, 4 $\frac{1}{8}$ "



05-0320-SC
11,5 cm, 4 $\frac{1}{2}$ "



05-0321-SC
11,5 cm, 4 $\frac{1}{2}$ "



◀ 1/2

05-0314-SC
- 05-0321-SC

Irisscheren

Iris Scissors

Tijeras para iridectomía

Ciseaux à iridectomie

Forbici per iridectomia



► **76-0415-SC**
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "



76-0416-SC
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "



► **05-0232-SC**
13 cm, 5 $\frac{1}{8}$ "



05-0233-SC
13 cm, 5 $\frac{1}{8}$ "



◀ 1/2

SEALY
76-0415-SC
- 76-0416-SC



◀ 1/2

JABALEY
05-0232-SC
- 05-0233-SC

SUPERCUT Chirurgische Scheren mit Messerschliff und Mikroverzahnung

SUPERCUT Surgical Scissors with knife edge and micro serration

SUPERCUT Tijeras para cirugía con corte tipo bisturí y microdentado

SUPERCUT Ciseaux à chirurgie avec aiguisage tranchant et dents micro

SUPERCUT Forbici per chirurgia con affilatura a scalpello e dentellatura micro



► **05-0236-SC**
14 cm, 5½"

05-0237-SC
14 cm, 5½"

JOSEPH
05-0236-SC
- **05-0237-SC**



► **05-0240-SC**
16 cm, 6¼"

05-0241-SC
16 cm, 6¼"


KELLY
05-0240-SC
- **05-0241-SC**



► **05-0112-SC**
14,5 cm, 5¾"

05-0117-SC
14,5 cm, 5¾"

STANDARD
05-0112-SC
- **05-0117-SC**



► **05-0122-SC**
14,5 cm, 5¾"

05-0127-SC
14,5 cm, 5¾"

STANDARD
05-0122-SC
- **05-0127-SC**



SUPERCUT Präparierscheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione con affilatura a scalpello e dentellatura micro



76-0451-SC
17 cm, 6¾"



76-0453-SC
19 cm, 7½"



► **76-0455-SC**
23 cm, 9"

für "Facelift" • for "facelift" • para "facelift" • pour "facelift" • per "facelift"

GORNEY
76-0451-SC
- 76-0455-SC

1/2



76-0461-SC
17 cm, 6¾"



76-0463-SC
19 cm, 7½"



► **76-0465-SC**
23 cm, 9"

für "Facelift" • for "facelift" • para "facelift" • pour "facelift" • per "facelift"

GORNEY-FREEMAN
76-0461-SC
- 76-0465-SC

1/2

SUPERCUT **Unterminierscheren** mit Messerschliiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Undermining Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras para tunelización con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à tunnelisation avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per vasi e nervi con affilatura a scalpello e dentellatura micro



► **76-0480-SC**
14 cm, 5½"

76-0481-SC
14 cm, 5½"


PECK-JOSEPH
76-0480-SC
-76-0481-SC



KAYE
05-0581-SC
11,5 cm, 4½"



PAR-GREENBERG
05-0583-SC
11,5 cm, 4½"



05-0585-SC
13,5 cm, 5¼"

► **05-0543-SC**
15 cm, 6"

05-0587-SC
17,5 cm, 7"

KILNER (RAGNELL)
05-0543-SC
-05-0587-SC



METZENBAUM-FREEMAN
05-0599-SC
18 cm, 7"



SUPERCUT Präparierscheren mit Messerschleif und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione con affilatura a scalpello e dentellatura micro



► **05-0450-SC**
14,5 cm, 5¾"



05-0460-SC
17 cm, 6¾"



05-0464-SC
23 cm, 9"



05-0451-SC
14,5 cm, 5¾"



05-0461-SC
17 cm, 6¾"



05-0465-SC
23 cm, 9"



MAYO
05-0450-SC
-05-0465-SC

SUPERCUT Präparierscheren mit Messerschiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione con affilatura a scalpello e dentellatura micro



05-0482-SC
15 cm, 6"



► **05-0490-SC**
17 cm, 6¾"



► **05-0416-SC**
16,5 cm, 6½"



05-0483-SC
15 cm, 6"



05-0491-SC
17 cm, 6¾"



05-0417-SC
16,5 cm, 6½"

MAYO-STILLE
05-0482-SC
-05-0491-SC

LEXER
05-0416-SC
-05-0417-SC



SUPERCUT Präparierscheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione con affilatura a scalpello e dentellatura micro



BABY-METZENBAUM
63-0402-SC
-63-0403-SC




1/1

► **63-0402-SC**
 11,5 cm, 4½"



1/1

► **63-0403-SC**
 11,5 cm, 4½"



1/1

► **05-0554-SC**
 12,5 cm, 5"



1/1

► **05-0555-SC**
 12,5 cm, 5"



METZENBAUM (KNAPP)
05-0554-SC
-05-0555-SC



METZENBAUM
05-0560-SC
-05-0561-SC



1/1

► **05-0560-SC**
 14,5 cm, 5¾"



1/1

► **05-0561-SC**
 14,5 cm, 5¾"



1/1

► **05-0609-SC**
 15,5 cm, 6"



1/1

► **05-0610-SC**
 15,5 cm, 6"



METZENBAUM
05-0609-SC
-05-0610-SC

SUPERCUT Präparierscheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione con affilatura a scalpello e dentellatura micro



► **05-0619-SC**
18 cm, 7"



05-0621-SC
20,5 cm, 8"



05-0640-SC
23 cm, 9"



METZENBAUM
05-0619-SC
-05-0641-SC



05-0620-SC
18 cm, 7"



05-0622-SC
20,5 cm, 8"



05-0641-SC
23 cm, 9"



SUPERCUT Präparierscheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione con affilatura a scalpello e dentellatura micro



05-0642-SC
26 cm, 10¼"



► **05-0644-SC**
28,5 cm, 11¼"



05-0652-SC
31 cm, 12¼"



05-0643-SC
26 cm, 10¼"



05-0645-SC
28,5 cm, 11¼"



05-0653-SC
31 cm, 12¼"



NELSON-METZENBAUM
05-0642-SC
-05-0653-SC

SUPERCUT Präparierscheren, feine Modelle mit Messerschliff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Dissecting Scissors, delicate patterns with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras de disección, modelos finos con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux à dissection, modèles fins avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici per dissezione, modelli delicati con affilatura a scalpello e dentellatura micro



TOENNIS-ADSON
05-0575-SC
 17,5 cm, 7"



METZENBAUM
05-0659-SC
-05-0665-SC

05-0659-SC
 14,5 cm, 5¾"

► **05-0661-SC**
 18 cm, 7"



05-0663-SC
 20,5 cm, 8"



05-0665-SC
 23 cm, 9"



► **05-0667-SC**
 26 cm, 10¼"

NELSON-METZENBAUM
05-0667-SC
-05-0671-SC

◄ 1/2



1/1



1/1

05-0669-SC
 28,5 cm, 11¼"



1/1

05-0671-SC
 31cm, 12¼"



SUPERCUT Feine Präparier- und Sehnscheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung
SUPERCUT Delicate Dissecting and Tendon Scissors with knife edge and micro serration
SUPERCUT Tijeras finas de disección y tenotomía con corte tipo bisturí y microdentado
SUPERCUT Ciseaux fins à dissection et à ténatomie avec aiguisage tranchant et dents micro
SUPERCUT Forbici fini per dissezione e per tenotomia con affilatura a scalpello e dentellatura micro



STEVENS
63-0420-SC
-63-0431-SC



► **63-0420-SC**
 10,5 cm, 4 $\frac{1}{8}$ "



63-0421-SC
 10,5 cm, 4 $\frac{1}{8}$ "



63-0430-SC
 11,5 cm, 4"



63-0431-SC
 11,5 cm, 4 $\frac{1}{2}$ "



STEVENS
05-0344-SC
-05-0345-SC



► **05-0344-SC**
 13,5 cm, 5 $\frac{1}{4}$ "



05-0345-SC
 13,5 cm, 5 $\frac{1}{4}$ "



JAMESON (REYNOLDS)
05-0601-SC
-05-0603-SC



► **05-0601-SC**
 15,5 cm, 6"



05-0603-SC
 18 cm, 7"

SUPERCUT Zahnfleissscheren

SUPERCUT Gum Scissors

SUPERCUT Tijeras para encías

SUPERCUT Ciseaux pour gencives

SUPERCUT Forbici per gengive

Gefäßscheren

Vascular Scissors

Tijeras vasculares

Ciseaux vasculaires

Forbici vascolari



► **05-0440-SC**
13 cm, 5 1/8"



05-0441-SC
13 cm, 5 1/8"



GOLDMANN-FOX
05-0440-SC
-05-0441-SC

Zahnfleissscheren
Gum Scissors
Tijeras para encías
Ciseaux pour gencives
Forbici per gengive



30-0211-SC
18 cm, 7"



30-0212-SC
18 cm, 7"



30-0213-SC
17,5 cm, 7"



30-0214-SC
17 cm, 6 3/4"




HEGEMANN-DIETRICH
30-0211-SC
-30-0214-SC

Gefäßscheren
Vascular Scissors
Tijeras vasculares
Ciseaux vasculaires
Forbici vascolari



► **30-0200-SC**
19 cm, 7"



30-0205-SC
18,5 cm, 7 1/4"



30-0210-SC
18 cm, 7"



POTTS-SMITH
30-0200-SC
-30-0210-SC

Gefäßscheren
Vascular Scissors
Tijeras vasculares
Ciseaux vasculaires
Forbici vascolari



SUPERCUT Rhinoplastische Scheren mit Messerschliiff und Mikroverzahnung

SUPERCUT Rhinoplasty Scissors with knife edge and micro serration

SUPERCUT Tijeras para rinoplastía con corte tipo bisturí y microdentado

SUPERCUT Ciseaux pour rhinoplastie avec aiguisage tranchant et dents micro

SUPERCUT Forbici per rinoplastica con affilatura a scalpello e dentellatura micro



FOMON
76-0619-SC
11,5 cm, 4½"



HEYMANN
71-0100-SC
17,5 cm, 7"



FOMON
76-0629-SC
14 cm, 5½"



COTTLE
76-0640-SC
16 cm, 6¼"

SUPERCUT Uterusschere
 SUPERCUT Uterine Scissors
 SUPERCUT Tijeras uterinas
 SUPERCUT Ciseaux utérins
 SUPERCUT Forbici da utero

Damm- (Episiotomie-) Schere
 Perineum (Episiotomy) Scissors
 Tijeras para perineo (episiotomía)
 Ciseaux à périnée (à épisiotomie)
 Forbici per perineo (episiotomia)



1/2

Uterusschere
 Uterine scissors
 Tijeras uterinas
 Ciseaux utérins
 Forbici da utero

SIMS
05-0745-SC
 20 cm, 8"



1/2

Damm- (Episiotomie-) Schere
 Perineum (episiotomy) scissors
 Tijeras para perineo (episiotomía)
 Ciseaux à périnée (à épisiotomie)
 Forbici per perineo (episiotomia)

96-0989-SC
 19,5 cm, 7³/₄"



1/2

LISTER
05-0830-SC
-05-0860-SC



1/1

► **05-0830-SC**
 14,5 cm, 5³/₄"



1/1

05-0850-SC
 18 cm, 7"



1/1

05-0860-SC
 20 cm, 8"

Verbandschere • Bandage Scissors • Tijeras para vendajes • Ciseaux à pansements • Forbici per bendaggi



Nummernverzeichnis


Index of Numbers

Indice de números de referencias

Index des numéros de références

Indice dei codici

Kat. -Nr.		Seite	Kat. -Nr.		Seite
Cat. No.		Page	Cat. No.		Page
Núm. Ref.		Página	Núm. Ref.		Página
No. Réf.		Page	No. Réf.		Page
No. Cat		Pagina	No. Cat		Pagina
05					
05-0112-SC	STANDARD.....	5	05-0644-SC	NELSON-METZENBAUM....	12
05-0117-SC	STANDARD.....	5	05-0645-SC	NELSON-METZENBAUM....	12
05-0122-SC	STANDARD.....	5	05-0652-SC	NELSON-METZENBAUM....	12
05-0127-SC	STANDARD.....	5	05-0653-SC	NELSON-METZENBAUM....	12
05-0232-SC	JABALEY.....	4	05-0659-SC	METZENBAUM.....	13
05-0233-SC	JABALEY.....	4	05-0661-SC	METZENBAUM.....	13
05-0236-SC	JOSEPH.....	5	05-0663-SC	METZENBAUM.....	13
05-0237-SC	JOSEPH.....	5	05-0665-SC	METZENBAUM.....	13
05-0240-SC	KELLY.....	5	05-0667-SC	NELSON-METZENBAUM....	13
05-0241-SC	KELLY.....	5	05-0669-SC	NELSON-METZENBAUM....	13
05-0314-SC	4	05-0671-SC	NELSON-METZENBAUM....	13
05-0315-SC	4	05-0745-SC	SIMS.....	17
05-0320-SC	4	05-0830-SC	LISTER.....	17
05-0321-SC	4	05-0850-SC	LISTER.....	17
05-0344-SC	STEVENS.....	14	05-0860-SC	LISTER.....	17
05-0345-SC	STEVENS.....	14			
05-0416-SC	LEXER.....	9	30		
05-0417-SC	LEXER.....	9	30-0200-SC	POTTS-SMITH.....	15
05-0440-SC	GOLDMANN-FOX.....	15	30-0205-SC	POTTS-SMITH.....	15
05-0441-SC	GOLDMANN-FOX.....	15	30-0210-SC	POTTS-SMITH.....	15
05-0450-SC	MAYO.....	8	30-0211-SC	HEGEMANN- DIETRICH....	15
05-0451-SC	MAYO.....	8	30-0212-SC	HEGEMANN- DIETRICH....	15
05-0460-SC	MAYO.....	8	30-0213-SC	HEGEMANN- DIETRICH....	15
05-0461-SC	MAYO.....	8	30-0214-SC	HEGEMANN- DIETRICH....	15
05-0464-SC	MAYO.....	8			
05-0465-SC	MAYO.....	8	63		
05-0482-SC	MAYO-STILLE.....	9	63-0402-SC	BABY-METZENBAUM.....	10
05-0483-SC	MAYO-STILLE.....	9	63-0403-SC	BABY-METZENBAUM.....	10
05-0490-SC	MAYO-STILLE.....	9	63-0420-SC	STEVENS.....	14
05-0491-SC	MAYO-STILLE.....	9	63-0421-SC	STEVENS.....	14
05-0491-SC	MAYO-STILLE.....	9	63-0430-SC	STEVENS.....	14
05-0543-SC	KILNER (RAGNELL).....	7	63-0431-SC	STEVENS.....	14
05-0554-SC	METZENBAUM (KNAPP)....	10			
05-0555-SC	METZENBAUM (KNAPP)....	10	71		
05-0560-SC	METZENBAUM.....	10	71-0100-SC	HEYMANN.....	16
05-0561-SC	METZENBAUM.....	10			
05-0575-SC	TOENNIS-ADSON.....	13	76		
05-0581-SC	KAYE.....	7	76-0415-SC	SEALY.....	4
05-0583-SC	PAR-GREENBERG.....	7	76-0416-SC	SEALY.....	4
05-0585-SC	KILNER (RAGNELL).....	7	76-0451-SC	GORNEY.....	6
05-0587-SC	KILNER (RAGNELL).....	7	76-0453-SC	GORNEY.....	6
05-0599-SC	METZENBAUM-FREEMAN.....	7	76-0455-SC	GORNEY.....	6
05-0601-SC	JAMESON (REYNOLDS)....	14	76-0461-SC	GORNEY-FREEMAN.....	6
05-0603-SC	JAMESON (REYNOLDS)....	14	76-0463-SC	GORNEY-FREEMAN.....	6
05-0609-SC	METZENBAUM.....	10	76-0465-SC	GORNEY-FREEMAN.....	6
05-0610-SC	METZENBAUM.....	10	76-0480-SC	PECK-JOSEPH.....	7
05-0619-SC	METZENBAUM.....	11	76-0481-SC	PECK-JOSEPH.....	7
05-0620-SC	METZENBAUM.....	11	76-0619-SC	FOMON.....	16
05-0621-SC	METZENBAUM.....	11	76-0629-SC	FOMON.....	16
05-0622-SC	METZENBAUM.....	11	76-0640-SC	COTTLE.....	16
05-0640-SC	METZENBAUM.....	11			
05-0641-SC	METZENBAUM.....	11	96		
05-0642-SC	NELSON-METZENBAUM....	12	96-0989-SC	17
05-0643-SC	NELSON-METZENBAUM....	12			



Ihr Fachhändler:

Your distributor:

Su distribuidor:

Votre distributeur:

Il Vs. distributore è:

LAWTON

MEDIZINTECHNIK

LAWTON GmbH & Co. KG

Württembergischer Str. 23

Postfach 45

Telefon: +49 (0) 7463 99 65-0

e-mail: info@lawton.de

D-78567 Fridingen/Germany

D-78565 Fridingen/Germany

Telefax: +49 (0) 7463 99 65-20

<http://www.lawton.de>