

SIEBKÖRBE

BASKETS

[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lifes.“

[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt.“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.



[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]


Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor. It is often a long way before our goods reach their final destination from our stock. We do our utmost that your order arrives in time and to your entire satisfaction.



01	SIEBKÖRBE BASKETS		1 - 8
02	SILIKONMATTEN SILICONE MATS		9 - 10

01

■ SIEBKÖRBE
BASKETS







SIEBKÖRBE MIT LOCHBLECHWANDUNG

BASKETS WITH PERFORATED SIDE WALLS

■ für 1/1 Container

■ for 1/1 containers



- Lochblechwandung
- geschweißtes Drahtgewebe
- Fallgriffe
- ohne Bodenrahmen
- glatte, runde Kanten
- rostfreier Stahl

- perforated side walls
- welded square mesh
- drop handles
- without bottom frame
- smooth, round edges
- stainless steel

	Maße B x T x H
88.609.82	540 x 255 x 50 mm
88.609.83	540 x 255 x 70 mm
88.609.84	540 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.609.82	540 x 255 x 50 mm
88.609.83	540 x 255 x 70 mm
88.609.84	540 x 255 x 100 mm

88.609.72	485 x 255 x 50 mm
88.609.73	485 x 255 x 70 mm
88.609.74	485 x 255 x 100 mm

88.609.72	485 x 255 x 50 mm
88.609.73	485 x 255 x 70 mm
88.609.74	485 x 255 x 100 mm

■ für 3/4 Container

■ for 3/4 containers


	Maße B x T x H
88.619.72	405 x 255 x 50 mm
88.619.73	405 x 255 x 70 mm
88.619.74	405 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.619.72	405 x 255 x 50 mm
88.619.73	405 x 255 x 70 mm
88.619.74	405 x 255 x 100 mm



■ für 1/2 Container

■ for 1/2 containers




	Maße B x T x H
88.629.72	255 x 245 x 50 mm
88.629.73	255 x 245 x 70 mm
88.629.74	255 x 245 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.629.72	255 x 245 x 50 mm
88.629.73	255 x 245 x 70 mm
88.629.74	255 x 245 x 100 mm

DECKEL

LID



	Maße B x H
88.609.89	540 x 255 mm
88.609.79	485 x 255 mm
88.619.79	405 x 255 mm
88.629.79	255 x 245 mm

	Dimensions W x H
88.609.89	540 x 255 mm
88.609.79	485 x 255 mm
88.619.79	405 x 255 mm
88.629.79	255 x 245 mm




SIEBKÖRBE MIT DRAHTGEWEBE

WIRE MESH BASKETS

■ für 1/1 Container

■ for 1/1 containers



- flaches Drahtgewebe
- Fallgriffe
- stapelbar
- rostfreier Stahl

- plain wire mesh
- drop handles
- stackable
- stainless steel

	Maße B x T x H
88.609.11	540 x 255 x 30 mm
88.609.12	540 x 255 x 50 mm
88.609.13	540 x 255 x 70 mm
88.609.14	540 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.609.11	540 x 255 x 30 mm
88.609.12	540 x 255 x 50 mm
88.609.13	540 x 255 x 70 mm
88.609.14	540 x 255 x 100 mm

88.609.01	485 x 255 x 30 mm
88.609.02	485 x 255 x 50 mm
88.609.03	485 x 255 x 70 mm
88.609.04	485 x 255 x 100 mm

88.609.01	485 x 255 x 30 mm
88.609.02	485 x 255 x 50 mm
88.609.03	485 x 255 x 70 mm
88.609.04	485 x 255 x 100 mm

■ für 3/4 Container

■ for 3/4 containers

	Maße B x T x H
88.619.01	405 x 255 x 30 mm
88.619.02	405 x 255 x 50 mm
88.619.03	405 x 255 x 70 mm
88.619.04	405 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.619.01	405 x 255 x 30 mm
88.619.02	405 x 255 x 50 mm
88.619.03	405 x 255 x 70 mm
88.619.04	405 x 255 x 100 mm



■ für 1/2 Container

■ for 1/2 containers



	Maße B x T x H
88.629.01	255 x 245 x 30 mm
88.629.02	255 x 245 x 50 mm
88.629.03	255 x 245 x 70 mm
88.629.04	255 x 245 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.629.01	255 x 245 x 30 mm
88.629.02	255 x 245 x 50 mm
88.629.03	255 x 245 x 70 mm
88.629.04	255 x 245 x 100 mm

DECKEL

LID



	Maße B x H
88.609.19	540 x 255mm
88.609.09	485 x 255 mm
88.619.09	405 x 255 mm
88.629.09	255 x 245 mm

	Dimensions W x H
88.609.19	540 x 255 mm
88.609.09	485 x 255 mm
88.619.09	405 x 255 mm
88.629.09	255 x 245 mm




SIEBKÖRBE MIT DRAHTGEWEBE

WIRE MESH BASKETS

■ für 1/1 Container

■ for 1/1 containers



- gewelltes Drahtgewebe
- Fallgriffe
- stapelbar
- rostfreier Stahl

- crimp wire mesh
- drop handles
- stackable
- stainless steel

	Maße B x T x H
88.609.41	540 x 255 x 30 mm
88.609.42	540 x 255 x 50 mm
88.609.43	540 x 255 x 70 mm
88.609.44	540 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.609.41	540 x 255 x 30 mm
88.609.42	540 x 255 x 50 mm
88.609.43	540 x 255 x 70 mm
88.609.44	540 x 255 x 100 mm

88.609.31	485 x 255 x 30 mm
88.609.32	485 x 255 x 50 mm
88.609.33	485 x 255 x 70 mm
88.609.34	485 x 255 x 100 mm

88.609.31	485 x 255 x 30 mm
88.609.32	485 x 255 x 50 mm
88.609.33	485 x 255 x 70 mm
88.609.34	485 x 255 x 100 mm

■ für 3/4 Container

■ for 3/4 containers

	Maße B x T x H
88.619.31	405 x 255 x 30 mm
88.619.32	405 x 255 x 50 mm
88.619.33	405 x 255 x 70 mm
88.619.34	405 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.619.31	405 x 255 x 30 mm
88.619.32	405 x 255 x 50 mm
88.619.33	405 x 255 x 70 mm
88.619.34	405 x 255 x 100 mm



■ für 1/2 Container

■ for 1/2 containers



	Maße B x T x H
88.629.31	255 x 245 x 30 mm
88.629.32	255 x 245 x 50 mm
88.629.33	255 x 245 x 70 mm
88.629.34	255 x 245 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.629.31	255 x 245 x 30 mm
88.629.32	255 x 245 x 50 mm
88.629.33	255 x 245 x 70 mm
88.629.34	255 x 245 x 100 mm





SIEBKÖRBE MIT DRAHTGEWEBE

WIRE MESH BASKETS

■ für 1/1 Container

■ for 1/1 containers



- gewelltes Drahtgewebe
- umklappbare Fallgriffe
- rostfreier Stahl

- crimp wire mesh
- drop and tiltable handles
- stainless steel

	Maße B x T x H
88.609.61	540 x 255 x 30 mm
88.609.62	540 x 255 x 50 mm
88.609.63	540 x 255 x 70 mm
88.609.64	540 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.609.61	540 x 255 x 30 mm
88.609.62	540 x 255 x 50 mm
88.609.63	540 x 255 x 70 mm
88.609.64	540 x 255 x 100 mm

88.609.51	485 x 255 x 30 mm
88.609.52	485 x 255 x 50 mm
88.609.53	485 x 255 x 70 mm
88.609.54	485 x 255 x 100 mm

88.609.51	485 x 255 x 30 mm
88.609.52	485 x 255 x 50 mm
88.609.53	485 x 255 x 70 mm
88.609.54	485 x 255 x 100 mm

■ für 3/4 Container

■ for 3/4 containers

	Maße B x T x H
88.619.51	405 x 255 x 30 mm
88.619.52	405 x 255 x 50 mm
88.619.53	405 x 255 x 70 mm
88.619.54	405 x 255 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.619.51	405 x 255 x 30 mm
88.619.52	405 x 255 x 50 mm
88.619.53	405 x 255 x 70 mm
88.619.54	405 x 255 x 100 mm

■ für 1/2 Container


■ for 1/2 containers

	Maße B x T x H
88.629.51	255 x 245 x 30 mm
88.629.52	255 x 245 x 50 mm
88.629.53	255 x 245 x 70 mm
88.629.54	255 x 245 x 100 mm

	Dimensions W x D x H
88.629.51	255 x 245 x 30 mm
88.629.52	255 x 245 x 50 mm
88.629.53	255 x 245 x 70 mm
88.629.54	255 x 245 x 100 mm

02



■ SILIKONMATTEN
SILICONE MATS





ANTI-RUTSCH-MATTE

NONSLIP MAT





	Maße B x H
88.695.20B	270 x 125 mm
88.695.24B	230 x 220 mm
88.695.21B	245 x 245 mm
88.695.25B	380 x 230 mm
88.695.23B	440 x 230 mm
88.695.26B	520 x 230 mm

	Dimensions W x H
88.695.20B	270 x 125 mm
88.695.24B	230 x 220 mm
88.695.21B	245 x 245 mm
88.695.25B	380 x 230 mm
88.695.23B	440 x 230 mm
88.695.26B	520 x 230 mm

- Silikon-Noppenmatte
- zur schonenden Lagerung der Instrumente
- gelocht

- silicone mat
- for careful storage of instruments
- perforated



	Maße B x H
88.695.20	270 x 125 mm
88.695.24	230 x 220 mm
88.695.21	245 x 245 mm
88.695.25	380 x 230 mm
88.695.23	440 x 230 mm
88.695.26	520 x 230 mm

	Dimensions W x H
88.695.20	270 x 125 mm
88.695.24	230 x 220 mm
88.695.21	245 x 245 mm
88.695.25	380 x 230 mm
88.695.23	440 x 230 mm
88.695.26	520 x 230 mm

- Silikon-Noppenmatte
- zur schonenden Lagerung der Instrumente
- gelocht

- silicone mat
- for careful storage of instruments
- perforated



info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

Tel.: +49 (0) 7462 | 94 61 - 0
Fax: +49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.88S
10.2016 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications
sous réserve de modifications techniques
cambios técnicos reservados
ci riserviamo il diritto di modefiche tecniche